

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aquavibron-na-kregoslup-aquabox-p-3261.html>



Aquavibron na kręgosłup - AQUABOX

Cena brutto	4 300,00 zł
Cena netto	3 495,93 zł
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KSS-AQUABOX
Kod producenta	SM-AQ

Opis produktu

AquaBox - moduł do Aqua Vibron / Aquavibron z obiegiem zamkniętym

AquaBox to przenośny, poręczny moduł współpracujący z Aqua Vibron / AQUAWIBRON (akwawibron). Zapewnia zamknięty obieg wody do urządzenia aquavibron, dlatego pracuje ekologicznie i oszczędnie. Po podłączeniu z Aqua Vibronem umożliwia masaż leczniczy oraz masaż kręgosłupa – na sucho i w wodzie – oraz akupresurę odpowiednimi membranami. Cena nie obejmuje urządzenia AQUAWIBRON.

3 kluczowe korzyści

- Oszczędność i higiena – zamknięty obieg ogranicza zużycie wody i ułatwia utrzymanie czystości stanowiska.
- Mobilność i gotowość – forma walizki, miejsce na membrany, szybkie uruchomienie wizyty domowej.
- Szerokie spektrum zabiegów – masaż mechaniczny Aquavibron / masaż wibracyjny aquavibron (na sucho/w wodzie) oraz akupresura.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

fizjoterapeuci i rehabilitanci prowadzący zabiegi w domu pacjenta lub w małych gabinetach; kluby sportowe i ośrodki, które chcą ograniczyć zużycie wody i skrócić przygotowanie stanowiska Aquavibron domowy.

Nie dla kogo:

osoby szukające samodzielnego masażera (AquaBox nie wykonuje masażu – to moduł do współpracy z Aquavibron); placówki wymagające wielostanowiskowych systemów o bardzo dużej pojemności.

Możliwości użycia

Wizyta domowa – masaż kręgosłupa na sucho: szybka konfiguracja, następnie przejście do pracy w wodzie bez dostępu do bieżącej sieci.

Regeneracja sportowa – akupresura punktowa: praca membranami na punkty bolesne, kontrola parametrów w obiegach zamkniętych.

Mały gabinet – masaż leczniczy Aquavibron: powtarzalne warunki zabiegu, krótki czas przygotowania, porządek na stanowisku.

Dobór wariantu / rozmiaru

AquaBox występuje jako jeden wariant. Dobierasz jedynie urządzenie do masażu leczniczego Aquavibron
Zaplanuj miejsce: 73 x 37 x 56 cm, zasilanie 230 V i stabilne podłoże (waga 50 kg).

Montaż w 3 krokach

Podłącz zasilanie 230 V~/50 Hz i ustaw urządzenie na stabilnym podłożu.

Napełnij zbiornik do pojemności roboczej 5 l i zamknij obieg.

Podłącz Aqua Vibron, odpowietrz układ, uruchom pompę – rozpocznij zabieg na sucho lub w wodzie.

Uwaga: Cena nie obejmuje urządzenia Aqua Vibron ani membran.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

1. Pracuj na stabilnym, suchym podłożu; nie zanurzaj obudowy.
2. Regularnie kontroluj przewody, złącza, szczelność układu i stan filtracji.
3. Przeciwwskazania (decyzja specjalisty): ostry stan zapalny, gorączka, zakrzepica, świeże rany/pooperacyjne bez zgody lekarza, ciężka niewydolność serca, aktywne infekcje skóry; ciąża – po konsultacji.
4. AquaBox to moduł współpracujący; stosuj zgodnie z instrukcją producenta i zaleceniami terapeuty.

Pielęgnacja

-->> Po sesji przepłucz układ czystą wodą. Stosuj się do zaleceń producenta, zgodnie z instrukcją.

-->> Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na dłużej.

-->> Czyść obudowę wilgotną ściereczką; unikaj środków ściernych.

Dowody jakości

- Przeznaczenie do pracy w zamkniętym obiegu wody z Aqua Vibron / Aquavibron.
- Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń 230 V (szczegóły w dokumentacji producenta).

Obszary zastosowania (po kwalifikacji medycznej)

Chirurgia, neurologia, medycyna sportowa, ortopedia, reumatologia, onkologia, dermatologia, stomatologia, urologia itp.

Efekty oczekiwane w ramach terapii: zwiększenie ruchomości stawów, wsparcie regeneracji tkanek, poprawa komfortu życia i zdrowego samopoczucia.

Możliwość akupresury membranami Aquavibron.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność robocza zbiornika	5 l
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy (maks.)	0,37 kW
Wysokość	73 cm
Szerokość	37 cm
Głębokość	56 cm
Waga	50 kg
Obieg wody	Zamknięty
Forma obudowy	Walizka z uchwytem na membrany
Kompatybilność	AQUAWIBRON / Aqua Vibron (akwawibron)
Tryb pracy	Na sucho i w wodzie (po podłączeniu Aqua Vibron)
Czas użytkowania aparatu	Dowolny (wg instrukcji i przerw eksploatacyjnych)
Akupresura	Tak (odpowiednie membrany)

FAQ, najczęściej zadawane pytania;

1. Czy AquaBox działa bez Aquavibronu?

Nie. To moduł obiegu wody i stanowisko pracy. Masaż wykonuje Aqua Vibron.

2. Czy mogę prowadzić masaż na sucho i w wodzie?

Tak. Po podłączeniu z Aqua Vibronem możesz pracować na sucho albo w wodzie (w obiegu zamkniętym).

3. Czy można wykonywać akupresurę?

Tak – przy użyciu odpowiednich membran.

4. Jak dezynfekować układ zamknięty?

Po pracy przepłucz czystą wodą; okresowo użyj zalecanego środka dezynfekującego. Nie zostawiaj wody w zbiorniku na dłużej.

☐☐ Zamów Aquabox i korzystaj z pełnych możliwości masażu wibracyjnego Aquavibron – w domu, gabinecie i w placówce medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zakup AQUAVIBRON: Nie , Tak (+ 720,00 zł)