

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/drabinka-do-wstawiania-p-122.html>

Drabinka do wstawania

Cena brutto	98,00 zł
-------------	-----------------

Cena netto	79,67 zł
------------	-----------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-Z-D-KC-31
------------------	---------------------

Opis produktu

Drabinka do wstawania z łóżka to innowacyjny produkt, który zapewnia wsparcie i ułatwia codzienne czynności pacjentom oraz opiekunom. Opracowana z myślą o osobach obłożnie chorych, drabinka oferuje wiele korzyści zarówno w zakresie poprawy sprawności fizycznej, jak i aktywizującej pielęgnacji pacjenta.

Jednym z głównych zastosowań drabinki jest ułatwienie pacjentowi podnoszenia się do pozycji siedzącej. Dzięki możliwości samodzielnego przekładania nóg na brzeg łóżka i siadania na jego skraju, pacjent zyskuje niezależność i większą swobodę w wykonywaniu tej czynności. Pozwala to zmniejszyć obciążenie dla opiekuna oraz minimalizuje ryzyko odleżyn poprzez częstsze zmiany pozycji w łóżku.

Drabinka do podciągania jest również przydatna w procesie rehabilitacji. Pacjent może wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk, pleców i ramion, co przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej i ogólnej kondycji. Dodatkowo, produkt wspomaga głębokie oddychanie, co jest istotne w zapobieganiu zapaleniom płuc, oraz ułatwia czynności pielęgnacyjne, takie jak poprawianie poduszek.

Drabinka łózkowa została zaprojektowana z myślą o trwałości i wytrzymałości. Składa się z drewnianych, lakierowanych szczebli o średnicy 2 cm i szerokości 30 cm, które zapewniają pewny chwyt. Całkowita długość drabinki wynosi około 180 cm, co pozwala na jej montaż do każdego rodzaju łóżka. Dodatkowo, lina wykonana z polipropylenu gwarantuje wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas korzystania z drabinki.

Drabinka do wstawania dla seniora to niezastąpione narzędzie dla osób sprawujących opiekę nad obłożnie chorymi. Dzięki jej funkcjonalności, wytrzymałości i wszechstronnym zastosowaniom, pacjenci mogą zyskać większą niezależność i poprawić swoją sprawność fizyczną, a opiekunowie mogą zapewnić im kompleksową i aktywną opiekę.

Drabinka do wstawania: instrukcja użytkowania:



Długość drabinki wynosząca około 1,80 m umożliwia jej łatwe przymocowanie do różnych rodzajów łóżek, nie tylko do łóżek pielęgnacyjnych. Aby zamocować drabinę, wystarczy przywiązać wystające odcinki linki na jej końcu do łóżka pacjenta.

W przypadku, gdy drabinka jest za długa i sięga podłogi, istnieje możliwość jej skrócenia poprzez przekładanie poszczególnych szczebli przez siebie. Na przykład, można przełożyć trzeci szczebel przez szósty, aby dostosować długość drabinki do preferowanej wysokości. Ta elastyczność umożliwia idealne dopasowanie drabinki do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dzięki простemu sposobowi montażu i dostosowywania długości, drabinka dla seniora zapewnia łatwość użytkowania i kompatybilność z różnymi rodzajami łóżek, co czyni ją wygodnym i wszechstronnym narzędziem w codziennej opiece nad pacjentem.



Podczas procesu podnoszenia się pacjenta z pozycji leżącej, opiekun może delikatnie wspierać głowę i klatkę piersiową pacjenta. Taki sposób działania zapewnia niezbędne wsparcie pacjentowi, jednocześnie odciążając fizycznie osobę opiekującą się.

Dzięki temu wsparciu, pacjent odczuwa większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa podczas wstawania z łóżka. Osoba pielęgnująca może kontrolować tempo podnoszenia, zapewniając pacjentowi niezbędną pomoc i redukując ryzyko przypadkowego upadku.

Wspieranie głowy i klatki piersiowej pacjenta jest kluczowe w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i minimalizowaniu napięcia mięśniowego. Działanie to również przyczynia się do zmniejszenia obciążenia dla opiekuna, który może skupić się na bezpiecznym i efektywnym asystowaniu pacjentowi.

W rezultacie, zarówno pacjent, jak i opiekun mogą korzystać z korzyści płynących z delikatnego wsparcia podczas podnoszenia się z pozycji leżącej. Jest to ważny element zapewnienia kompleksowej i bezpiecznej opieki pacjentowi, jednocześnie minimalizując wysiłek fizyczny osoby pielęgnującej.

Drabinka do wstawania, dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie : 150 kg
- Ilość szczebli: 6 szt.
- Średnica szczebli: 2 cm
- Szerokość szczebli: 30 cm
- Długość całkowita: ok. 180 cm
- Materiał: szczeble drewniane, lakierowane; lina polipropylenowa.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.