



Fotel rehabilitacyjny FRT-B do ćwiczeń oporowych kończyn i stawu barkowego

Cena brutto	6 390,00 zł
Cena netto	5 916,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-TM-FR-FRT-B

Opis produktu

Specjalistyczny fotel do terapii barku, kończyn górnych i dolnych

Fotel rehabilitacyjny FRT-B to specjalistyczny model do ćwiczeń oporowych kończyn górnych, kończyn dolnych oraz stawu barkowego. Urządzenie sprawdza się w terapii ruchowej i kinezyterapii, gdzie ważne są stabilne ułożenie pacjenta, kontrolowany zakres ruchu oraz możliwość stopniowego prowadzenia ćwiczeń z obciążeniem.

Regulowane siedzisko, regulowane oparcie, główce do ćwiczeń, 3 pasy stabilizacyjne i obciążniki **8 x 1 kg** pozwalają dopasować ustawienie fotela do pacjenta oraz rodzaju prowadzonej terapii. Dzięki temu FRT-B nie pełni wyłącznie funkcji siedziska rehabilitacyjnego — jest stanowiskiem do ćwiczeń kończyn i stawu barkowego.

Do czego służy fotel rehabilitacyjny FRT-B?

Fotel FRT-B służy do ćwiczeń obejmujących **kończyny dolne, kończyny górne oraz staw barkowy**. Dzięki wyposażeniu w obciążniki umożliwia prowadzenie ćwiczeń oporowych, które mogą być wykorzystywane w procesie stopniowej odbudowy siły mięśniowej oraz poprawy sprawności ruchowej.

Konstrukcja fotela pozwala dopasować ustawienie urządzenia do budowy pacjenta i rodzaju wykonywanego ćwiczenia. Specjalne uchwyty w ramieniu fotela umożliwiają umiejscowienie głowic do ćwiczeń kończyn górnych i stawu barkowego także w pozycji leżącej.

Regulacja długości siedziska

Model FRT-B posiada **regulację długości siedziska**. Regulacja odbywa się za pomocą pokręteł umieszczonych po obu stronach fotela. Pozwala to dopasować pozycję pacjenta do jego wzrostu oraz do ustawienia wymaganego podczas ćwiczeń kończyn i stawu barkowego.

Regulacja kąta oparcia 0–85°

Fotel wyposażony jest w **regulowane oparcie w zakresie od 0° do 85°**. Zmiana kąta odbywa się za pomocą sprężyny gazowej, co ułatwia ustawienie pozycji terapeutycznej i poprawia komfort pracy z pacjentem.

Regulowane oparcie ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy ćwiczenia wymagają zmiany pozycji tułowia lub dostosowania ustawienia pacjenta do konkretnego zakresu ruchu.

Regulowane główce do ćwiczeń

Fotel rehabilitacyjny FRT-B umożliwia **regulację wysokości osi obrotu główce**. Ustawienie odbywa się za pomocą pokręteł umieszczonych z przodu fotela, co pozwala dopasować położenie elementów roboczych do budowy anatomicznej pacjenta.

Dodatkowo kąt pomiędzy ramionami główicy ustawiany jest przy użyciu sprzęgła zębatego blokowanego pokręteł. Takie rozwiązanie zwiększa zakres możliwych ustawień i pozwala lepiej dopasować fotel do rodzaju prowadzonej terapii.

Pasy stabilizacyjne i obciążniki 8 × 1 kg

W wyposażeniu fotela znajdują się **3 pasy stabilizacyjne**. Ich zadaniem jest pomoc w utrzymaniu prawidłowej pozycji pacjenta podczas ćwiczeń. Stabilizacja ma duże znaczenie przy terapii kończyn oraz stawu barkowego, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i powtarzalność ruchu.

Fotel FRT-B posiada również **obciążniki 8 × 1 kg**. Umożliwiają one wprowadzenie ćwiczeń oporowych i stopniowe dostosowanie obciążenia do potrzeb terapii.

Fotel FRT-B do gabinetu rehabilitacyjnego i terapii domowej

Model FRT-B sprawdzi się w gabinetach rehabilitacyjnych, placówkach terapeutycznych, salach kinezyterapii oraz w warunkach domowych, jeśli wymagany jest specjalistyczny sprzęt do regularnych ćwiczeń kończyn i stawu barkowego.

Dostępność różnych kolorów tapicerki pozwala dopasować fotel do wyposażenia gabinetu lub pomieszczenia terapeutycznego. Solidna konstrukcja oraz maksymalne obciążenie do **160 kg** umożliwiają stosowanie fotela w codziennej rehabilitacji.

Najważniejsze cechy fotela rehabilitacyjnego FRT-B

- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych, kończyn dolnych i stawu barkowego,
- umożliwia prowadzenie ćwiczeń oporowych,
- posiada regulację długości siedziska,
- ma regulowane oparcie w zakresie 0–85°,
- umożliwia regulację wysokości osi obrotu główce,
- posiada ustawienie kąta między ramionami główicy,
- wyposażony jest w 3 pasy stabilizacyjne,
- zawiera obciążniki 8 × 1 kg,
- pozwala na wybór koloru tapicerki,
- maksymalne obciążenie użytkowe wynosi 160 kg.

Dla kogo przeznaczony jest fotel rehabilitacyjny FRT-B?

Fotel rehabilitacyjny FRT-B jest przeznaczony dla użytkowników i placówek, które potrzebują urządzenia do ćwiczeń oporowych kończyn oraz stawu barkowego. To właściwy wybór wtedy, gdy najważniejsze są regulacje terapeutyczne, stabilizacja pacjenta, możliwość pracy z obciążeniem oraz dopasowanie ustawień do przebiegu terapii.

Dane techniczne fotela rehabilitacyjnego FRT-B

Model	FRT-B
Rodzaj produktu	fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń oporowych
Przeznaczenie	ćwiczenia kończyn górnych, kończyn dolnych i stawu barkowego
Zastosowanie	rehabilitacja, kinezyterapia, terapia ruchowa
Regulacja długości siedziska	tak, za pomocą pokręteł po obu stronach fotela
Regulacja kąta oparcia	0°–85°, za pomocą sprężyny gazowej
Regulacja wysokości osi obrotu główce	tak, za pomocą pokręteł z przodu fotela
Regulacja kąta między ramionami główicy	sprzęgło zębate blokowane pokręteł
Pasy stabilizacyjne	3 szt.
Obciążniki	8 × 1 kg
Długość	168 cm
Szerokość	100 cm
Wysokość	155 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Waga fotela	50 kg
Kolor tapicerki	do wyboru

Najczęściej zadawane pytania

Czy fotel FRT-B służy do ćwiczeń stawu barkowego?

Tak. Fotel rehabilitacyjny FRT-B jest przeznaczony do ćwiczeń stawu barkowego, a także kończyn górnych i dolnych.

Czy na fotelu FRT-B można wykonywać ćwiczenia oporowe?

Tak. Model FRT-B wyposażony jest w obciążniki 8 × 1 kg, które pozwalają prowadzić ćwiczenia oporowe podczas terapii ruchowej.

Czy fotel rehabilitacyjny FRT-B ma regulowane oparcie?

Tak. Oparcie fotela można regulować w zakresie od 0° do 85° za pomocą sprężyny gazowej.

Do czego służą pasy stabilizacyjne w fotelu FRT-B?

Fotel posiada 3 pasy stabilizacyjne, które pomagają utrzymać prawidłową pozycję pacjenta podczas ćwiczeń kończyn i stawu barkowego.

Czym fotel FRT-B różni się od standardowego fotela rehabilitacyjnego?

FRT-B jest specjalistycznym fotelem do ćwiczeń oporowych kończyn i stawu barkowego. Wyróżnia go regulowane siedzisko, regulowane oparcie, główce do ćwiczeń, pasy stabilizacyjne oraz obciążniki 8 × 1 kg.

Dobierz właściwy sprzęt do terapii ruchowej

Fotel FRT-B jest przeznaczony do ćwiczeń oporowych kończyn oraz stawu barkowego. Sprawdź również powiązane kategorie i warianty, które pomagają dobrać sprzęt do rodzaju rehabilitacji.

- [fotele rehabilitacyjne do ćwiczeń i terapii ruchowej](#)
- [fotel rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej – wariant o innym zakresie zastosowania](#)
- [sprzęt do kinezyterapii](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem