

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x30plw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1037.html>



Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 PLW z wyświetlaczem

Cena brutto	1 082,00 zł
Cena netto	879,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3-5 dni
Numer katalogowy	SM-UV-NBV-2x30-PLW
Kod producenta	NBV 2x30

Opis produktu

Lampa bakteriobójcza UV-C NBV-2x30 PLW – profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń

Lampa bakteriobójcza NBV-2x30 PLW to mobilne urządzenie UV-C przeznaczone do podnoszenia poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach poprzez dezynfekcję powietrza i powierzchni. Model został wyposażony w **włącznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym LED** oraz **akustyczną sygnalizację momentu wymiany promienników UV-C**, co ułatwia kontrolę eksploatacji i planowanie serwisu.

Urządzenie emituje promieniowanie **UV-C o długości fali 253,7 nm** i znajduje zastosowanie m.in. w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach oraz w branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej. Dzięki statywowi jezdnemu lampa może być wygodnie przemieszczana pomiędzy pomieszczeniami.

Jeśli szukasz innych modeli z tej serii, zobacz także [lampy bakteriobójcze serii NBVE i NBV](#), a dla porównania technologii sprawdź [lampy bakteriobójcze przepływowe](#).

Najważniejsze zalety modelu NBV-2x30 PLW

- **2 x 30 W UV-C** – skuteczna dezynfekcja pomieszczeń o powierzchni ok. **18-22 m²**.
- **Mobilny statyw jezdny (PL)** – łatwe ustawienie lampy w miejscu pracy.
- **Licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym (LW)** – kontrola czasu użytkowania promienników.
- **Sygnalizacja akustyczna wymiany promiennika** – większa wygoda obsługi i nadzór nad eksploatacją.
- **Regulacja kąta naświetlania (obróć 270°)** – lepsze dopasowanie do warunków pomieszczenia.
- **Praca ciągła** – urządzenie przystosowane do profesjonalnego użytkowania.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się lampa UV-C NBV-2x30 PLW?

Lampa jest przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie istotne jest ograniczenie obciążenia mikrobiologicznego pomieszczeń i powierzchni. Typowe miejsca zastosowania:

- bloki operacyjne i sale szpitalne,
- gabinety zabiegowe i opatrunkowe,
- przychodnie i laboratoria,
- gabinety stomatologiczne, kosmetyczne i fryzjerskie,
- pomieszczenia w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

Bezpieczeństwo użytkowania

Model NBV-2x30 PLW jest lampą **bezpośredniego działania**. Oznacza to, że cykl dezynfekcji UV-C należy wykonywać **w pustym pomieszczeniu** – bez obecności ludzi, zwierząt i roślin. Urządzenie powinno być używane zgodnie z instrukcją producenta oraz procedurami BHP obowiązującymi w danej placówce.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 66 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- Masa kopuły: 5 kg
- Długość wysięgnika: 1800 mm
- Typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym

Szukasz wersji bez wyświetlacza? Zobacz także model: [NBV-2x30 PL z licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza](#).

FAQ, najczęściej zadawane pytania od Klientów

1. Czy lampa NBV-2x30 PLW może pracować przy obecności ludzi?

Nie. To lampa UV-C bezpośredniego działania, dlatego cykl dezynfekcji należy wykonywać w pustym pomieszczeniu.

2. Co oznacza oznaczenie PLW w nazwie modelu?

PL oznacza wersję przejezdną (na statywie), a W wskazuje licznik czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym.

3. Jaką powierzchnię może dezynfekować ten model?

Wg karty produktu jest to około 18-22 m² (zależnie od warunków pomieszczenia i procedury użytkowania).

4. Czy lampa informuje o konieczności wymiany promienników?

Tak, model posiada akustyczną sygnalizację momentu wymiany źródeł światła UV-C.

5. Gdzie najczęściej stosuje się lampę NBV-2x30 PLW?

W placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach oraz w wybranych obszarach przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.