

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/linka-kc03-z-dwoma-bloczkami-2450mm-p-971.html>



Linka rehabilitacyjna KC-03 2450 mm z 2 bloczkami do UGUL/PUR

Cena brutto **90,00 zł**

Cena netto **83,33 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC-03**

Opis produktu

Opis i zastosowanie linki KC-03 z 2 bloczkami

Skrót parametryczny: Linka KC-03 o długości **2450 mm** z **dwoma bloczkami** służy do ćwiczeń samowspomaganych i pracy w podwieszeniu w kabinach **UGUL/PUR**. Zastosowanie dwóch bloczków ułatwia płynne prowadzenie ruchu i organizację toru linki. Wersja przedłużona do **4000 mm** sprawdzi się m.in. przy montażu do sufitu.

Zastosowanie

- ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych i dolnych (zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty),
- kinezyterapia w gabinetach rehabilitacji, na salach ćwiczeń i w ośrodkach fizjoterapii,
- kompatybilność z osprzętem kabin **UGUL/PUR**.

Najważniejsze korzyści

- **Płynniejsza praca linki** dzięki zastosowaniu bloczków i większego kółka,
- **Wygodny chwyt** – ergonomiczne rączki z tworzywa
- **Trwałość** – konstrukcja przygotowana do intensywnego użytkowania,
- **Możliwość wyboru długości** – standard 2450 mm lub wariant przedłużony do 4000 mm.

Właściwości higieniczne i zalecenia dezynfekcji

Rączki linki KC-03 wykonane są z **tworzywa technicznego klasy premium**. W warunkach użytkowania w placówkach rehabilitacyjnych materiał ten spełnia podstawowe wymogi higieniczne przy zachowaniu prawidłowej procedury dezynfekcji.

Tworzywo jest materiałem nieporowatym, odpornym na wilgoć i typowe środki dezynfekujące. Nie wchłania wody ani wydzielin skórnych, co ułatwia utrzymanie higieny powierzchni. Materiał zachowuje swoje właściwości w kontakcie z preparatami alkoholowymi i na bazie związków czwartorzędowych, stosowanymi powszechnie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Zalecane środki i metody dezynfekcji

Do dezynfekcji rączek zaleca się preparaty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub biobójcze (kategoria PT2), przeznaczone do powierzchni medycznych. Skuteczne są środki na bazie alkoholu izopropylowego (IPA) lub etanolu w stężeniu 70%, a także preparaty zawierające czwartorzędowe sole amoniowe (QAC). Dobrym wyborem są gotowe chusteczki dezynfekujące do powierzchni medycznych, np. Sani-Cloth, Bacillol Tissues, Meliseptol Foam lub ich odpowiedniki. Dezynfekcję należy

przeprowadzać metodą przetrarcia powierzchni, zapewniając wymagany czas kontaktu środka zgodnie z instrukcją preparatu (zazwyczaj 1-5 minut).

Specyfikacja

- Długość: **2450 mm** (opcjonalnie **4000 mm**)
- Układ: **2 bloczki**
- Uchwyty: **tworzywo, ergonomiczny profil**
- Przeznaczenie: **kabiny UGUL / PUR**, ćwiczenia samowspomagane

Wskazówki bezpieczeństwa

Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z planem terapeuty. Przed użyciem sprawdź stan linki, węzłów i elementów prowadzących oraz dobierz obciążenia do możliwości pacjenta.

Dobierz kompatybilny osprzęt

Zobacz także inne elementy z kategorii: [Elementy osprzętu UGUL](#).

- Wariant z mniejszą liczbą bloczków: [Linka KC-03 z jednym bloczkiem](#)
- Dłuższa linka bez uchwytów (rączek) do zastosowań w gabinecie: [Linka KC-05 3750 mm](#)
- Akcesoria do stabilizacji i ćwiczeń: [Kamaszek płócienny KC-14M](#), [Esik \(hak\) do UGUL/PUR](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość linki: Standardowa , Przedłużona do 4000mm (+ 5,00 zł)