

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ochraniacze-na-lokiecpiete-z-dodatkowa-obejma-p-1530.html>



## Ochraniacze przeciwoodleżynowe na łokcie z dodatkową obejmą – 2 sztuki

Cena brutto **52,00 zł**

Cena netto **48,15 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SVP 2402**

### Opis produktu

**Ochraniacze przeciwoodleżynowe na łokcie SALVAPAD SVP 2402** to dwie miękkie osłony zakładane bezpośrednio na kończyny osoby długotrwale leżącej. Model jest przeznaczony do ochrony łokci narażonych na długotrwały ucisk, kontakt z materacem lub brzegiem łóżka oraz powtarzające się otarcia. Każdy ochraniacz można zastosować również na pięcie.

Najważniejszą różnicą między SVP 2402 a podstawowym modelem SALVAPAD jest **dodatkowa obejmą mocującą**. Razem z zapięciem na rzep pomaga ona ustabilizować ochraniacz na ramieniu lub w okolicy kostki. Jest to praktyczny wybór, gdy prostsza osłona przesuwa się podczas ruchu kończyny, zmiany pozycji lub czynności pielęgnacyjnych.

- **2 sztuki w opakowaniu** – na oba łokcie albo obie pięty;
- **dodatkowa obejmą** – stabilniejsze mocowanie na kończynie;
- **miękką, oddychającą tkaniną syntetyczną** – ogranicza bezpośredni kontakt skóry z twardym podłożem;
- **rozmiar uniwersalny** – regulacja za pomocą rzepów;
- **wielokrotne użycie** – możliwość czyszczenia lub prania do 40°C;
- **wyrób medyczny z oznaczeniem CE**.

### Ochraniacze na łokcie, które są mocowane do kończyny

SVP 2402 nie jest luźną poduszką wkładaną pod łokieć. Ochraniacz zakłada się bezpośrednio na kończynę i mocuje za pomocą rzepów. Dzięki temu osłona pozostaje razem z łokciem albo piętą również podczas kontrolowanej zmiany pozycji pacjenta.

Produkt bywa potocznie określany jako **osłona przeciwoodleżynowa na łokieć, nakładka ochronna mocowana na rzep, opaska na łokieć dla osoby leżącej** albo **ochraniacz od odleżyn**. Wszystkie te określenia odnoszą się tutaj do produktu zakładanego na kończynę, a nie do stacjonarnej poduszki umieszczanej pod ciałem.

### Jaki problem rozwiązuje dodatkowa obejmą?

Standardowy ochraniacz może zmieniać położenie, jeżeli pacjent porusza ręką lub nogą albo podczas pielęgnacji i zmiany ułożenia ciała. W modelu SVP 2402 zastosowano dodatkowy element mocujący, który pomaga ograniczyć takie przesuwanie.

Obejmę należy wyregulować tak, aby ochraniacz pozostawał na właściwym miejscu, ale nie uciskał kończyny. Po założeniu trzeba sprawdzić skórę zarówno w miejscu chronionym, jak i pod paskami mocującymi.

### Dwie sztuki – na oba łokcie albo obie pięty

Opakowanie zawiera **dwa ochraniacze**. Jedna para może zabezpieczyć oba łokcie lub obie pięty. Jeżeli ochrony wymagają jednocześnie oba łokcie i obie pięty, potrzebne są dwa opakowania.

Uniwersalna konstrukcja pozwala stosować ten sam model na łokciu lub pięcie. Przy zmianie obszaru zastosowania należy zachować odpowiednią higienę produktu.

## Jak założyć ochraniacz SALVAPAD SVP 2402?

1. Umieścić miękką część ochraniacza dokładnie nad łokciem albo piętą.
2. Zamocuj główny pasek na rzep bez nadmiernego ściskania kończyny.
3. Załóż dodatkową obejmę tak, aby ograniczyć przesuwanie się osłony.
4. Sprawdź, czy materiał nie tworzy fałd i nie powoduje punktowego ucisku.
5. Po założeniu oraz podczas użytkowania regularnie kontroluj stan skóry.

## Ochraniacz na łokieć czy poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia?

Wybór produktu powinien zależeć od miejsca narażonego na długotrwały ucisk. SALVAPAD SVP 2402 zabezpiecza łokcie lub pięty, natomiast poduszka SUPPORT TIM jest przeznaczona przede wszystkim do odciążenia okolicy miednicy podczas siedzenia.

| Rozwiązanie                                                               | Sposób użycia                                           | Kiedy ma większy sens?                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SALVAPAD SVP 2402</b>                                                  | Zakładany i mocowany bezpośrednio na łokciu albo pięcie | Gdy miejscowej ochrony wymagają łokcie lub pięty osoby długotrwale leżącej i potrzebne jest dodatkowe mocowanie |
| <a href="#">Poduszka piankowa przeciwodleżynowa z otworem SUPPORT TIM</a> | Układana na siedzisku pod okolicą miednicy              | Gdy osoba spędza dużo czasu w pozycji siedzącej i potrzebuje poduszki z pianki memory oraz otworem odciążającym |

## Który model ochraniacza przeciwodleżynowego wybrać?

| Potrzeba                                        | Odpowiedni produkt                                                       | Najważniejsza różnica                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ochrona łokci i stabilniejsze mocowanie         | <b>SALVAPAD SVP 2402</b>                                                 | Dodatkowa obejmą stabilizującą                                      |
| Prosta, uniwersalna para na łokcie lub pięty    | <a href="#">Ochraniacze SALVAPAD SVP 2401 – 2 sztuki</a>                 | Podstawowe mocowanie bez dodatkowej obejmą                          |
| Ochrona ukierunkowana przede wszystkim na pięty | <a href="#">Ochraniacze na pięty SALVAPAD SVP 2412 – 2 sztuki</a>        | Bardzo miękka para na pięty; możliwe zastosowanie również na łokciu |
| Ochrona pięty, palców i przedniej części stopy  | <a href="#">Wydłużone ochraniacze na pięty i palce SALVAPAD SVP 2413</a> | Rozbudowana osłona obejmująca większą część stopy                   |

## Dane techniczne SALVAPAD SVP 2402

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu          | Ochraniacze przeciwodleżynowe zakładane na łokieć lub piętę |
| Model                    | SALVAPAD SVP 2402                                           |
| Numer katalogowy SaleMED | SM-TGO-SVP-2402                                             |
| EAN / GTIN-13            | 8436035350506                                               |
| Producent                | Medicare System                                             |
|                          |                                                             |

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba sztuk   | 2 sztuki – 1 para                                                                           |
| Rozmiar        | Uniwersalny                                                                                 |
| Mocowanie      | Rzepy oraz dodatkowa obejmą stabilizującą                                                   |
| Zastosowanie   | Łokieć lub pięta                                                                            |
| Materiał       | Oddychająca tkanina syntetyczna; warstwa zewnętrzna pokryta niebieskim poliamidowym welurem |
| Długość pasków | Dolny: 33 cm + 4 cm rzepu; górny: 17 cm + 4 cm rzepu                                        |
| Czyszczenie    | Czyszczenie lub pranie w temperaturze do 40°C                                               |
| Status         | Wyrób medyczny, oznaczenie CE                                                               |

## Bezpieczne stosowanie

Ochraniacze stanowią element profilaktyki i ochrony miejsc narażonych na ucisk oraz otarcia. Nie zastępują regularnej zmiany pozycji pacjenta, pielęgnacji skóry, właściwego odciążenia ani oceny personelu medycznego. Nie są opatrunkiem przeznaczonym do bezpośredniego leczenia otwartych ran. Przy istniejących zmianach skórnych sposób zastosowania należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką.

## Zobacz całą kategorię

[Ochraniacze przeciwodleżynowe na łokcie i pięty](#) – porównaj modele zakładane na kończynę oraz rozwiązania przeznaczone do ochrony pięt.

## Przeczytaj poradnik

Sprawdź, jak połączyć miejscową ochronę łokci i pięt z pozostałymi elementami [profilaktyki przeciwodleżynowej u osoby długotrwale leżącej](#).

## Podobne produkty

- [SALVAPAD SVP 2401 – uniwersalne ochraniacze na łokcie lub pięty](#)
- [SALVAPAD SVP 2412 – ochraniacze przeznaczone na pięty](#)
- [SALVAPAD SVP 2413 – osłona pięty i palców](#)
- [Poduszka przeciwodleżynowa SUPPORT TIM z otworem – do siedzenia](#)