

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/opaska-magnetyczna-na-nadgarstek-p-45.html>



Opaska magnetyczna na nadgarstek z 7 magnesami 1000+ gauss

Cena brutto **35,00 zł**

Cena netto **28,46 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **SM-H-OM-MWW**

Opis produktu

Opaska magnetyczna na nadgarstek z 7 magnesami 1000+ gauss

Opaska magnetyczna na nadgarstek to regulowany model z **7 magnesami o sile 1000+ gauss każdy**, przeznaczony do codziennego wsparcia komfortu okolicy nadgarstka. Sprawdza się w domu, w pracy, przy komputerze oraz przy czynnościach wymagających częstego chwytu dłoni.

Produkt ma **uniwersalny rozmiar** i wygodne **zapięcie na rzep**, dzięki czemu można szybko dopasować obwód do nadgarstka. Magnesy znajdują się po stronie wewnętrznej opaski, czyli bliżej miejsca użytkowania.

Najważniejsze cechy produktu

- **7 magnesów 1000+ gauss** rozmieszczonych po wewnętrznej stronie opaski,
- **regulacja na rzep** - łatwe dopasowanie do nadgarstka,
- **rozmiar uniwersalny** - jeden model dla różnych obwodów nadgarstka,
- miękka konstrukcja do codziennego użytkowania,
- możliwość stosowania w domu, w pracy i podczas odpoczynku,
- **24 miesięczne gwarancji**.

Dla kogo jest ta opaska na nadgarstek?

Ten model wybierają osoby, które szukają prostej, lekkiej i regulowanej opaski na nadgarstek do codziennego użytkowania. Może być pomocna przy przeciążeniu dłoni, pracy przy komputerze, powtarzalnych ruchach nadgarstka, czynnościach domowych lub hobby wymagającym chwytu.

Opaska nie zastępuje diagnozy, leczenia ani profesjonalnej ortozy medycznej. Jeżeli ból nadgarstka jest silny, nagły, po urazie albo towarzyszy mu obrzęk, drętwienie lub ograniczenie ruchu, warto skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	opaska magnetyczna na nadgarstek
Liczba magnesów	7 sztuk
Siła magnesów	1000+ gauss każdy
Regulacja	zapięcie na rzep
Rozmiar	uniwersalny
Miejsce stosowania	nadgarstek, okolica dłoni

Kod produktu
Gwarancja

SM-H-OM-MWW
24 miesiące

Jak prawidłowo założyć opaskę?

1. Ułóż opaskę tak, aby strona z magnesami znajdowała się od wewnętrznej strony nadgarstka.
2. Owiń opaskę wokół nadgarstka bez nadmiernego naciągania.
3. Dopnij rzep tak, aby opaska była stabilna, ale nie powodowała ucisku.
4. Jeżeli pojawi się drętwienie, mrowienie lub dyskomfort, poluzuj opaskę albo przerwij użytkowanie.

Czym różni się od zwykłej opaski na nadgarstek?

Zwykła opaska elastyczna skupia się głównie na lekkim podtrzymaniu i komforcie użytkowania. Ten model dodatkowo posiada **7 magnesów 1000+ gauss**, dlatego jest wybierany przez osoby szukające opaski magnetycznej do codziennego wsparcia okolicy nadgarstka.

Zobacz także podobne opaski i stabilizatory

Jeśli szukasz podobnych produktów, zobacz również [opaski magnetyczne na stawy](#), [opaskę magnetyczną na łokieć z wkładem żelowym](#) oraz [opaskę magnetyczną na kostkę z żelem](#).

Przy mocniejszej potrzebie stabilizacji nadgarstka sprawdź także [skórzany pas stabilizujący nadgarstek](#).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie dopinaj opaski zbyt mocno.
- Nie stosuj opaski na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
- Osoby z rozrusznikiem serca, implantem elektronicznym lub kobiety w ciąży powinny skonsultować użycie z lekarzem.
- Produkt nie zastępuje konsultacji medycznej ani leczenia specjalistycznego.

FAQ

Czy opaska magnetyczna pasuje na prawy i lewy nadgarstek?

Tak. Opaska ma uniwersalną konstrukcję i może być używana zarówno na prawym, jak i lewym nadgarstku.

Ile magnesów ma opaska na nadgarstek?

Opaska posiada 7 magnesów. Każdy magnes ma siłę 1000+ gauss, a magnesy znajdują się po wewnętrznej stronie opaski.

Czy opaska magnetyczna na nadgarstek ma regulację?

Tak. Produkt jest zapinany na rzep, dlatego można łatwo dopasować go do obwodu nadgarstka. Opaska powinna przylegać stabilnie, ale nie może powodować ucisku.

Czy można nosić opaskę podczas pracy przy komputerze?

Tak, opaskę można stosować podczas codziennych czynności, także przy pracy przy komputerze. Warto jednak sprawdzić, czy nie ogranicza ruchu dłoni i nie powoduje dyskomfortu.

Czy opaska magnetyczna leczy ból nadgarstka?

Nie. Opaska nie jest produktem leczniczym i nie zastępuje konsultacji medycznej. Może wspierać komfort okolicy nadgarstka, ale przy bólu, obrzęku, drętwieniu lub urazie należy skonsultować się z lekarzem albo fizjoterapeutą.

Kto powinien zachować ostrożność przy stosowaniu opaski z magnesami?

Ostrożność powinny zachować osoby z rozrusznikiem serca, implantami elektronicznymi, kobiety w ciąży oraz osoby leczone specjalistycznie. W takich przypadkach przed użyciem warto skonsultować się z lekarzem.