

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pas-unieruchamiajacy-pacjenta-p-2345.html>



Skórzany pas unieruchamiający pacjenta - nadgarstek lub kostka

Cena brutto **150,00 zł**

Cena netto **138,89 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-RH-F-PUP**

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający pacjenta - nadgarstek lub kostka

Skórzany pas unieruchamiający służy do stabilizacji kończyny górnej lub dolnej (nadgarstek/kostka) poprzez bezpieczne przypięcie do ramy łóżka szpitalnego, wózka lub fotela medycznego. Obejma jest podszyta filcem, co ogranicza ryzyko otarć w miejscu kontaktu ze skórą.

Kiedy wybiera się pas uniwersalny (nadgarstek/kostka)?

- gdy potrzebujesz jednego modelu pasującego na rękę i nogę,
- gdy liczy się szybka regulacja obwodu bez dobierania rozmiarów,
- gdy unieruchomienie dotyczy pojedynczej kończyny lub wymagana jest elastyczność zastosowań.

Jeżeli nie jest potrzebne ustabilizowanie nadgarstka lub kostki, a głównym problemem jest drapanie skóry, chwyatanie przedmiotów albo rozdrapywanie ran, warto porównać pas z [rękawiczką przeciw drapaniu dla pacjenta](#). Rękawica osłania całą dłoń i ogranicza możliwość pełnego zaciśnięcia palców, natomiast ten pas służy do stabilizacji kończyny przy łóżku, wózku lub fotelu.

Bezpieczeństwo stosowania i nadzór

Uwaga: produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z procedurami placówki oraz przepisami dotyczącymi przymusu bezpośredniego. W trakcie unieruchomienia pacjent wymaga stałego nadzoru oraz regularnych kontroli stanu pacjenta i skóry w miejscu obejmy (komfort, ryzyko otarć, krążenie obwodowe). W warunkach domowych stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniem personelu medycznego i pod stałym nadzorem opiekuna.

Jak dobrać i zamocować pas

- Zmierz obwód nadgarstka lub kostki i dopasuj regulację tak, aby stabilizował kończynę, ale nie uciskał.
- Metalowa sprzączka powinna znajdować się po stronie zewnętrznej, a pasek mocujący prowadzić tak, by nie skręcał się i nie ocierał skóry.
- Do całkowitego unieruchomienia obu rąk zwykle potrzebne są **2 sztuki** (po jednej na każdą kończynę).

Najważniejsze parametry

- Obwód nadgarstka/kostki: 10-31 cm
- Szerokość obejmy: 7 cm

-
- Pasek mocujący: 15–25 cm (szerokość 3 cm)
 - Materiał: skóra naturalna + filc ochronny
 - Sprzedaż: 1 sztuka

Porównaj z innymi pasami z tej grupy

Jeśli potrzebujesz rozwiązania segmentowego, zobacz: [pas unieruchamiający na rękę](#) oraz [pas unieruchamiający na nogi](#). Dla placówek, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia dostępu, popularne są też systemy z zamkiem magnetycznym.