

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/petla-glissona-z-orczykiem-p-140.html>



Pętla Glissona z orczykiem US-02 do wyciągu szyjnego (UGUL)

Cena brutto **129,00 zł**

Cena netto **119,44 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-US/02**

Opis produktu

Pętla Glissona z orczykiem US-02 do wyciągu szyjnego (UGUL)

Pętla Glissona z orczykiem to specjalistyczny osprzęt do prowadzenia **trakcji odcinka szyjnego** (wyciągu szyjnego) w warunkach gabinetowych - najczęściej w systemach podwieszów i wyciągach w **kabinie UGUL**. Stabilizuje ułożenie głowy i odcinka szyjnego oraz ułatwia bezpieczne podłączenie do układu trakcyjnego.

W skrócie: model **SM-US/02**, pętla do trakcji szyjnej w pozycji **siedzącej i leżącej**. Warstwa zewnętrzna ze skóry, wewnątrz wyściółka z filcu o dużej gęstości dla komfortu. W komplecie **orczyk** (stalowy pręt hartowany) stabilizujący prowadzenie trakcji pod obciążeniem.

Dla kogo i gdzie się sprawdzi

- **Gabinet fizjoterapii / rehabilitacji** - trakcja szyjna prowadzona przez specjalistę.
- **Placówki medyczne** - stanowiska UGUL i wyciągi do terapii odcinka szyjnego.
- **Praca terapeutyczna wymagająca stabilizacji** - gdy liczy się komfort pacjenta oraz powtarzalność ustawienia.

Zastosowanie w praktyce

- Ułatwia wykonanie trakcji szyjnej zgodnie z planem terapii (pozycja, czas, obciążenie).
- Zapewnia stabilne podparcie i ogranicza ryzyko „punktowego” ucisku (przy prawidłowym dopasowaniu).
- Pomaga utrzymać ułożenie podczas zabiegu w pozycji siedzącej lub leżącej.

Ważne: zabiegi trakcji odcinka szyjnego powinny być prowadzone wyłącznie według zaleceń specjalisty. Ten opis ma charakter informacyjny i nie zastępuje diagnozy ani planu terapii.

Jak używać w gabinecie

1. **Wybierz pozycję** (siedząca lub leżąca) zgodnie z celem terapii i zaleceniem prowadzącego.
2. **Założ pętlę** stabilnie i komfortowo - bez ucisku punktowego, bez skręcania materiału.
3. **Połącz pętlę z orczykiem** przez stalowe półkola i upewnij się, że zaczepy są poprawnie osadzone.
4. **Podłącz do układu wyciągowego** w UGUL i ustaw parametry zgodnie z zaleceniami (czas, siła/obciążenie, przerwy).
5. **Monitoruj komfort pacjenta** w trakcie zabiegu; po zakończeniu zdejmij pętlę i skontroluj stan elementów.

Checklisty, które usprawniają pracę

Przed zabiegiem:

- sprawdź stan skóry/poszycia oraz szwy (brak pęknięć, przetarć),
- skontroluj półkola i orczyk (brak odkształceń, pewny zaczep),
- upewnij się, że materiał nie jest skręcony i nie uciska punktowo,
- potwierdź parametry zabiegu (czas i obciążenie) zgodnie z planem terapii.

Po zabiegu:

- oczyść powierzchnię zgodnie z procedurą gabinetu,
- osusz i przechowuj w sposób, który nie odkształca elementów,
- zapisz ewentualne uwagi (komfort pacjenta, reakcja na trakcję),
- w razie uszkodzeń - wycofaj produkt z użycia do czasu oceny/serwisu.

Najczęstsze błędy (i jak ich uniknąć)

- **Zbyt ciasne dopasowanie** → ryzyko dyskomfortu; dopasuj tak, aby podparcie było równomierne.
- **Nieprawidłowe zaczepy półkoli** → zawsze wykonaj kontrolę „na sucho” przed obciążeniem.
- **Brak kontroli zużycia** → regularnie sprawdzaj szwy, materiał i elementy stalowe.
- **Samodzielne dobieranie obciążenia** → parametry powinny wynikać z zaleceń specjalisty.

Wymiary

- **Pętla Glissona:** szerokość całkowita 820 mm, wysokość w najszerszym odcinku 120 mm
- **Orczyk:** szerokość 370 mm, wysokość 150 mm

Materiały i konstrukcja - dlaczego to ma znaczenie

- **Skóra (warstwa zewnętrzna)** - trwałość i stabilność przy pracy gabinetowej.
- **Filc o dużej gęstości (wyściółka)** - komfort i ograniczenie ucisku punktowego.
- **Orczyk (stal hartowana)** - stabilizacja prowadzenia trakcji i pewne podłączenie do systemu.

Co wybrać: pętla z orczykiem czy podwieszka pod głowę?

W praktyce dobór zależy od metody pracy terapeutycznej i systemu w gabinecie:

- **Pętla Glissona z orczykiem** - gdy zależy Ci na stabilnym prowadzeniu trakcji i powtarzalnym ułożeniu.
- **Podwieszka pod głowę** - bywa wybierana jako alternatywne podparcie, w zależności od techniki i preferencji pacjenta.

Kompatybilność i przydatne linki

Ten produkt należy do osprzętu do kabin UGUL. Jeśli kompletujesz zestaw, zobacz również:

- [Kabiny UGUL – osprzęt \(kategoria\)](#)
- [Osprzęt do kabiny UGUL standard II \(71 elementów\)](#)
- [Podwieszka pod głowę KC10 – alternatywne podparcie](#)

Uwaga: informacje na stronie mają charakter ogólny. W terapii odcinka szyjnego kluczowe są kwalifikacja i nadzór specjalisty oraz indywidualny dobór parametrów zabiegu.