

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/pulsoksymetr-oksymetr-px-101-p-2941.html>



Pulsoksymetr napalcowy HoMedics OxyWatch PX-101

Cena brutto **119,00 zł**

Cena netto **110,19 zł**

Cena poprzednia **189,00 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-PN-H-PX-101**

Kod producenta **PX-101**

Opis produktu

Pulsoksymetr napalcowy HoMedics PX-101 – szybki pomiar SpO2, tętna i PI

Pulsoksymetr napalcowy HoMedics OxyWatch PX-101 to kompaktowy oksymetr na palec przeznaczony do krótkich, kontrolnych pomiarów parametrów oddechowo-kръżeniowych. Urządzenie mierzy **satyrację krwi SpO2**, **tętno PR** oraz **indeks perfuzji PI**, dzięki czemu sprawdzi się w domu, w opiece nad seniorem, w gabinecie oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybki i czytelny odczyt.

Model PX-101 wyróżnia się prostą obsługą jednym przyciskiem, czytelnym dwukolorowym ekranem OLED oraz lekką, napalcową konstrukcją. To praktyczne urządzenie dla osób, które chcą mieć pod ręką podstawowy sprzęt do kontroli saturacji i pulsu bez skomplikowanej konfiguracji.

Co mierzy pulsoksymetr HoMedics PX-101?

- **SpO2** – szacunkowy poziom saturacji, czyli natlenienia krwi.
- **PR / tętno** – częstość pracy serca podawana w uderzeniach na minutę.
- **PI / indeks perfuzji** – informacja o sile sygnału przepływu krwi w palcu.
- **Fala tętna i słupki sygnału** – dodatkowa wizualizacja ułatwiająca ocenę stabilności pomiaru.

Najważniejsze zalety HoMedics OxyWatch PX-101

- **Pomiar 3 parametrów:** SpO2, tętno PR i indeks perfuzji PI.
- **Czytelny ekran OLED:** wygodny odczyt wyniku pod różnym kątem.
- **Obsługa jednym przyciskiem:** prosta także dla osób starszych.
- **Kompaktowy rozmiar:** urządzenie mieści się w torbie, szufladzie lub domowej apteczce.
- **Zasilanie 2xAAA:** łatwa wymiana baterii i wygodne użytkowanie bez ładowarki.
- **Smycz w zestawie:** ułatwia przechowywanie i przenoszenie urządzenia.
- **Automatyczne wyłączenie:** pomaga oszczędzać baterie po zakończeniu pomiaru.

Dla kogo sprawdzi się pulsoksymetr napalcowy PX-101?

Pulsoksymetr HoMedics PX-101 może być dobrym wyborem dla osób, które chcą okresowo kontrolować saturację i puls w warunkach domowych, dla seniorów, opiekunów, osób aktywnych oraz gabinetów, w których potrzebny jest szybki pomiar

kontrolny. Urządzenie jest wygodne również jako element domowego zestawu podstawowych urządzeń pomiarowych obok ciśnieniomierza i termometru.

Jak prawidłowo wykonać pomiar saturacji?

1. Usiądź wygodnie i oprzyj rękę, aby ograniczyć ruch podczas pomiaru.
2. Upewnij się, że palec jest ciepły, suchy i bez ciemnego lakieru lub sztucznego paznokcia.
3. Załóż pulsoksymetr na palec wskazujący albo środkowy.
4. Włącz urządzenie i poczekaj kilka-kilkanaście sekund na stabilizację wyniku.
5. Porównuj kilka pomiarów wykonanych w podobnych warunkach, zamiast opierać się wyłącznie na pojedynczym odczycie.

Dlaczego indeks perfuzji PI jest przydatny?

Indeks perfuzji PI pomaga ocenić jakość sygnału pomiarowego. Zbyt zimny palec, słabe ukrwienie, ruch dłoni lub nieprawidłowe założenie urządzenia mogą powodować niestabilny odczyt. Dzięki wartości PI łatwiej zauważyć, czy warunki pomiaru są odpowiednie.

Specyfikacja techniczna HoMedics PX-101

Model	HoMedics OxyWatch PX-101 / PX-101-EEU
Rodzaj urządzenia	pulsoksymetr napalcowy / oksymetr na palec
Mierzone parametry	SpO2, tętno PR, indeks perfuzji PI, fala/sygnał tętna
Wyświetlacz	dwukolorowy ekran OLED
Obsługa	jeden przycisk
Zasilanie	2 x bateria AAA
Funkcje dodatkowe	automatyczne wyłączanie, wskaźnik baterii, wizualizacja fali tętna
W zestawie	pulsoksymetr, smycz, baterie, instrukcja
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo i ważne informacje

- Pulsoksymetr służy do pomiarów kontrolnych i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.
- Nie należy interpretować wyniku w oderwaniu od objawów, stanu zdrowia i zaleceń personelu medycznego.
- Na jakość pomiaru mogą wpływać m.in. zimne dłonie, ruch palca, lakier do paznokci, sztuczne paznokcie i słaby sygnał perfuzji.
- Urządzenia nie należy używać do stałego monitorowania, jeśli producent nie przewidział takiego zastosowania.
- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcją producenta, szczególnie po użyciu przez więcej niż jedną osobę.

Dlaczego warto kupić w SaleMED?

- ekspresowa wysyłka 24h,
- produkt dostępny z dużego stanu magazynowego,
- paragon lub faktura VAT,
- 24 miesiące gwarancji,
- sklep specjalizujący się w sprzęcie medycznym, rehabilitacyjnym i domowych urządzeniach pomiarowych.

Zobacz także w SaleMED.pl

Jeśli kompletujesz domowy zestaw do kontroli podstawowych parametrów, sprawdź również: [pulsoksymetry napalcowe](#), [ciśnieniomierze elektroniczne](#), [termometry elektroniczne](#) oraz [inhalatory](#).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wyniki pomiaru interpretuj w kontekście objawów, stanu zdrowia i zaleceń personelu medycznego.

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Czy HoMedics PX-101 mierzy tylko saturację?

Nie. Pulsoksymetr HoMedics PX-101 mierzy saturację SpO2, tętno PR oraz indeks perfuzji PI. Na ekranie widoczna jest również wizualizacja sygnału tętna.

Czym różni się pulsoksymetr od zwykłego pulsometru?

Pulsometr najczęściej kojarzy się z pomiarem pulsu, np. w sporcie. Pulsoksymetr napalcowy mierzy dodatkowo saturację SpO2, czyli szacunkowe natlenienie krwi, dlatego jest bardziej odpowiedni do kontroli parametrów oddechowo-krążeniowych.

Co oznacza indeks perfuzji PI?

PI informuje o sile sygnału przepływu krwi w miejscu pomiaru. Niski lub niestabilny PI może oznaczać, że palec jest zimny, słabo ukrwiony albo urządzenie jest założone w nieoptymalny sposób.

Czy pulsoksymetr HoMedics PX-101 nadaje się dla seniora?

Tak, urządzenie jest proste w obsłudze, ma czytelny ekran OLED i działa jednym przyciskiem, dlatego może być wygodne dla seniorów oraz opiekunów.

Jak poprawić wiarygodność pomiaru SpO2?

Najlepiej wykonywać pomiar na ciepłym palcu, bez lakieru lub sztucznego paznokcia, trzymając rękę nieruchomo. Warto poczekać na ustabilizowanie wyniku i porównywać kilka pomiarów wykonanych w podobnych warunkach.

Czy pulsoksymetr zastępuje konsultację lekarską?

Nie. Pulsoksymetr jest narzędziem pomocniczym do kontroli parametrów. Niepokojące objawy lub nietypowe wyniki należy skonsultować z lekarzem albo personelem medycznym.