

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-magazynowy-z-polkami-perforowanymi-p-3427.html>



Regał magazynowy z półkami perforowanymi

Cena brutto	3 349,00 zł
Cena netto	2 722,76 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-02/800x400
Kod producenta	TMBY-RM-02

Opis produktu

Regał magazynowy z półkami perforowanymi 800×400×1800 mm — stal kwasoodporna 0H18N9

Metalowy regał magazynowy z 4 perforowanymi półkami do pomieszczeń medycznych i sterylizatorni. Konstrukcja skręcana (do samodzielnego montażu) w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, ze stopkami regulowanymi do wypoziomowania.

3 kluczowe korzyści

Higiena i przepływ powietrza: perforacje ułatwiają cyrkulację, odprowadzanie wilgoci i ograniczają gromadzenie kurzu.
Trwałość w środowisku medycznym: stal kwasoodporna 0H18N9 odporna na typowe środki dezynfekcyjne (z wyłączeniem środków chlorkowych).
Stabilność i prosty montaż: skręcana konstrukcja, stopki poziomujące i jasna instrukcja (klucz imbusowy 5 mm).

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

- placówki medyczne i wyposażenie medyczne do sterylizatorni, pracownie endoskopowe, laboratoria;
- zaplecza magazynowe oddziałów i centralne magazyny wyposażenia szpitalnego;
- apteki szpitalne i gabinety — składowanie opakowań jednorazowych.

Nie dla kogo:

- ładunki przekraczające 30 kg na półkę lub łącznie 120 kg;
- środowiska o stałym kontakcie z chlorem/kwasem solnym;
- użycie jako podest / wchodzenie na półki.

Scenariusze użycia

Sterylizatornia: odkładanie koszy z narzędziami po myciu — perforacje sprzyjają dosuszaniu.
Magazyn oddziału: składowanie rękawic, opatrunków, płynów w strefie suchej.

Laboratorium: porządkowanie pojemników i drobnego sprzętu z łatwym utrzymaniem czystości.

Dobór wariantu / rozmiaru

Zaplanuj miejsce: 800 × 400 × 1800 mm (S×G×W); pozostaw ok. 50 mm luzu na ustawienie i poziomowanie.

Rozkładaj asortyment wg ciężaru: cięższe elementy na dolnych półkach.

Wysokość **(STAŁA)** półek można ustalić podczas montażu (pozycjonowanie ramek). Regulacja wysokości półek dostępna jako **(opcja)**

Montaż w 3 krokach

Złóż szkielet: skręć nogi z pierwszą ramą przy użyciu śrub M6 i klucza imbusowego 5 mm.

Dodaj ramki i półki: przykręć drugą parę nóg do tej samej ramy, następnie pozostałe ramki w wybranych położeniach; osadź 4 półki perforowane.

Usztywnij i wypoziomuj: wkręć pozostałe śruby z podkładkami Ø6 mm (to warunek konieczny). Wypoziomuj regał poziomą, regulując stopki.

Szczegółowe wskazówki z instrukcji:

Zawartość standardowa: nogi – 2 kpl, półki – 4 szt, śruby M6 – 32 szt, podkładki Ø6 mm – 16 szt.

Po skręceniu wszystkich ramek dokręć połączenia.

Do poziomowania używaj wyłącznie stopek regulowanych.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

- Nośność: maks. 30 kg na półkę; łącznie 120 kg. Nie przekraczaj tych wartości.
- Ustaw na równym, utwardzonym podłożu o nośności $\geq$ masa całkowita $\times$ 1,5 (z zapasem 50%).
- Przemieszczaj unosząc za ramę boczną. Nie ciągnij / nie pchaj za półki.
- Nie wchodź na półki. Używaj drabinki.
- Użytkowanie wyłącznie sprawnego wyrobu; w razie odstępstw od instrukcji nie używać.
- Test bezpieczeństwa (producent): obciążenie każdej półki 50 kg przez 30 min (test kontrolny, nie robocze obciążenie).
- Przeglądy okresowe: co $\leq$ 12 miesięcy; dokumentację przechowuj 5 lat. Sprawdź: mocowanie półek, wszystkie połączenia skręcane, stan nóg i nóżek; brak pęknięć, deformacji. Przeglądy wykonują osoby wyznaczone i uprawnione.

Pielęgnacja

- Po rozpakowaniu zdezynfekuj wyrób przed pierwszym użyciem.
- Czyść czystą, miękką, wilgotną ściereczką lub mokrą gąbką; po myciu spłucz wodą i osusz (szczególnie perforacje).
- Nie stosuj: sterylizacji parowej/wodnej; środków trwale barwiących (jodyna, denaturat itp.); wełny stalowej; silnych środków chlorowych.
- Konserwacja po każdym myciu i dezynfekcji jest wymagana.
- W razie „rdzawego” nalotu: renowacja preparatem WURTH (delikatnie wcierać wilgotną gąbką), spłukać wodą, zabezpieczyć środkiem saBesto.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Regał magazynowy metalowy (skręcany)
Zastosowanie	Wyposażenie szpitalne, wyposażenie medyczne do sterylizatorni, magazyn
Wymiary zewnętrzne (S×G×W)	800 × 400 × 1800 mm
Liczba półek	4 (perforowane)
Regulacja wysokości półek	Półki o stałej wysokości. Regulacja wysokości półek dostępna jako (opcja)
Materiał	Stal kwasoodporna 0H18N9
Sposób montażu	Skręcany, śruby M6, klucz imbusowy 5 mm
Maks. obciążenie półki	30 kg
Maks. obciążenie regału (łącznie)	120 kg
Masa własna	25 kg

Warunki pracy
Możliwość kotwienia do ściany

Gwarancja

+10...+40 °C, wilgotność 30...75 %
zalecane przy ryzyku uderzeń, **(dostępne jako opcja za dopłatą)**
12 miesięcy

Najczęściej zadawane pytania, FAQ

Jakie jest maksymalne obciążenie półki i regału?
30 kg na półkę; łącznie 120 kg. Nie przekraczaj wartości znamionowych.

Czy regał nadaje się do sterylizatorni?
Tak. Stal kwasoodporna 0H18N9 i półki perforowane wspierają higienę. Po dezynfekcji spłucz wodą i osusz. Nie sterylizować parą/wodą.

Jak prawidłowo przemieszczać regał?
Unosić za ramę boczną. Nie ciągnąć ani pchać za półki — grozi uszkodzeniem i utratą stabilności.

Jakie są wymagania dotyczące podłoża i ustawienia?
Podłoże równe, utwardzone, o nośności z 50% zapasem. Regał wypoziomować stopkami przy użyciu poziomicy.

Czy wymagane są przeglądy?
Tak. Co najmniej raz w roku, z zapisem na 5 lat. Sprawdzić połączenia skręcane, mocowanie półek, stan nóg i nóżek.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.
Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.
Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOSEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodex® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak