

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-metalowy-4-polki-perforowane-p-3429.html>



Regał metalowy - 4 półki perforowane

Cena brutto	3 763,00 zł
Cena netto	3 059,35 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-02/1200x400
Kod producenta	TMBY-RM-02

Opis produktu

Regał magazynowy metalowy ze stali kwasoodpornej - 4 półki perforowane

Niezawodne i higieniczne wyposażenie medyczne do sterylizatorni oraz innych pomieszczeń o podwyższonych wymogach sanitarnych. Ten metalowy regał magazynowy z czterema perforowanymi półkami, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, łączy w sobie wyjątkową trwałość, funkcjonalność i łatwość utrzymania czystości. To idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania sprzętu medycznego, narzędzi oraz materiałów, zapewniające porządek i optymalny przepływ powietrza.

Trzy kluczowe korzyści

-->> Higiena i odporność na korozję: Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 gwarantuje pełną odporność na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz rdzę, co jest kluczowe w środowisku medycznym. Perforowane półki zapewniają cyrkulację powietrza, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i ułatwiając dezynfekcję.

-->> Wyjątkowa stabilność i wytrzymałość: Regał metalowy, mimo lekkiej konstrukcji, jest niezwykle solidny. Każda z czterech półek wytrzymuje obciążenie do 30 kg, a cała konstrukcja do 120 kg. Regulowane stopki pozwalają na idealne wypoziomowanie regału, nawet na nierównej posadzce, co minimalizuje ryzyko przewrócenia.

-->> Łatwość montażu i pielęgnacji: Dzięki prostej, skręcanej konstrukcji, montaż jest intuicyjny i można go wykonać samodzielnie przy użyciu klucza imbusowego 5 mm. Gładka powierzchnia stali kwasoodpornej sprawia, że czyszczenie i konserwacja są szybkie i efektywne, co pomaga w zachowaniu najwyższych standardów czystości.

Dla kogo/Nie dla kogo

Dla kogo: Szpitale, kliniki, laboratoria, apteki, gabinety zabiegowe oraz inne placówki medyczne, które potrzebują trwałego i higienicznego wyposażenia szpitalnego. To idealny regał do sterylizatorni, magazynów medycznych, sal operacyjnych, a także do archiwów medycznych i pomieszczeń socjalnych.

Nie dla kogo: Użytkownicy, którzy potrzebują regału o bardzo wysokiej nośności (powyżej 30 kg na półkę) lub do użytku w środowiskach o ekstremalnie wysokiej wilgotności przekraczającej 75% i temperaturze poza zakresem +10°C do +40°C.

Scenariusze użycia

Magazyn sterylnych narzędzi: Regał może służyć do przechowywania sterylnych narzędzi i materiałów medycznych w pomieszczeniach sterylizatorni. Perforowane półki zapewniają optymalny przepływ powietrza, co jest niezbędne dla zachowania odpowiednich warunków.

Organizacja sal operacyjnych: Dzięki odporności na środki dezynfekcyjne, regał doskonale sprawdza się w salach operacyjnych, umożliwiając łatwy dostęp do sprzętu i materiałów w trakcie zabiegu.

Laboratorium: Regał może być używany do przechowywania odczynników, próbek i sprzętu laboratoryjnego, gwarantując łatwy dostęp oraz zachowanie czystości w wymagającym środowisku laboratoryjnym.

Dobór wariantu/rozmiaru

Regał magazynowy metalowy jest dostępny w jednym, uniwersalnym rozmiarze: 1200x400x1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość). **Wysokość półek jest stała, jednak opcjonalnie dostępna jest regulacja wysokości**, co pozwala na dostosowanie regału do indywidualnych potrzeb. Istnieje również **możliwość dokupienia opcji kotwienia regału** do ściany, co dodatkowo zwiększa jego stabilność.

Montaż w 3 krokach

Montaż jest prosty i intuicyjny. Do prawidłowego złożenia regału potrzebny jest jedynie klucz imbusowy 5 mm oraz poziomica.

- **Przygotowanie:** Przykręć jedną parę nóg do ramy za pomocą śrub M6 i klucza imbusowego, a następnie powtórz czynność z drugą parą nóg.
- **Łączenie:** Zamontuj wszystkie półki w wybranym położeniu. Upewnij się, że są one stabilnie przykręcone, a następnie wkręć dodatkowe śruby z podkładkami, aby usztywnić konstrukcję.
- **Wypoziomowanie:** Użyj poziomicy, aby dokładnie ustawić regał. W razie potrzeby wykręć lub wkręć stopki, aby uzyskać idealny poziom i maksymalną stabilność.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Bezpieczne użytkowanie: Regał jest bezpieczny w użyciu, pod warunkiem, że użytkownik zapozna się z instrukcją obsługi. Maksymalne obciążenie na jedną półkę wynosi 30 kg, a całkowite obciążenie regału nie może przekroczyć 120 kg. Regał należy przemieszczać, unosząc go za ramę, nigdy poprzez ciągnięcie lub pchanie za półki.

Przeciwwskazania: Nie używaj regału, jeśli jego parametry odbiegają od opisu, posiada on widoczne uszkodzenia, pęknięcia lub trwałe odkształcenia. Użytkowanie niesprawnego sprzętu może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz obciąża użytkownika odpowiedzialnością za powstałe szkody.

Pielęgnacja

1. **Czyszczenie i konserwacja:** Regularne czyszczenie jest kluczowe dla zachowania higieny. Regał należy czyścić czystą, miękką i wilgotną ściereczką lub mokrą gąbką. Nie stosuj środków trwale barwiących, takich jak jodyna czy denaturat.
2. **Dezynfekcja:** Przed użyciem oraz po każdym myciu regał należy poddać dezynfekcji. Ważne: Nie stosuj sterylizacji parowej ani wodnej.
3. **Usuwanie nalotu:** W przypadku pojawienia się rdzawego nalotu, należy przeprowadzić renowację powierzchni specjalnym preparatem do stali kwasoodpornej. Po zabiegu powierzchnię zmyj wodą i zabezpiecz.

Dowody jakości i certyfikacje

Regał spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Poddawany jest regularnym testom obciążeniowym. Bezpieczeństwo potwierdzone jest badaniem, polegającym na obciążeniu każdej półki ciężarem 50 kg przez 30 minut. Producent gwarantuje, że regał jest w pełni bezpieczny pod warunkiem przestrzegania instrukcji.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał wykonania	Stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1200 x 400 x 1800 mm

Liczba półek	4 (perforowane)
Maksymalne obciążenie na półkę	30 kg
Maksymalne obciążenie całkowite	120 kg
Ciężar własny	25 kg
Temperatura otoczenia	+10°C do +40°C
Wilgotność względna	30% do 75%
Sposób montażu	Skręcany (do samodzielnego montażu)
Regulacja wysokości półek	Opcjonalna
Kotwienie do ściany	Opcjonalne (za dopłatą)

FAQ, najczęściej zadawane pytania;

1. Czy regał jest odporny na rdzę?

Tak, regał jest w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia pełną odporność na korozję, nawet w wilgotnym środowisku.

2. Czy montaż jest skomplikowany?

Montaż jest prosty i intuicyjny, do samodzielnego wykonania. Wymaga jedynie klucza imbusowego 5 mm (dołączonego do zestawu) oraz poziomicy.

3. Czy mogę obciążyć regał bardziej niż 120 kg?

Maksymalne, bezpieczne obciążenie całkowite regału wynosi 120 kg. Przekraczanie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i utraty gwarancji.

4. Jak dbać o regał, żeby służył przez lata?

Regał wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. W przypadku pojawienia się nalotu, użyj specjalnych preparatów do stali kwasoodpornej.

5. Czy mogę zmienić wysokość półek?

Wersja standardowa regału ma stałą wysokość półek. Opcjonalnie dostępna jest możliwość regulacji wysokości.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak