

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-metalowy-z-polkami-perforowanymi-p-3428.html>



Regał metalowy z półkami perforowanymi

Cena brutto	3 487,00 zł
Cena netto	2 834,96 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RM-02/1000x400
Kod producenta	TMBY-RM-02

Opis produktu

Regał metalowy do sterylizatorni 1000×400×1800 — stal kwasoodporna 0H18N9, 4 półki perforowane

Trwały i higieniczny metalowy regał magazynowy do placówek ochrony zdrowia. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z 4 perforowanymi półkami i regulowanymi stopkami do precyzyjnego wypoziomowania. Montaż skręcany — szybki i przewidywalny. Sprawdza się jako wyposażenie medyczne do sterylizatorni oraz wyposażenie szpitalne w strefach czystych i magazynach pomocniczych.

3 kluczowe korzyści

- Higiena procesu — perforacje ograniczają zastoiny wilgoci, a stal 0H18N9 ułatwia dezynfekcję bez ryzyka korozji powierzchniowej.
- Bezpieczna nośność — 30 kg na półkę (łącznie 120 kg); stabilność poprawiają regulowane nóżki i konstrukcja skręcana.
- Serwis w 5 minut — prosta regulacja wysokości półek (na śrubach M6) i czytelny montaż; elementy łatwo dostępne z każdej strony.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

Centralne sterylizatornie, laboratoria, magazyny oddziałowe, apteki szpitalne — wszędzie tam, gdzie potrzebny jest metalowy regał magazynowy o przewidywalnej nośności i łatwym utrzymaniu czystości.

Nie dla kogo:

Strefy pracy z preparatami trwale barwiącymi (np. jodyna, denaturat)

Scenariusze użycia

- Sterylizatornia (strefa czysta): odkładanie koszy i tacki po myciu; perforacje wspierają odparowanie resztek wody.
- Magazyn oddziałowy: podręczny zapas rękawic, środków opatrunkowych, pojemników — każda półka z osobną kontrolą obciążenia.

- Laboratorium: przechowywanie pojemników i kuwety; dobra widoczność i wentylacja dzięki perforacji.

Dobór wariantu

Standard, który tu kupujesz: 1000 × 400 × 1800 mm, 4 półki perforowane, 30 kg/półkę, 120 kg łącznie.
Podłoże nierówne? Skorzystaj z regulowanych stopek (w standardzie) i wypoziomuj konstrukcję poziomą.

Montaż w 3 krokach (skręcany, do samodzielnego montażu)

Zbuduj ramę: połącz pary nóg z pierwszą półką/ramą śrubami M6 (klucz imbusowy 5 mm).
Usztywnij całość: dodaj pozostałe półki na wybranych wysokościach; dokręć śruby M6 z podkładkami Ø6 mm.
Wypoziomuj: ustaw regał poziomą i wyreguluj stopki do pełnej stabilności.
W zestawie: nogi — 2 kpl; półki — 4 szt; śruby M6 — 32 szt; podkładki Ø6 mm — 16 szt; instrukcja.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania (checklista)

1. Nigdy nie przekraczaj: 30 kg/półkę oraz 120 kg łącznie.
2. Ustawiaj na równym, utwardzonym podłożu (zapas nośności podłoża +50% względem masy całkowitej).
3. Przemieszczaj, chwytając za ramę, nie za półki.
4. Nie używaj, jeśli występują luzy, pęknięcia, odkształcenia.
5. Test odbiorczy: 50 kg na każdą półkę przez 30 min — po pozytywnym wyniku dopuszczaj do eksploatacji.
6. Przegląd minimum 1x/rok; dokumentację przechowuj 5 lat.
7. W strefach ciągów komunikacyjnych rozważ kotwienie **(dostępne jako opcja za dopłatą)**

Pielęgnacja (co działa, co szkodzi)

Mycie: miękka, wilgotna ściereczka lub gąbka + łagodne detergenty.
Zakaz: sterylizacja parowa/wodna całego regału; środki trwale barwiące (jodyna, denaturat).
Przed pierwszym użyciem: dezynfekcja.
Renowacja przy nalocie: preparat do stali (np. WÜRTH) → spłukanie wodą → zabezpieczenie środkiem saBesto.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Zastosowanie	wyposażenie medyczne do sterylizatorni, wyposażenie szpitalne, laboratoria
Typ	regał magazynowy metalowy / metalowy regał magazynowy
Materiał	stal kwasoodporna 0H18N9
Wymiary (S×G×W)	1000 × 400 × 1800 mm
Półki	4 szt., perforowane o stałej wysokości. Regulacja wysokości półek dostępna jako (opcja)
Nośność na półkę	30 kg
Nośność całkowita	120 kg
Masa własna	25 kg
Montaż	skręcany (samodzielny) — śruby M6, klucz imbus 5 mm
Stopki	regulowane, do poziomowania
Warunki pracy	+10...+40 °C, wilgotność wzgl. 30...75%
Wykończenie	stal kwasoodporna,

Najczęściej zadawane pytania, FAQ

1. Czy perforowane półki sprawdzą się w sterylizatorni?
Tak — perforacja ułatwia odprowadzanie wilgoci po myciu i minimalizuje kontakt powierzchniowy, co wspiera reżim higieniczny.
2. Czy mogę zmienić odstęp między półkami?
Standardowo półki mają stałą wysokość. Regulacja wysokości dostępna jest jako **(opcja)**.
3. Jaka jest maksymalna nośność?
30 kg na półkę i 120 kg łącznie — wartości nieprzekraczalne w eksploatacji.
4. Jak dbać o stal 0H18N9, żeby nie pojawiły się naloty?
Unikaj środków barwiących; myj łagodnie, a w razie nalotu zastosuj preparat renowacyjny do stali + zabezpieczenie (np. WÜRTH + saBesto).

5. Czy regał nadaje się jako wyposażenie szpitalne poza sterylizatornią?

Tak — sprawdza się w magazynach oddziałowych, aptekach szpitalnych i laboratoriach, o ile spełnione są warunki obciążenia i pielęgnacji.

Uwaga!

Regały ze stali kwasoodpornej wymagają prowadzenia regularnej konserwacji po każdym procesie mycia i dezynfekcji.

Uwaga!

Nie należy stosować środków trwale barwiących na przykład jodyna, denaturat itp.

Do czyszczenia należy używać czystą, miękką i wilgotną ścierkę lub mokrą gąbkę.

Do mycia i konserwacji regałów nie wolno stosować sterylizacji parowej i wodnej. Wyrób po rozpakowaniu i przez użyciem należy poddać dezynfekcji.

Tabela 1. Wykaz środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

Preparat ANIOSYME DD1 Aniosyme Synergy Anioxyde 1000 ALDEWIR	Preparat DESCOCID DESPREJ DESCOCEPT INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO	Preparat Mikrozyd® AF liquid Mikrozyd chusteczki VIRUSOLVE+ chusteczki Sani-Cloth Active chusteczki	Preparat Terralin protect do 2% Mikrozyd sensitive liquid Velox Spray Neutral Velox® Foam Extra
CIDEX DISTEL	PERA SAFE Incidin OxyWipe	Steranios 2% Surfa Safe	Quatrodes® Extra oraz One -

Szczegółowa informacja o sposobie użycia środka podana jest przez producenta na opakowaniu

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Możliwość regulacji półek: Nie , Tak