

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/regal-nierdzewny-na-baseny-p-3443.html>

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+2 półki skośne

Cena brutto	5 319,00 zł
Cena netto	4 324,39 zł
Cena poprzednia	5 590,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-03/5
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+2 półki skośne — stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+2 półki skośne to szeroki regał szpitalny przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek. Model ma szerokość **1000 mm**, dlatego zapewnia więcej miejsca niż warianty 600 mm i 800 mm, a skośne ustawienie półek ułatwia organizację wyposażenia sanitarnego w większych brudownikach, oddziałach szpitalnych, domach opieki i zapleczech medycznych.

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ **3+2**, czyli **3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki**. Dzięki temu baseny, kaczki medyczne i miski można przechowywać oddzielnie od pokrywek. Taki podział pomaga utrzymać porządek, przyspiesza pobieranie potrzebnych elementów i ułatwia codzienną pracę personelu medycznego, opiekuńczego oraz technicznego.

W tej wersji zastosowano **półki prętowe mocowane skośnie**. Skośny układ półek poprawia widoczność przechowywanego wyposażenia i ułatwia dostęp do basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek. To praktyczne rozwiązanie do placówek, w których regał jest używany codziennie i musi zapewniać szybki dostęp do wyposażenia sanitarnego.

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To trwałe rozwiązanie do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie jest regularnie czyszczone, intensywnie użytkowane i narażone na kontakt z wilgocią.

Produkt znajduje się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#). Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału, brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź także pozostałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Najważniejsze cechy regału 1000 mm 3+2 z półkami skośnymi

- **układ 3+2** — 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **półki prętowe mocowane skośnie** — lepsza widoczność i wygodny dostęp do przechowywanego wyposażenia,
- **szerokość 1000 mm** — więcej miejsca niż w wariantach 600 mm i 800 mm,
- **przeznaczenie na baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki**,
- **wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9** — trwała konstrukcja do placówek medycznych,
- **wymiary 1000 x 400 x 1800 mm** — szerokość x głębokość x wysokość,
- **opcja regału na kołach 100 mm K8.6** — wariant dodatkowo płatny,
- **wysokość wersji na kołach: 1915 mm**.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+2 półki skośne
Przeznaczenie	baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski, pokrywki
Układ półek	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
Rodzaj półek	półki prętowe
Mocowanie półek	skośnie
Konfiguracja modelu	1000 mm, układ 3+2, półki prętowe skośne
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	1000 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Opcja dodatkowa	regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czym wyróżnia się regał 1000 mm 3+2 z półkami skośnymi?

Regał na kaczki i baseny 1000 mm 3+2 z półkami skośnymi łączy dużą szerokość roboczą z praktycznym, skośnym ustawieniem półek. W porównaniu z wariantami 600 mm i 800 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne, a w porównaniu z modelami 3+1 daje dodatkową przestrzeń na pokrywki.

Układ **3 półek na miski i baseny oraz 2 półek na pokrywki** pozwala rozdzielić przechowywane elementy i ograniczyć mieszanie pokrywek z miskami lub basenami. To ważne w miejscach, gdzie regał jest używany codziennie przez personel medyczny, opiekuńczy lub techniczny.

Regał 1000 mm do brudownika i zaplecza sanitarnego

Szerokość **1000 mm** sprawia, że regał dobrze nadaje się do większych brudowników, oddziałów i zapleczy sanitarnych, gdzie potrzebne jest uporządkowane miejsce na większą liczbę basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek. To wariant dla placówek, które potrzebują więcej przestrzeni niż w regałach 600 mm i 800 mm.

Półki skośne — kiedy warto wybrać ten wariant?

Półki prętowe mocowane skośnie są dobrym wyborem wtedy, gdy placówka chce uzyskać wygodniejszy dostęp do przechowywanego wyposażenia sanitarnego. Skośne ustawienie półek pomaga zachować czytelny układ regału, ułatwia szybkie rozpoznanie zawartości oraz sprawdza się w pomieszczeniach, w których regał jest używany codziennie.

Wariant skośny warto wybrać do brudowników, oddziałów i zapleczy sanitarnych, w których liczy się szybkie pobieranie basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek i pokrywek oraz utrzymanie stałego porządku na półkach.

Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
600 mm 3+2 półki proste	kompaktowy regał z poziomymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	mniej szerokość 600 mm i półki proste
600 mm 3+2 półki skośne	kompaktowy wariant skośny z miejscem na pokrywki	mniej szerokość 600 mm
800 mm 3+2 półki proste	szerszy regał z prostymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	mniej szerokość niż w tym modelu i półki proste
800 mm 3+2 półki skośne	szerszy regał z półkami skośnymi i osobnym miejscem na pokrywki	mniej szerokość 800 mm

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
1000 mm 3+2 półki proste	najszerzy wariant z prostymi półkami i osobnym miejscem na pokrywki	ta sama szerokość i układ 3+2, ale półki proste
1000 mm 3+2 półki skośne	najszerzy wariant skośny z osobnym miejscem na pokrywki	ten model: 1000 mm, układ 3+2, półki skośne
1000 mm 3+1 półki skośne	duży regał skośny, ale z mniejszą liczbą półek na pokrywki	układ 3+1 zamiast 3+2

Pełną serię produktów można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na szerokość regału, liczbę półek, sposób ich mocowania oraz to, czy w placówce potrzebne jest osobne miejsce na pokrywki.

Zastosowanie w brudowniku, oddziale i domu opieki

Regał 1000 mm 3+2 z półkami skośnymi sprawdzi się wszędzie tam, gdzie baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki muszą być przechowywane w uporządkowany sposób. To praktyczne wyposażenie do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, sanatoriów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Szerokość 1000 mm będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują większej przestrzeni roboczej niż w wariantach 600 mm i 800 mm. Układ 3+2 pomaga zachować osobne miejsce na pokrywki i lepiej uporządkować wyposażenie sanitarne w większym brudowniku lub zapleczu oddziałowym.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do wyposażenia medycznego

Konstrukcja regału została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, gdzie liczy się trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwe utrzymanie czystości. Stal kwasoodporna dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których wyposażenie jest regularnie myte i użytkowane przez personel medyczny.

Jeżeli wyposażasz większe zaplecze placówki, warto połączyć ten regał z innymi produktami z działu [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), takimi jak regały, stoliki zabiegowe, stoły robocze, kosze, stojaki i wyposażenie pomocnicze do pomieszczeń medycznych oraz technicznych.

Czyszczenie i pielęgnacja regału ze stali kwasoodpornej

Regał wykonany ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9** jest przeznaczony do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie wymaga regularnego czyszczenia. Aby zachować estetykę powierzchni i trwałość konstrukcji, należy stosować środki odpowiednie do stali nierdzewnej oraz unikać preparatów silnie agresywnych, ściernych lub pozostawianych na powierzchni zbyt długo.

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
Łagodne detergenty neutralne	Tak	Najbezpieczniejszy wybór do codziennego mycia regału. Po umyciu warto przetrzeć powierzchnię czystą wodą i osuszyć.
Preparaty do stali nierdzewnej	Tak	Można stosować zgodnie z instrukcją producenta środka. Pomagają utrzymać estetyczny wygląd powierzchni stalowej.
Środki dezynfekcyjne do wyposażenia medycznego	Tak, zgodnie z instrukcją środka	Należy stosować preparaty dopuszczone do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po wymaganym czasie działania nie zostawiać nadmiaru preparatu na powierzchni.
Preparaty alkoholowe	Tak, ostrożnie	Można stosować, jeżeli producent preparatu dopuszcza użycie na stali nierdzewnej. Po czyszczeniu

Rodzaj środka	Czy można stosować?	Zalecenia użytkowe
		powierzchnię najlepiej osuszyć miękką ściereczką.
Środki chlorowe i silnie zasadowe	Ostrożnie / niezalecane do długiego kontaktu	Nie powinny być pozostawiane na powierzchni przez długi czas. Po użyciu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i osuszyć.
Proszki, mlecza ścierne, druciaki, twarde szczotki	Nie	Mogą porysować powierzchnię stali i pogorszyć jej wygląd. Do czyszczenia najlepiej używać miękkich ściereczek lub gąbek.

Przed użyciem konkretnego preparatu czyszczącego lub dezynfekcyjnego należy sprawdzić zalecenia producenta środka oraz upewnić się, że jest on przeznaczony do powierzchni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Opcja regału na kołach 100 mm K8.6

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm**. Dostępna jest również opcja dodatkowo płatna: **regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6**. W przypadku wersji na kołach wysokość regału wynosi **1915 mm**.

Regał na kołach będzie dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wyposażenie ma być okresowo przesuwane w obrębie brudownika, oddziału lub zaplecza sanitarnego. Wariant bez kół sprawdzi się natomiast w miejscach, w których regał ma stać w jednej, stałej lokalizacji.

FAQ — najczęstsze pytania

Czym ten regał różni się od modelu 1000 mm 3+2 z półkami prostymi?

Ten model ma tę samą szerokość 1000 mm i układ 3+2, ale główną konfiguracją są **półki prętowe mocowane skośnie**. Wariant prosty ma półki ustawione poziomo, dlatego warto traktować go jako osobny wariant wykonania.

Czym regał 1000 mm 3+2 różni się od modeli 1000 mm 3+1?

Model 1000 mm 3+2 ma 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki. Warianty 1000 mm 3+1 mają prostszą konfigurację i nie zapewniają takiego samego podziału miejsca na baseny, miski oraz pokrywki.

Czym regał 1000 mm 3+2 różni się od wariantu 800 mm 3+2?

Różnica dotyczy szerokości. Model 1000 mm zapewnia więcej miejsca na wyposażenie sanitarne niż wariant 800 mm, dlatego lepiej sprawdzi się w większych brudownikach, oddziałach i zapleczach sanitarnych.

Czy półki w tym modelu są skośne?

Tak. W tej wersji regał ma półki prętowe mocowane skośnie, co ułatwia dostęp do basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek i pokrywek.

Czy regał 1000 mm nadaje się do brudownika?

Tak. Regał 1000 mm 3+2 z półkami skośnymi dobrze sprawdzi się w większym brudowniku, na oddziale szpitalnym, w domu opieki, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, hospicjum lub ośrodku rehabilitacyjnym.

Czy regał jest przeznaczony do basenów szpitalnych i kacek medycznych?

Tak. Regał jest przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek w placówkach medycznych, domach opieki i pomieszczeniach brudownikowych.

Z jakiej stali wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, szczególnie tam, gdzie ważna jest trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

Czy można zamówić regał na kołach?

Tak. Dostępna jest opcja dodatkowo płatna: regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6. Wysokość regału w wersji na kołach wynosi 1915 mm.

- **Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące