

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rolki-do-przenoszenia-pacjenta-p-3035.html>

Rolki do przenoszenia pacjenta Rol-INN 150 kg



Cena brutto	1 803,00 zł
Cena netto	1 669,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-INN-ROLL

Opis produktu

Jak przenieść pacjenta z łóżka na nosze bez dźwigania?

Rolki do przenoszenia pacjenta Rol-INN 150 kg to przenośnik rolkowy do płynnego transferu osoby leżącej między dwiema blisko ustawionymi powierzchniami. W praktyce klienci szukają takiego rozwiązania jak **rolki transferowe**, **rolki do przesuwania pacjenta**, **przenośnik rolkowy pacjenta** albo sprzęt do **transferu pacjenta bez dźwigania**.

Produkt sprawdza się wtedy, gdy pacjenta trzeba przesunąć z łóżka na nosze, z łóżka na drugie łóżko, z łóżka na wannę kąpielową lub między stołem zabiegowym a noszami. Ruch odbywa się po rolkach, dlatego opiekun nie musi podnosić całego ciężaru ciała pacjenta. To odciąża personel, zmniejsza ryzyko szarpnięcia i ułatwia kontrolę nad manewrem.

Ważne: nazwa „rolki do przenoszenia pacjenta” jest nazwą potoczną i handlową. Technicznie urządzenie służy do **przesuwania pacjenta między blisko położonymi, stabilnymi powierzchniami**, a nie do unoszenia chorego w powietrzu ani noszenia pacjenta za urządzenie.

Rolki transferowe Rol-INN – kiedy są lepsze niż mata ślizgowa?

Rolki Rol-INN są najlepszym wyborem wtedy, gdy problemem nie jest tylko poprawienie pozycji pacjenta na łóżku, ale pełniejszy transfer między dwiema powierzchniami. Mata ślizgowa pomaga przy pozycjonowaniu, obracaniu lub krótkich przesunięciach na łóżku. Rolki transferowe sprawdzają się tam, gdzie pacjenta trzeba przesunąć z jednej powierzchni na drugą.

- do transferu pacjenta z łóżka na nosze,
- do przesuwania chorego między dwoma łóżkami,
- do transferu pacjenta do wanny lub wózkowanny,
- do pracy przy stole zabiegowym lub operacyjnym,
- do miejsc, gdzie liczy się powtarzalny, płynny ruch bez dźwigania.

Dlaczego rolki Rol-INN odciążają opiekuna i personel?

Przy ręcznym przenoszeniu pacjenta największym problemem jest konieczność dźwigania, koordynowania kilku osób i kontrolowania ciała chorego podczas ruchu. Przenośnik rolkowy Rol-INN ogranicza ten problem, ponieważ pacjent przesuwany jest po rolkach między stabilnymi powierzchniami. Dzięki temu ruch może być płynniejszy, bardziej przewidywalny i mniej obciążający dla personelu.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w placówkach, w których transfer pacjenta wykonywany jest wiele razy dziennie: na

oddziałach szpitalnych, SOR, OIOM, w gabinetach zabiegowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach oraz w opiece domowej nad osobą leżącą.

Do czego służą rolki do przenoszenia pacjenta?

Rolki do przenoszenia pacjenta służą do przesuwania chorego między dwiema blisko położonymi powierzchniami. Mogą być używane przy transferze łóżko-nosze, łóżko-łóżko, łóżko-wanna, łóżko-wózkowanna oraz stół zabiegowy-nosze. Warunkiem bezpiecznej pracy jest stabilne ustawienie powierzchni, zablokowanie kół i stosowanie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.

Produkt nie zastępuje podnośnika pacjenta, noszy ani pasów do unoszenia. Jego zadaniem jest ułatwienie przesunięcia chorego po powierzchni, bez podnoszenia całego ciężaru ciała.

Najważniejsze parametry Rol-INN

Produkt	rolki do przenoszenia pacjenta / przenośnik rolkowy
Model	Rol-INN
Dopuszczalny nacisk	do 150 kg, przy równomiernym nacisku na stabilnym, statycznym podłożu
Wymiary	825 x 330 x 25 mm
Masa	około 3 kg
Tryb pracy	praca ciągła w normalnych warunkach użytkowania
Główne zastosowanie	transfer pacjenta między łóżkiem, noszami, wanną, wózkowanną lub stołem zabiegowym
Dla kogo	szpitale, SOR, OIOM, ZOL, DPS, hospicja, placówki opiekuńcze, opieka domowa

Rolki, mata ślizgowa czy mata do obracania pacjenta?

Wybór produktu zależy od tego, co trzeba zrobić z pacjentem. Innego rozwiązania potrzebujesz do krótkiej korekty pozycji na łóżku, innego do obracania chorego na bok, a jeszcze innego do przesunięcia pacjenta z łóżka na nosze lub wannę.

Produkt	Najlepsze zastosowanie	Kiedy wybrać?
Łatwoślizg TTE6102 72x71 cm	krótkie przesunięcia i punktowedy	gdy potrzebna jest kompaktowa mata
Łatwoślizg TTE6104 122x71 cm	poprawienie pozycji	ślizgowa do codziennej pielęgnacji
Łatwoślizg TTE6106 122x100 cm	dłuższe przesuwanie i repozycjonowanie	gdy pacjenta trzeba przesunąć lub
	pacjenta w łóżku	poprawić jego pozycję na łóżku
	obracanie pacjenta i zmiana pozycji osoby	gdy trzeba obrócić chorego na bok lub
	leżącej	pracować na szerszej powierzchni
Rolki Rol-INN 150 kg	transfer między dwiema powierzchniami	gdy pacjenta trzeba przesunąć z łóżka na nosze, wannę lub stół zabiegowy

Kiedy rolki Rol-INN będą najlepszym wyborem?

Rolki do przenoszenia pacjenta warto wybrać wtedy, gdy pacjent wymaga transferu między powierzchniami, a zwykła mata ślizgowa nie daje wystarczającej kontroli lub nie jest przeznaczona do danego manewru. To rozwiązanie do pracy w miejscu, gdzie można ustawić dwie powierzchnie blisko siebie i wykonać przesunięcie pacjenta po rolkach.

- gdy transfer łóżko-nosze wykonywany jest regularnie,
- gdy personel chce ograniczyć dźwiganie pacjenta,
- gdy potrzebny jest płynny ruch bez gwałtownego szarpania,
- gdy pacjent wymaga transferu do wanny, wózkowanny lub na stół zabiegowy,
- gdy w placówce liczy się szybkie czyszczenie i powtarzalna praca z wieloma pacjentami.

Czyszczenie, higiena i przygotowanie do kolejnego pacjenta

Po użyciu rolki należy oczyścić zgodnie z instrukcją producenta i procedurami obowiązującymi w placówce. Do bieżącego czyszczenia stosuje się miękką ściereczkę, łagodny detergent oraz dopuszczone środki dezynfekcyjne. Po każdym pacjencie należy zadbać o higienę powierzchni i stosować odpowiednie podkłady ochronne zgodnie z procedurą.

W placówkach medycznych i opiekuńczych szybkie czyszczenie ma duże znaczenie, ponieważ sprzęt transferowy może być używany wielokrotnie w ciągu dnia. Dlatego rolki Rol-INN są praktycznym rozwiązaniem tam, gdzie liczy się powtarzalny transfer, prosta obsługa i możliwość sprawnego przygotowania sprzętu do kolejnego użycia.

Zasady bezpieczeństwa przy transferze pacjenta

Rolki należy stosować wyłącznie do przesuwania pacjenta między dwiema stabilnymi, blisko ustawionymi powierzchniami. Przed rozpoczęciem transferu należy zablokować koła łóżka, noszy lub wózka, sprawdzić stabilność podłoża oraz wykonać manewr zgodnie z instrukcją i procedurami BHP.

- nie używaj rolek do unoszenia pacjenta nad podłożem,
- nie przekraczaj dopuszczalnego nacisku 150 kg,
- nie stosuj urządzenia na niestabilnym lub śliskim podłożu,
- nie wykonuj transferu przy dużej różnicy wysokości powierzchni,
- liczbę opiekunów dobierz do stanu pacjenta i procedur placówki.

FAQ – najczęstsze pytania o rolki do przenoszenia pacjenta Rol-INN

Czy rolki Rol-INN służą do podnoszenia pacjenta?

Nie. Rolki służą do przesuwania pacjenta między dwiema blisko ustawionymi powierzchniami. Nie są podnośnikiem, noszami ani uchwytem do unoszenia chorego.

Do jakiego transferu najlepiej nadają się rolki do przenoszenia pacjenta?

Najlepiej sprawdzają się przy transferze łóżko-nosze, łóżko-łóżko, łóżko-wanna, łóżko-wózkowanna oraz stół zabiegowy-nosze, pod warunkiem stabilnego ustawienia obu powierzchni.

Czym rolki różnią się od maty ślizgowej?

Matą ślizgową służy głównie do krótkich przesunięć, obracania lub repozycjonowania pacjenta na łóżku. Rolki Rol-INN są przeznaczone do transferu między dwiema powierzchniami, np. z łóżka na nosze.

Jaki jest dopuszczalny nacisk dla rolek Rol-INN?

Dopuszczalny nacisk wynosi do 150 kg, przy równomiernym obciążeniu i pracy na stabilnym, statycznym podłożu.

Ile osób powinno wykonywać transfer pacjenta?

Liczba opiekunów zależy od stanu pacjenta, procedur placówki i warunków transferu. W wielu sytuacjach dla bezpieczeństwa zaleca się pracę dwóch osób.

Czy rolki Rol-INN nadają się do łazienki lub wózkowanny?

Mogą być stosowane przy transferze do wanny lub wózkowanny, jeśli powierzchnie są stabilne, ustawione blisko siebie i urządzenie używane jest zgodnie z instrukcją producenta. Po użyciu należy sprzęt oczyścić i osuszyć.

Czy rolki zastępują podnośnik pacjenta?

Nie. Podnośnik służy do unoszenia pacjenta, a rolki Rol-INN do przesuwania chorego między dwiema powierzchniami. To dwa różne typy sprzętu do innych sytuacji.

Kiedy lepiej wybrać matę do obracania pacjenta zamiast rolek?

Matę do obracania pacjenta warto wybrać wtedy, gdy głównym celem jest zmiana pozycji chorego w łóżku, obracanie na bok lub codzienna pielęgnacja. Rolki są lepsze wtedy, gdy pacjenta trzeba przesunąć między łóżkiem, noszami, wanną lub stołem zabiegowym.



Transfer pacjenta z łóżka na łóżko z użyciem rolek 825×330mm (150 kg)



Transfer pacjenta między blisko ustawionymi powierzchniami – przykład zastosowania rolek Rol-INN

Materiał poglądowy. Przedstawione sceny nie zastępują instrukcji producenta. Rolki Rol-INN należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, procedurami placówki i zasadami bezpieczeństwa.