

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/skorzany-pas-unieruchamiajacy-na-kostke-p-1705.html>



Skórzany pas unieruchamiający na kostkę / nogę (1 szt.)

Cena brutto **165,00 zł**

Cena netto **134,15 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **SM-RH-K**

Opis produktu

Skórzany pas unieruchamiający na kostkę / nogę to solidny element wyposażenia placówek medycznych i opiekuńczych, przeznaczony do kontrolowanego ograniczenia ruchu **jednej kończyny dolnej**. Pas składa się z regulowanej obejmy na kostkę oraz paska mocującego, który umożliwia stabilne przypięcie do ramy łóżka (lub innego stałego elementu konstrukcyjnego – zależnie od zastosowania). Wewnętrzna strona obejmy jest **podszycia filcem**, co pomaga ograniczyć ryzyko otarć i zwiększa komfort kontaktu ze skórą.

Do czego służy pas na kostkę?

Pas na kostkę stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest czasowe ograniczenie ruchów nogi oraz utrzymanie kostki w określonej pozycji. Najczęściej wykorzystuje się go jako element systemu unieruchamiania pacjenta w łóżku lub na wózku – zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej jednostce.

Jak dobrać rozmiar?

1. Zmierz obwód kostki w miejscu, w którym obejma będzie ułożona (najlepiej miarką krawiecką).
2. Porównaj wynik z zakresem regulacji tego modelu.
3. Po założeniu sprawdź, czy obejma stabilizuje, ale nie powoduje nadmiernego ucisku – ważne jest prawidłowe ułożenie i regularna kontrola.

Najważniejsze zalety w codziennym użytkowaniu

- **Skóra + podszycie filcowe** – połączenie trwałości oraz większego komfortu kontaktu ze skórą.
- **Szeroka obejma (ok. 6,5 cm)** – lepsza stabilizacja i mniejsze punktowe naciski niż w wąskich obejmach.
- **Regulacja obwodu** – dopasowanie do różnych pacjentów w praktycznym zakresie.
- **Pas mocujący (ok. 3 cm)** – wygodne i stabilne mocowanie do ramy łóżka.
- **Wytrzymałe wykonanie** – produkt zaprojektowany do intensywnego użytkowania w środowisku placówek.

Dane techniczne

- Minimalny obwód kostki: ok. **17,5-18 cm**
- Maksymalny obwód kostki: ok. **34 cm**
- Szerokość obejmy kostki: ok. **6,5 cm**
- Szerokość pasa mocującego: ok. **3 cm**
- Długość całkowita: ok. **41,5 cm**

-
- Materiał: **skóra**, podszycie: **filc**

Dobre praktyki i bezpieczeństwo

Sprzęt tego typu powinien być dobierany i stosowany przez przeszkolony personel oraz zgodnie z procedurami jednostki. Przed użyciem sprawdź stan przesyć, okuć oraz elementów regulacji. W trakcie zastosowania zaleca się regularną kontrolę ułożenia obejm i komfortu pacjenta, aby ograniczyć ryzyko otarć lub nadmiernego ucisku.

Konserwacja

Czyszczenie wykonuj powierzchniowo zgodnie z praktyką placówki i zaleceniami dla wyrobów skórzanych. Unikaj agresywnych środków chemicznych i suszenia przy bezpośrednim źródle ciepła. Po czyszczeniu pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Powiązane produkty i kategoria

- Zobacz całą kategorię: [pasy unieruchamiające](#) – dobierzesz tu również inne modele do łóżek szpitalnych.
- Wariant na rękę: [skórzany pas unieruchamiający na nadgarstek / rękę \(1 szt.\)](#) – jeśli kompletujesz zestaw na kończyny górne.
- Model uniwersalny: [pas unieruchamiający pacjenta – nadgarstek lub kostka](#) – praktyczna opcja, gdy potrzebujesz jednego typu pasa do różnych zastosowań.

Wskazówka: jeśli kompletujesz zabezpieczenie dla obu nóg, w praktyce dobiera się pasy symetrycznie (po jednej sztuce na każdą kostkę) – tak, aby zachować spójne dopasowanie i stabilizację.