

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-scienny-ze-stali-kwasoodpornej-na-fartuchy-rtg-p-2464.html>



## Wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej na fartuchy RTG

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 895,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 540,65 zł</b>      |
| Cena poprzednia  | <b>1 999,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-RTG-03/3</b> |

### Opis produktu

#### Wieszak ścienny na fartuchy RTG RTG-03/3 — 3 uchwyty, stal kwasoodporna 0H18N9

Profesjonalny ścienny wieszak na fartuchy ochronne RTG do pracowni diagnostyki obrazowej, gabinetów stomatologicznych, szpitali i weterynarii. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, odpornej na korozję i codzienną dezynfekcję. Pozwala przechowywać fartuchy w sposób higieniczny i bezpieczny, bez zagnieceń skracających żywotność ołowianych i bez-ołowiowych osłon.

#### Najważniejsze korzyści

- 3 niezależne uchwyty — wygodny dostęp i porządek w strefie RTG.
- Maks. obciążenie 75 kg (łączna nośność zestawu, zależna od podłoża oraz rodzaju kołków/śrub).
- Higiena klasy medycznej — gładkie powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji.
- Oszczędność miejsca — montaż ścienny; wysokość użytkowa zależna od miejsca instalacji.
- Polska produkcja renomowanego wytwórcy — trwałość, powtarzalność i serwis.

#### Dane techniczne (RTG-03/3)

- Liczba uchwytów: 3
- Szerokość: 420 mm
- Wysokość robocza: zależna od montażu
- Maks. obciążenie: 75 kg łącznie
- Materiał: stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304), konstrukcja spawana
- Montaż: naścienny (kołki/śruby dobrane do typu podłoża nośnego)
- Zastosowanie: pracownie RTG, TK, CBCT, fluoroskopia; gabinety stomatologiczne; weterynaria
- Kraj produkcji: Polska

#### Warunki użytkowania i przechowywania

Temperatura pracy: +10...+40 °C

Wilgotność względna: 30...75 %

Magazynowanie/transport (w opakowaniu): +10...+70 °C, 10...90 % RH; przechowywać poziomo na równej powierzchni.

---

## Montaż i bezpieczeństwo

- Zaplanuj wysokość tak, by bark fartucha opierał się w pełni o uchwyt.
- Zaznacz otwory, nawierć i użyj kołków systemowych dopasowanych do podłoża (pełna ściana zalecana).
- Dokręć elementy, sprawdź stabilność.
- Nie przekraczaj 75 kg łącznego obciążenia; rozkładaj ciężar równomiernie.

*Uwaga: montaż w płytach GK tylko z użyciem odpowiednich kotew i przy zachowaniu nośności systemu. Bliskie sąsiedztwo wilgoci/chemii nie stanowi problemu dla AISI 304, ale unikaj długotrwałego kontaktu z chlorem.*

## Czyszczenie i dezynfekcja

Mycie ciepłą wodą (~40 °C) z łagodnym detergentem, miękką ściereczką.

Dezynfekcja: środki dopuszczone do stali nierdzewnej AISI 304 (alkoholowe/QAC, chusteczki medyczne z atestami).

Nie stosować: wybielaczy/chlorków, silnych rozpuszczalników, środków ściernych ani wełny stalowej.

Po myciu wytrzeć do sucha; wg potrzeb możliwa renowacja powierzchni preparatem do stali kwasoodpornej.

## Dlaczego ten model?

Idealny, gdy potrzebujesz kompaktowego i higienicznego rozwiązania do 3 fartuchów bez zajmowania przestrzeni podłogi. Sprawdza się w pracowniach RTG/stomatologii oraz w przebieralniach personelu.

## FAQ

Czy pasuje do fartuchów ołowianych i bez-ołowiowych?

Tak — profil uchwytów jest uniwersalny.

Czy mogę montować nad umywalką/na wilgotnej ścianie?

Tak, AISI 304 jest odporna na wilgoć i typowe środki myjące; unikaj ekspozycji na chlor.

Jaką wysokość montażu wybrać?

Zwykle tak, by górna krawędź uchwytu była na wysokości barku użytkownika (ok. 145–165 cm od podłogi) — dopasuj do wzrostu personelu i długości fartuchów.

Czy produkt ma instrukcję?

Standardowo do towaru dołączana jest instrukcja obsługi. Z jej treścią można zapoznać się tutaj; [PDF do pobrania](#)

**\* opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia wieszaka z większą ilością uchwytów. W przypadku zainteresowania Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.