

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-prysznicowotoaletowy-sanitim-3w1-na-malych-kolach-5-p-3534.html>



Wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM 3w1 na małych kołach 5"

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 203,70 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SANI-TIM

Opis produktu

SANI-TIM – wózek prysznicowo-toaletowy 3w1 na małych kołach 5"

Codzienna kąpiel, korzystanie z toalety oraz przejście z pokoju do łazienki mogą wymagać wielokrotnego przesiadania osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Jest to obciążające zarówno dla użytkownika, jak i dla opiekuna. W takiej sytuacji potrzebny jest stabilny wózek sanitarny, który połączy funkcję transportu, toalety i prysznica.

SANI-TIM Timago to aluminiowy **wózek prysznicowo-toaletowy 3w1 na małych kołach 5"**, przeznaczony do prowadzenia przez opiekuna wewnątrz budynku. Umożliwia przewiezienie użytkownika do łazienki, wykonanie czynności higienicznych pod prysznicem oraz korzystanie z toalety z użyciem pojemnika sanitarnego lub nad odpowiednio dopasowaną muszlą WC.

Produkt może być wyszukiwany również jako **wózek sanitarny**, **wózek toaletowy na kółkach**, **krzesło prysznicowo-toaletowe**, **mobilna toaleta dla seniora** albo **wózek pod prysznic dla osoby niepełnosprawnej**. Najważniejszą cechą tej wersji są cztery małe, obrotowe koła 5" oraz szerokość całkowita **58 cm**, ułatwiająca manewrowanie w mieszkaniu i łazience.

Najważniejsze funkcje wózka SANI-TIM na małych kołach

- **trzy funkcje w jednym sprzęcie** – transport użytkownika, kąpiel pod prysznicem i korzystanie z toalety;
- **cztery obrotowe koła 5" z hamulcami** – przeznaczone do prowadzenia przez opiekuna i manewrowania w pomieszczeniach;
- **szerokość całkowita 58 cm** – parametr istotny przy sprawdzaniu przejazdu przez drzwi oraz miejsca w łazience;
- **aluminiowa rama malowana proszkowo** – odporna na wilgoć i łatwa do utrzymania w czystości;
- **pojemnik sanitarny** – pozwala korzystać z wózka jako mobilnej toalety;
- **możliwość ustawienia nad WC** – po wyjęciu pojemnika, jeżeli wymiary muszli i przestrzeni w łazience na to pozwalają;
- **uchylne podłokietniki** – ułatwiają transfer boczny użytkownika;
- **zdejmowane podnóżki** – pomagają przygotować wózek do wsiadania i zsiadania;
- **siedzisko 50 x 45 cm** – zapewnia przestrzeń do codziennego użytkowania;
- **maksymalne obciążenie do 120 kg**.

Dla kogo przeznaczony jest SANI-TIM?

SANI-TIM na małych kołach jest przeznaczony dla osób, które potrzebują pomocy podczas przemieszczania się, korzystania z toalety lub codziennej higieny. Model sprawdzi się w domu, mieszkaniu, domu opieki, placówce rehabilitacyjnej oraz placówce

medycznej, gdy użytkownik jest prowadzony przez opiekuna.

Wózek może być właściwym wyborem, gdy:

- użytkownik wymaga wsparcia podczas przejścia z pokoju do łazienki;
- ważne jest ograniczenie liczby przesiadań pomiędzy łóżkiem, prysznicem i toaletą;
- wózek ma być prowadzony przez członka rodziny, opiekuna lub personel;
- potrzebna jest funkcja toalety z pojemnikiem sanitarnym;
- sprzęt będzie używany podczas kąpieli pod prysznicem;
- istotna jest zwrotność w ograniczonej przestrzeni;
- maksymalna masa użytkownika nie przekracza 120 kg.

Czy SANI-TIM przejedzie przez drzwi do łazienki?

Wózek ma **58 cm szerokości całkowitej**. Przed zakupem należy zmierzyć rzeczywiste światło drzwi po ich całkowitym otwarciu, a nie wyłącznie nominalną szerokość skrzydła. Warto sprawdzić również progi, szerokość korytarza i miejsce potrzebne do wykonania skrętu bezpośrednio przed wejściem do łazienki.

Odpowiednia szerokość samych drzwi nie zawsze oznacza, że wózek będzie wygodnie użytkowany. W małej łazience trzeba uwzględnić miejsce przy toalecie, kabinie prysznicowej oraz przestrzeń dla opiekuna, który prowadzi wózek i pomaga użytkownikowi podczas transferu.

SANI-TIM na małych kołach czy wersja z kołami 24"?

Prezentowany SANI-TIM ma cztery małe, obrotowe koła 5" i jest przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia przez opiekuna. Jest węższy, ma 58 cm szerokości całkowitej i waży 14,5 kg. To rozwiązanie właściwe wtedy, gdy najważniejsze jest manewrowanie w pomieszczeniach oraz codzienna pomoc użytkownikowi.

Jeżeli użytkownik ma samodzielnie napędzać wózek, należy wybrać [wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM 3w1 z dużymi kołami 24"](#). Ten wariant ma duże tylne koła z ciągami, szerokość całkowitą 68,5 cm oraz wagę 22 kg. Obie konfiguracje mają inne zastosowanie, dlatego nie należy wybierać modelu wyłącznie na podstawie nazwy SANI-TIM.

Korzystanie z toalety i możliwość ustawienia nad sedesem

SANI-TIM posiada pojemnik sanitarny, dzięki któremu może służyć jako mobilna toaleta. Jest to przydatne między innymi wtedy, gdy użytkownik nie może przejść do łazienki albo kiedy dostęp do toalety jest utrudniony.

Po wyjściu pojemnika konstrukcja pozwala ustawić wózek nad odpowiednio dopasowanym sedesem. Przed zakupem należy porównać wysokość, szerokość i kształt muszli WC, położenie spłuczki oraz wolną przestrzeń potrzebną do podjazdu. Informacja o możliwości najazdu nad sedes nie oznacza, że wózek będzie pasował do każdej toalety.

Kąpiel pod prysznicem i codzienna higiena

Aluminiowa rama malowana proszkowo oraz elementy odporne na wilgoć umożliwiają używanie wózka podczas kąpieli pod prysznicem. Dzięki temu użytkownik nie musi być przenoszony z wózka na osobne krzesło prysznicowe, a opiekun może wykonać codzienne czynności higieniczne w stabilnej pozycji.

Po każdorazowym użyciu w warunkach wilgotnych należy utrzymać wózek w czystości i postępować zgodnie z instrukcją producenta. Przed transferem, korzystaniem z toalety oraz rozpoczęciem kąpieli należy włączyć hamulce kół.

Uchylne podłokietniki i zdejmowane podnóżki

Uchylne podłokietniki ułatwiają transfer boczny z łóżka, krzesła lub innego siedziska. Zdejmowane podnóżki pozwalają wygodniej przygotować wózek do wsiadania i zsiadania, a także ograniczają przeszkody podczas podjazdu do toalety lub ustawiania wózka pod prysznicem.

SANI-TIM nie jest wózkiem przeznaczonym do samodzielnego napędzania przez użytkownika. Małe koła 5" służą do prowadzenia wózka przez opiekuna po nawierzchniach wewnętrznych odpowiednich dla tego rodzaju sprzętu.

Wymiary i przechowywanie wózka

SANI-TIM ma siedzisko o wymiarach **50 x 45 cm**, wysokość siedziska od podłoża **50 cm** oraz głębokość całkowitą **76 cm**. Wysokość całkowita wynosi 98 cm. Przed zakupem należy porównać te wymiary z miejscem użytkowania, szczególnie z przestrzenią w kabinie prysznicowej i przy toalecie.

Po złożeniu wózek ma wymiary **66 x 58 x 36 cm**. Waga konstrukcji wynosi 14,5 kg. Przed planowanym przewożeniem w

samochodzie warto sprawdzić wielkość bagażnika oraz możliwości osoby, która będzie przygotowywała wózek do transportu.

SANI-TIM czy MASTER-TIM?

SANI-TIM na małych kołach warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest siedzisko o wymiarach 50 × 45 cm, szerokość całkowita 58 cm oraz maksymalne obciążenie do 120 kg. Model łączy funkcję transportu, toalety i prysznica dla osoby prowadzonej przez opiekuna.

Jeżeli priorytetem jest większe maksymalne obciążenie, można porównać ten model z [wózkiem toaletowo-prysznicowym MASTER-TIM 3w1](#). Dla użytkowników potrzebujących zagłówka oraz regulacji pozycji przeznaczony jest [MASTER-TIM PLUS](#).

Wyposażenie wózka SANI-TIM

- aluminiowa rama malowana proszkowo;
- cztery obrotowe koła 5" z hamulcami;
- siedzisko o wymiarach 50 × 45 cm;
- pojemnik sanitarny;
- uchylne podłokietniki;
- zdejmowane podnóżki;
- oparcie;
- uchwyty do prowadzenia przez opiekuna;
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne SANI-TIM na małych kołach

Producent	Timago
Model	SANI-TIM – konfiguracja na małych kołach 5"
Funkcje	transportowa, prysznicowa, toaletowa
Szerokość całkowita	58 cm
Szerokość wewnętrzna	50 cm
Głębokość całkowita	76 cm
Wysokość siedziska od podłoża	50 cm
Wysokość całkowita	98 cm
Wymiary siedziska	50 × 45 cm
Koła	4 × obrotowe 5" z hamulcami
Waga	14,5 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wymiary po złożeniu	66 × 58 × 36 cm
Kolor ramy	biały

Wózki toaletowo-prysznicowe – porównaj modele

Zobacz [wszystkie wózki toaletowo-prysznicowe](#) dostępne w SaleMED i porównaj modele na małych kołach, wózki z dużymi kołami 24", konstrukcje z zagłówkiem oraz lekkie wózki przeznaczone wyłącznie do kąpieli.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.