

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/homedics-nms-275h-masazer-shiatsu-szyi-z-podgrzewaniem-p-3480.html>



HoMedics NMS-275H Masażer Shiatsu szyi z podgrzewaniem

Cena brutto **449,00 zł**

Cena netto **365,04 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-UDMK-H-NMS-275H**

Opis produktu

Masażer Shiatsu szyi i karku z podgrzewaniem HoMedics NMS-275H - bezprzewodowy

Dlaczego ten masażer robi różnicę?

1) Głębokie ugniatanie Shiatsu - jak u masażysty

Mechanizm rotacyjny Shiatsu pracuje tak, by naśladować ruchy dłoni profesjonalisty: ugniata, rozpracowuje spięte miejsca i pomaga rozluźnić okolice karku oraz obręczy barkowej. To świetny wybór, jeśli po całym dniu przy komputerze czujesz „beton” w szyi albo masz tendencję do spinania ramion.

2) Podgrzewanie, które przyspiesza efekt „odpuszczenia”

Opcjonalna funkcja ciepła wspiera relaksację mięśni i daje przyjemne uczucie rozgrzania. Możesz masować się z podgrzewaniem lub bez, zależnie od potrzeb i pory dnia.

3) Wygoda bez użycia rąk - pracujesz, a masaż trwa

Konstrukcja „wraparound” oraz system pasków/uchwytów stabilizują urządzenie na ciele. Dzięki temu masaż nie wymaga ciągłego trzymania w jednej pozycji - możesz odpoczywać, czytać, pracować przy biurku albo wykonywać lekkie domowe czynności.

Najważniejsze korzyści w praktyce

Rozluźnienie napięcia w karku, szyi i ramionach po pracy lub treningu

Szybki reset po stresującym dniu (kilkanaście minut robi różnicę)

Dopasowanie masażu: programy, prędkości, zmiana kierunku obrotu

Mobilność: bezprzewodowe działanie i ładowanie USB-C

Komfort użytkowania: cicha praca i miękkie silikonowe główce

Funkcje i możliwości HoMedics NMS-275H

- 4 miękkie, silikonowe precyzyjne głowice masujące
- 2 programy masażu Shiatsu: z podgrzewaniem oraz bez podgrzewania
- Zmiana kierunku obrotu głowic (dopasuj „pracę” do własnych odczuć)
- 3 prędkości masażu (od delikatniejszego do bardziej intensywnego)
- Wbudowany panel sterowania – prosty, czytelny i pod ręką
- Akumulator ładowany przez USB-C
- Do 70 minut pracy na jednym ładowaniu
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach (bezpieczne sesje)
- 3 lata gwarancji producenta.

Jak używać

1. Załóż masażer na szyję i oprzyj go na ramionach.
2. Ustaw wygodnie paski/uchwyty (tak, by nacisk był przyjemny, nie „na siłę”).
3. Wybierz program (z ciepłem lub bez), prędkość i ewentualnie kierunek obrotu.
4. Korzystaj przez jedną sesję – urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 min.

Tip: Jeśli dopiero zaczynasz, wybierz najniższą prędkość i dopiero potem zwiększaj intensywność.

Dla kogo będzie idealny?

praca przy komputerze i napięty kark
stres i „zaciśnięte” barki po całym dniu
osoby aktywne – regeneracja po treningu
każdy, kto chce mieć shiatsu w domu bez umawiania wizyt

Specyfikacja techniczna

Typ masażu: Shiatsu (rotacyjny, ugniatający)
Obszar: szyja, kark, ramiona
Głowice: 4 silikonowe
Programy: 2 (z podgrzewaniem / bez)
Regulacja: 3 prędkości + zmiana kierunku obrotu
Zasilanie: akumulator, ładowanie USB-C
Czas pracy: do 70 minut
Bezpieczeństwo: auto-off po 15 minutach
Gwarancja: 3 lata

Co dostajesz w zestawie?

Bezprzewodowy masażer HoMedics NMS-275H
Przewód do ładowania USB-C
Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia na uszkodzonej/zaognionej skórze. Jeśli jesteś w ciąży, masz rozrusznik serca, implanty medyczne lub przewlekłe schorzenia – skonsultuj użycie z lekarzem. Nie stosuj podczas prowadzenia pojazdu.

Porównaj z NMS-255H (zasilanie 230 V)

Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb

Typ / konstrukcja
Zasilanie
Masaż

[NMS-255H](#)

Masażer szyi i karku z uchwytami
230 V
Shiatsu

[NMS-275H](#)

V

Cecha	NMS-255H	NMS-275H
	Podgrzewanie	Tak
	Regulacja intensywności	Regulacja docisku uchwytami
	Czas pracy	Bez limitu (zasilanie sieciowe)
	Auto-off	—
	Wymiary	36 × 28 × 16,5 cm
	Gwarancja	24 miesiące

Wskazówka: jeśli zależy Ci na mobilności (dom/biuro/podróż) i regulacji prędkości – wybierz NMS-275H. Jeśli chcesz prosty masaż Shiatsu na co dzień przy zasilaniu 230 V – NMS-255H będzie świetnym wyborem.

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Czy można używać masażera bez podgrzewania?

Tak. NMS-275H ma program Shiatsu bez ciepła oraz program z podgrzewaniem – wybierasz, co Ci odpowiada.

Ile powinna trwać jedna sesja?

Urządzenie ma automatyczne wyłączenie po 15 minutach – to optymalny czas pojedynczego masażu.

Czy da się dopasować intensywność masażu?

Tak, możesz wybrać jedną z 3 prędkości, a dodatkowo zmienić kierunek obrotu głowic.

Jak długo działa na baterii?

Do 70 minut na jednym ładowaniu (w zależności od ustawień i sposobu użytkowania).

Czy masażer jest głośny?

Zaprojektowano go jako komfortowy i cichy – nadaje się do użytku domowego i biurowego.

Jak ładować urządzenie?

Przez USB-C – wygodnie, jak większość nowoczesnych sprzętów.

Na jakie partie ciała jest najlepszy?

Najlepiej sprawdza się na szyi, karku i ramionach (obręcz barkowa).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.