

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/analizator-wagi-ciala-ultra-slim-p-1617.html>



Zielona waga łazienkowa Salter 9141 Ultra Slim – analizator składu ciała 160 kg

Cena brutto **79,00 zł**

Cena netto **64,23 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9141 GN3R**

Opis produktu

Zielona waga Salter 9141 Ultra Slim – kontrola masy i składu ciała w domu

Salter 9141 GN3R Ultra Slim to zielona elektroniczna waga łazienkowa z funkcją analizy składu ciała. Pozwala regularnie kontrolować masę oraz sprawdzać szacunkowy poziom tkanki tłuszczowej, zawartość wody i wskaźnik BMI.

Urządzenie łączy **maksymalne obciążenie 160 kg, podziałkę 100 g i pamięć dla 4 użytkowników**. Szklana platforma z metalowymi elektrodami umożliwia wykonywanie analizy BIA, a czytelny wyświetlacz LCD ułatwia odczytywanie wyników.

Jakie parametry mierzy Salter 9141 GN3R?

Analizator udostępnia cztery podstawowe informacje:

- **Masa ciała** – ważenie do 160 kg z podziałką 0,1 kg.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procent tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny procent całkowitej zawartości wody.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie masy i wzrostu użytkownika.

Wyniki analizy nie są badaniem diagnostycznym. Najlepiej wykorzystywać je do obserwowania zmian w dłuższym okresie, pamiętając o wpływie nawodnienia, aktywności fizycznej i pory dnia na odczyty.

Analiza BIA – co oznaczają metalowe elektrody?

Waga wykorzystuje technologię **BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)**, czyli analizę impedancji bioelektrycznej. Niewielki sygnał elektryczny przechodzi przez ciało, a urządzenie na podstawie zmierzonego oporu oraz danych użytkownika szacuje wybrane parametry składu organizmu.

Podczas pomiaru BIA należy stanąć **bosymi stopami na metalowych polach kontaktowych** i pozostać nieruchomo do zakończenia analizy.

Cztery profile użytkowników

Model Salter 9141 GN3R pozwala zapisać ustawienia **4 osób**. Każdy domownik może skonfigurować własny profil z danymi wymaganymi do analizy, takimi jak wiek, wzrost i płeć.

Przed kolejnym pomiarem wystarczy wybrać odpowiedni profil. Pamięć przechowuje ustawienia użytkowników, a nie kompletną historię wszystkich ważeń.

Ważenie bez korzystania z analizatora

Salter 9141 może działać także jak zwykła waga łazienkowa. Jeśli potrzebujesz wyłącznie pomiaru masy, nie musisz uruchamiać analizy tłuszczu i wody ani wybierać profilu.

Wystarczy ustawić urządzenie na stabilnym, twardym podłożu, aktywować je, poczekać na wskazanie zera i stanąć nieruchomo na platformie.

Zielona szklana platforma Ultra Slim

Wariant **9141 GN3R** wyróżnia się zieloną kolorystyką widoczną pod szklaną powierzchnią. Metalowe elektrody stanowią część platformy pomiarowej, a cyfrowy wyświetlacz znajduje się w jej górnej części.

Szklana platforma ma grubość około 6 mm, natomiast całkowite wymiary urządzenia według specyfikacji wynoszą około **30,1x30,1x2,3 cm**. Gładką powierzchnię można czyścić lekko wilgotną ściereczką, bez zanurzania urządzenia w wodzie.

Specyfikacja techniczna – Salter 9141 GN3R

Parametr	Dane produktu
Marka	Salter
Model	9141 GN3R Ultra Slim
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Kolor	Zielony / limonkowy
Maksymalne obciążenie	160 kg
Podziałka ważenia	100 g / 0,1 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Wskaźnik BMI	Tak
Technologia pomiaru	BIA – bioimpedancja elektryczna
Pamięć użytkowników	4 profile
Jednostki masy	kg, lb, st
Wyświetlacz	LCD
Materiał platformy	Szkło z metalowymi elektrodami
Grubość platformy szklanej	Okolo 6 mm
Wymiary całkowite	Okolo 30,1x30,1x2,3 cm
Zasilanie	1 bateria CR2032
Przeznaczenie	Użytek domowy

Jak korzystać z analizatora składu ciała?

1. Ustaw wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Uruchom urządzenie i wybierz swój profil użytkownika.
3. Sprawdź, czy na ekranie pojawiło się wskazanie zera.
4. Stań boso, zapewniając kontakt stóp z metalowymi elektrodami.
5. Pozostań nieruchomo do zakończenia pomiaru i wyświetlenia wyników.

Do porównywania kolejnych wyników najlepiej wykonywać pomiary o zbliżonej porze i w podobnych warunkach.

Ważne: z funkcji BIA nie powinny korzystać osoby z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym elektronicznym urządzeniem medycznym. W okresie ciąży należy ograniczyć użytkowanie do zwykłego pomiaru masy ciała. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją producenta.

Salter 9141 GN3R – kiedy warto wybrać wagę z analizatorem?

Model sprawdzi się u osób, które oprócz kilogramów chcą obserwować szacunkowe zmiany zawartości tłuszczu i wody. Cztery profile pozwalają korzystać z jednej wagi kilku domownikom, a zwykły tryb ważenia pozostaje dostępny niezależnie od analizy składu ciała.

Jeżeli potrzebujesz wyłącznie pomiaru masy, sprawdź również [elektroniczną wagę łazienkową Salter 9037](#).

Pozostałe urządzenia do domowego ważenia znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała w SaleMED](#).