

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/krzeslo-prysznicowo-toaletowe-p-3206.html>



Wózek prysznicowo-toaletowy MASTER-TIM PLUS Timago

Cena brutto	1 169,00 zł
Cena netto	1 082,41 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MASTER-TIM PLUS

Opis produktu

MASTER-TIM PLUS – wózek do prysznica, toalety i transportu z pomocą opiekuna

Przenoszenie osoby o ograniczonej mobilności pomiędzy pokojem, łazienką i toaletą często oznacza konieczność wykonywania kilku trudnych transferów oraz korzystania z różnych urządzeń. **Wózek prysznicowo-toaletowy Timago MASTER-TIM PLUS** łączy trzy funkcje w jednej konstrukcji: umożliwia transport wewnątrz pomieszczeń, wykonanie czynności higienicznych pod prysznicem oraz korzystanie z pojemnika sanitarnego albo sedesu.

Model jest przeznaczony dla osoby, która nie porusza się samodzielnie i podczas użytkowania wózka wymaga pomocy opiekuna. Najważniejszą przewagą wersji PLUS jest **regulacja kąta nachylenia siedziska razem z oparciem do 30° oraz zagłówek**. Te elementy odróżniają go od podstawowych wózków sanitarnych 3w1.

Produkt bywa potocznie określany jako **wózek pod prysznic z toaletą, krzesło prysznicowo-toaletowe na kółkach, mobilna toaleta z wiaderkiem** albo wózek sanitarny z zagłówkiem. Prawidłowo jest to prysznicowo-toaletowy wózek transportowy przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń i obsługiwany przez osobę towarzyszącą.

Jaki problem rozwiązuje MASTER-TIM PLUS?

Wózek jest przeznaczony do sytuacji, w której klasyczne krzesło pod prysznic nie wystarcza, ponieważ użytkownik musi zostać przewieziony do łazienki, potrzebuje pomocy podczas toalety lub wymaga dodatkowego podparcia głowy. Połączenie trzech funkcji może ograniczyć konieczność zmiany sprzętu i wykonywania dodatkowych przesiadań pomiędzy transportem, kąpielą i toaletą.

Producent wskazuje ten model jako sprzęt pomocniczy dla osób z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi m.in. z paraliżu, nadwagi, zmian i uszkodzeń stawów, deformacji lub uszkodzeń kończyn, amputacji, chorób serca i naczyń oraz zaburzeń krążenia. O wyborze sprzętu powinny decydować rzeczywiste potrzeby użytkownika, jego wymiary, możliwości opiekuna i warunki w łazience.

Najważniejsza przewaga: odchylenie siedziska z oparciem do 30°

W MASTER-TIM PLUS siedzisko i oparcie zmieniają kąt razem. Nie jest to wyłącznie odchylenie samego oparcia. Pozycja użytkownika zmienia się wraz z zespołem siedziska, a zagłówek zapewnia dodatkowe podparcie głowy.

Wersja PLUS ma największy sens wtedy, gdy osoba korzystająca z wózka potrzebuje zagłówka oraz możliwości ustawienia pozycji odchylonej podczas kąpieli, toalety albo transportu wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli te funkcje nie są potrzebne, tańszy i krótszy MASTER-TIM może być wystarczającym rozwiązaniem.

Trzy funkcje wózka MASTER-TIM PLUS

1. Wózek pod prysznic

Aluminiowa rama malowana proszkowo oraz siedzisko z klinem wykonane z PU pozwalają korzystać z wózka podczas czynności higienicznych. Przed zakupem należy sprawdzić szerokość drzwi, wejście do strefy prysznicowej, ilość miejsca potrzebną do manewrowania oraz obecność progów.

2. Wózek toaletowy z pojemnikiem

Pojemnik sanitarny umieszczony pod siedziskiem pozwala używać wózka jako mobilnej toalety. Konstrukcja umożliwia również najeżdżanie nad sedes, ale wcześniej trzeba porównać wysokość i szerokość muszli WC z wymiarami wózka. Nie można zakładać, że model będzie zgodny z każdą zabudową toalety.

3. Transport wewnątrz pomieszczeń

Cztery obrotowe koła 5" z hamulcami umożliwiają opiekunowi przemieszczanie wózka pomiędzy pomieszczeniami. MASTER-TIM PLUS nie ma dużych kół napędowych i nie jest przeznaczony do samodzielnego napędzania przez użytkownika. Wózek może być obsługiwany wyłącznie z pomocą osoby towarzyszącej i nie jest przeznaczony do jazdy na zewnątrz.

Konstrukcja ułatwiająca opiekę i transfer

- **Uchyłne podłokietniki** ułatwiają zajmowanie miejsca, opuszczanie wózka oraz transfer boczny.
- **Uchyłne podnóżki** pozwalają zwolnić przestrzeń przed siedziskiem podczas wsiadania i wysiadania.
- **Zagłówek** zapewnia dodatkowe podparcie głowy w pozycji siedzącej i odchylonej.
- **Siedzisko z klinem z PU** jest przystosowane do funkcji prysznicowej i toaletowej.
- **Cztery koła 5" z hamulcami** umożliwiają prowadzenie i unieruchomienie wózka.
- **Pojemnik sanitarny** pozwala korzystać z funkcji toalety niezależnie od sedesu.
- **Aluminiowa rama** łączy odporność na wilgoć z masą własną 13 kg.
- **Udźwig 150 kg** pozwala dobrać model do szerokiej grupy użytkowników z zachowaniem limitu producenta.

Co zmierzyć przed zamówieniem?

Przed zakupem nie należy kierować się wyłącznie maksymalnym obciążeniem. Trzeba sprawdzić także wymiary użytkownika i łazienki:

- szerokość drzwi i przejść na całej trasie przejazdu,
- wymiary strefy prysznicowej oraz przestrzeń potrzebną opiekunowi,
- wysokość i szerokość muszli WC, jeżeli wózek ma nad nią najeżdżać,
- obecność progów, stopni i innych przeszkód,
- szerokość wewnętrzną wózka 46 cm,
- wymiary siedziska 44x44 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 55-61 cm,
- maksymalną wagę użytkownika wynoszącą 150 kg.

Jeżeli użytkownik nie wymaga transportu na kołach, ale potrzebuje stabilnego siedziska do kąpieli i korzystania z toalety, dobrym rozwiązaniem będzie [krzesło toaletowo-prysznicowe NEXO Timago 3w1](#). Jest lżejsze, składane i przeznaczone do ustawienia pod prysznicem, przy łóżku lub nad sedesem.

Dane techniczne wózka MASTER-TIM PLUS

Producent	Timago
Model	MASTER-TIM PLUS
Rodzaj produktu	Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy
Funkcje	Prysznicowa, toaletowa i transportowa
Miejsce użytkowania	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób obsługi	Z pomocą osoby towarzyszącej
Materiał ramy	Aluminium malowane proszkowo
Siedzisko	Z klinem, wykonane z PU

Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	46 cm
Głębokość całkowita	106 cm
Wysokość siedziska od podłoża	55-61 cm
Wysokość całkowita	115-136 cm
Wymiary siedziska	44x44 cm
Regulacja nachylenia siedziska z oparciem	Maksymalnie 30°
Zagłówek	Tak
Podłokietniki	Uchylne
Podnóżki	Uchylne
Koła	Cztery obrotowe koła 5" z hamulcami
Pojemnik sanitarny	Tak
Możliwość najechania nad sedes	Tak, po sprawdzeniu zgodności wymiarów
Waga wózka	13 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
EAN	5902983727446

MASTER-TIM PLUS czy podstawowy MASTER-TIM?

Porównywana cecha	MASTER-TIM PLUS	MASTER-TIM
Prysznic, toaleta i transport	Tak	Tak
Regulacja nachylenia siedziska z oparciem	Tak, do 30°	Nie
Zagłówek	Tak	Nie
Szerokość wewnętrzna	46 cm	45 cm
Wymiary siedziska	44x44 cm	44x43 cm
Głębokość całkowita	106 cm	86 cm
Waga	13 kg	11,4 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg
Największa przewaga	Pozycja odchylona i podparcie głowy	Prostsza i krótsza konstrukcja 3w1

Wybierz MASTER-TIM PLUS, jeżeli użytkownik potrzebuje zagłówka i regulacji kąta siedziska z oparciem. Jeżeli te elementy nie są konieczne, sprawdź [podstawowy wózek toaletowo-prysznicowy MASTER-TIM 3w1](#).

Sprawdź całą kategorię

Jeżeli porównujesz kilka konstrukcji, zobacz wszystkie [wózki toaletowo-prysznicowe](#). Kategoria obejmuje modele z funkcją toalety, wózki wyłącznie do kąpieli oraz konstrukcje różniące się kołami, szerokością i sposobem obsługi.

Przeczytaj przed wyborem sprzętu do łazienki

Jeżeli nie masz pewności, czy potrzebny jest wózek, krzesło, taboret czy ławka, przeczytaj poradnik [prysznic bez barier - jaki sprzęt wybrać i jak go ustawić](#).

Porównaj podobne rozwiązania

- [SANI-TIM - wózek prysznicowo-toaletowy 3w1](#) - inna konstrukcja do transportu, kąpieli i toalety.
- [Timago FS 7962L - lekki wózek prysznicowo-transportowy](#) - model bez funkcji toaletowej i pojemnika.
- [wózek sanitarny COMPLEX-TIM do 150 kg](#) - model bez zagłówka i regulacji nachylenia, wyposażony w dwa przednie koła obrotowe 5" oraz dwa duże tylne koła 24". Ma szerokość całkowitą 63,5 cm i łączy funkcję toalety, prysznica oraz krótkiego transportu wewnątrz pomieszczeń.

Bezpieczne użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta. Przed posadzeniem użytkownika trzeba sprawdzić poprawność montażu, ustawienie podnóżków oraz działanie hamulców. Podczas wsiadania, wysiadania i wykonywania czynności higienicznych wózek powinien być unieruchomiony zgodnie z instrukcją.

MASTER-TIM PLUS jest wyrobem medycznym. Należy używać go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.