

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mata-do-obracania-pacjenta-p-3446.html>



Mata do obracania pacjenta Łatwoślizg TTE6106 122×100 cm

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	313,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-TGO-TTE6106

Opis produktu

Jak obrócić osobę leżącą w łóżku bez szarpania i nadmiernego wysiłku?

Mata do obracania pacjenta Łatwoślizg TTE6106 122×100 cm to szeroki podkład ślizgowy przeznaczony do obracania, pozycjonowania i zmiany ułożenia osoby leżącej w łóżku. Ten model pomaga wtedy, gdy opiekun musi obrócić chorego na bok, poprawić ułożenie tułowia, zmienić pozycję bioder lub przygotować pacjenta do codziennej pielęgnacji.

Klienci szukają tego produktu pod różnymi nazwami: **łatwoślizg**, **mata ślizgowa**, **podkład ślizgowy**, **chusta ślizgowa** albo **mata do zmiany pozycji chorego**. W praktyce chodzi o jedno: ułatwić pracę z osobą leżącą, ograniczyć tarcie między ciałem pacjenta a podłożem i wykonać obrót lub zmianę pozycji spokojniej, z większą kontrolą ruchu.

Model TTE6106 ma rozmiar **122×100 cm**, dlatego daje większą powierzchnię pracy niż węższe maty 72×71 cm i 122×71 cm. To ważne szczególnie wtedy, gdy pacjent wymaga regularnego obracania na bok, pozycjonowania w łóżku albo częstej zmiany ułożenia podczas pielęgnacji.

Dlaczego TTE6106 122×100 cm jest lepszy do obracania pacjenta?

Przy zwykłym przesunięciu pacjenta wystarczy często mniejszy łatwoślizg. Przy obracaniu osoby leżącej problem jest większy: opiekun musi kontrolować tułów, barki, biodra i kierunek ruchu. Właśnie dlatego **TTE6106 122×100 cm** powinien być traktowany jako szersza mata do obracania pacjenta, a nie tylko kolejny wariant maty ślizgowej.

- większa powierzchnia 122×100 cm ułatwia pracę przy zmianie pozycji na bok,
- mata pomaga ograniczyć tarcie podczas obracania osoby leżącej,
- szerszy format daje opiekunowi większą kontrolę nad ułożeniem pacjenta,
- produkt sprawdza się przy codziennej pielęgnacji, poprawianiu pozycji i pozycjonowaniu,
- to właściwy wybór, gdy mata 122×71 cm jest zbyt wąska do wygodnego obracania.

Mata ślizgowa, łatwoślizg, podkład ślizgowy czy chusta ślizgowa?

Ten typ produktu bywa nazywany różnie. Dla jednego klienta będzie to **mata do obracania pacjenta**, dla innego **łatwoślizg dla chorego**, **chusta ślizgowa**, **podkład ślizgowy do łóżka** albo **mata ślizgowa dla osoby leżącej**. W karcie produktu używamy tych określeń, ponieważ opisują ten sam problem: jak bezpiecznie zmienić pozycję pacjenta w łóżku i zmniejszyć wysiłek opiekuna.

Najważniejsze jest jednak dopasowanie wariantu do czynności. TTE6106 122×100 cm jest najlepszy wtedy, gdy głównym zadaniem jest **obracanie pacjenta na bok**, pozycjonowanie i praca na większej powierzchni ciała.

Jaki łatwoślizg wybrać: TTE6102, TTE6104 czy TTE6106?

Wybór maty ślizgowej powinien zależeć od tego, co opiekun chce wykonać przy pacjencie. Inny model sprawdzi się przy krótkim przesunięciu, inny przy dłuższym repozycjonowaniu, a jeszcze inny przy obracaniu pacjenta na bok.

Model	Rozmiar	Najlepsze zastosowanie
TTE6102	72×71 cm	krótkie przesunięcia, punktowa korekta ułożenia, szybka pomoc przy pielęgnacji
TTE6104	122×71 cm	dłuższe przesuwanie, repozycjonowanie, poprawianie pozycji pacjenta w łóżku
TTE6106	122×100 cm	obracanie pacjenta, zmiana pozycji na bok, pozycjonowanie na szerszej powierzchni

Jeśli pacjenta trzeba głównie przesunąć w łóżku, sprawdź [łatwoślizg TTE6104 122×71 cm](#). Jeśli potrzebujesz mniejszej maty do krótkich korekt, zobacz [łatwoślizg TTE6102 72×71 cm](#). Jeśli głównym problemem jest obracanie chorego na bok i zmiana pozycji osoby leżącej, wybierz **TTE6106 122×100 cm**.

Kiedy wybrać matę do obracania pacjenta 122×100 cm?

Szeroka mata ślizgowa 122×100 cm będzie najlepszym wyborem wtedy, gdy pacjent wymaga częstej zmiany pozycji, a opiekun potrzebuje większej powierzchni pracy niż w standardowych matach do przesuwania. To praktyczne rozwiązanie dla osób leżących, starszych, osłabionych, po zabiegach, z ograniczoną mobilnością albo wymagających regularnej pielęgnacji w łóżku.

- gdy trzeba obrócić pacjenta na bok w łóżku,
- gdy pacjent wymaga częstej zmiany pozycji,
- gdy opiekun szuka pomocy przy pielęgnacji osoby leżącej,
- gdy problemem jest tarcie, szarpanie pościeli lub duży wysiłek fizyczny,
- gdy potrzebna jest większa powierzchnia niż 122×71 cm,
- gdy trzeba poprawić ułożenie barków, tułowia, bioder lub nóg pacjenta.

Do czego służy łatwoślizg TTE6106 122×100 cm?

Łatwoślizg TTE6106 służy do wspomagania obracania, pozycjonowania i zmiany ułożenia pacjenta na powierzchni łóżka. Może być pomocny przy ustawieniu pacjenta na boku, zmianie podkładu, przygotowaniu do pielęgnacji, poprawieniu ułożenia ciała oraz codziennej opiece nad osobą leżącą.

Mata nie jest podnośnikiem, noszami ani sprzętem do unoszenia pacjenta nad łóżkiem. Jej zadaniem jest ograniczenie tarcia podczas pracy na powierzchni łóżka. Przy pacjentach cięższych, osłabionych, niestabilnych albo wymagających większej kontroli bezpieczniej pracować w dwie osoby i stosować zasady BHP obowiązujące w danej placówce.

Najważniejsze cechy produktu

Model	TTE6106
Rodzaj produktu	łatwoślizg / mata ślizgowa / podkład ślizgowy / chusta ślizgowa
Rozmiar	122×100 cm
Główne zastosowanie	obracanie pacjenta, zmiana pozycji osoby leżącej, pozycjonowanie w łóżku
Materiał	100% poliester z wodoodporną powłoką silikonową
Grubość	0,6 mm
Konstrukcja	rękawowa / cylindryczna, ułatwiająca płynny poślizg
Dla kogo	dla opiekunów osób leżących, placówek opiekuńczych, oddziałów szpitalnych i rehabilitacji

Czym TTE6106 różni się od TTE6104?

TTE6104 122×71 cm jest matą do przesuwania i repozycjonowania pacjenta w łóżku. TTE6106 122×100 cm jest szerszą matą do obracania pacjenta i pracy na większej powierzchni. Różnica w szerokości ma znaczenie wtedy, gdy trzeba stabilnie zmienić ułożenie osoby leżącej, obrócić pacjenta na bok albo objąć większy obszar ciała.

TTE6106 nie powinien konkurować z TTE6104 na tę samą intencję. TTE6104 wybierasz głównie do dłuższego przesuwania i repozycjonowania, a TTE6106 wtedy, gdy najważniejsze jest **obracanie pacjenta** i praca na szerszej powierzchni 122×100 cm.

Czym TTE6106 różni się od rolek do przenoszenia pacjenta?

Mata do obracania pacjenta TTE6106 służy do pracy z pacjentem na powierzchni łóżka. Nie zastępuje sprzętu do przemieszczania pacjenta między dwiema powierzchniami. Jeśli głównym celem jest transfer między łóżkiem, noszami lub innym podłożem, lepszym rozwiązaniem mogą być [rolki do przenoszenia pacjenta](#).

Więcej produktów do pracy z osobą leżącą znajdziesz w kategorii [transfer pacjenta](#).

Pomoc dla opiekuna osoby leżącej

Codzienne obracanie osoby leżącej może być obciążające dla opiekuna, szczególnie gdy pacjent jest osłabiony, niesamodzielny lub wymaga częstej pielęgnacji. Mata ślizgowa TTE6106 pomaga ograniczyć tarcie i ułatwia płynniejsze prowadzenie ruchu. Dzięki temu opiekun może pracować spokojniej, z większą kontrolą i mniejszym ryzykiem gwałtownego szarpnięcia.

To produkt szczególnie przydatny w opiece domowej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, DPS, hospicjach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz na oddziałach, gdzie zmiana pozycji pacjenta jest czynnością wykonywaną regularnie.

FAQ – najczęstsze pytania o matę do obracania pacjenta TTE6106

Jak obrócić osobę leżącą w łóżku przy pomocy maty ślizgowej?

Mata ślizgowa pomaga ograniczyć tarcie między pacjentem a podłożem, dzięki czemu obracanie osoby leżącej może być płynniejsze i mniej obciążające dla opiekuna. Należy używać jej zgodnie z instrukcją producenta, a przy pacjentach wymagających większej kontroli pracować w dwie osoby.

Czy TTE6106 122×100 cm służy do podnoszenia pacjenta?

Nie. Łatwoślizg TTE6106 nie jest podnośnikiem ani noszami. Służy do ograniczenia tarcia podczas obracania, pozycjonowania i zmiany ułożenia pacjenta na powierzchni łóżka.

Kiedy wybrać TTE6106 zamiast TTE6104?

TTE6106 warto wybrać wtedy, gdy głównym celem jest obracanie pacjenta, ustawienie osoby leżącej na boku i praca na szerszej powierzchni. TTE6104 jest lepszy głównie do przesuwania i repozycjonowania na węższej powierzchni 122×71 cm.

Czy mata do obracania pacjenta nadaje się do opieki domowej?

Tak. Mata może być stosowana w opiece domowej nad osobą leżącą lub z ograniczoną mobilnością. Trzeba używać jej zgodnie z przeznaczeniem i nie stosować do unoszenia pacjenta nad podłożem.

Czy jedna osoba może używać maty TTE6106?

Przy prostych czynnościach i stabilnym pacjencie jest to możliwe, ale przy pacjentach cięższych, osłabionych lub wymagających większej kontroli bezpieczniej pracować w dwie osoby.

Czy TTE6106 zastępuje rolki do przenoszenia pacjenta?

Nie zawsze. TTE6106 najlepiej traktować jako matę do obracania i pozycjonowania pacjenta w łóżku. Do transferu między łóżkiem, noszami lub inną powierzchnią lepszym rozwiązaniem mogą być rolki do przenoszenia pacjenta.

Czy łatwoślizg, mata ślizgowa i chusta ślizgowa oznaczają ten sam typ produktu?

W praktyce klienci często używają tych nazw zamiennie. W przypadku TTE6106 chodzi o szeroką matę ślizgową 122×100 cm, która pomaga przy obracaniu, pozycjonowaniu i zmianie ułożenia osoby leżącej w łóżku.

Czy TTE6106 można zostawić stale pod pacjentem?

Mata ślizgowa jest akcesorium pomocniczym do wykonania manewru. Po zakończeniu pracy należy postępować zgodnie z instrukcją producenta i zasadami obowiązującymi w danej placówce.