

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/mycie-osoby-lezacej-wanna-p-3264.html>



Wanna pneumatyczna EASY BATH Timago do mycia w łóżku

Cena brutto **195,00 zł**

Cena netto **180,56 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **EASY BATH**

Opis produktu

Mycie pacjenta w pozycji leżącej z wanną EASY BATH

Wanna pneumatyczna EASY BATH Timago do mycia w łóżku pozwala przeprowadzić higienę pacjenta pozostającego w pozycji leżącej. Model jest zalecany szczególnie do użytku domowego podczas opieki nad osobami obłożnie chorymi oraz seniorami, którym poruszanie się i korzystanie z tradycyjnej łazienki sprawia trudność. Produkt należy do grupy [artykułów sanitarnych do opieki nad osobą leżącą](#).

EASY BATH rozwiązuje konkretny problem opiekuna: umożliwia mycie pacjenta na łóżku, bez konieczności organizowania kąpeli w tradycyjnej wannie. Przenośna forma, pompka do napełniania komór oraz odpływ wody ułatwiają przygotowanie i opróżnienie wanny po zakończeniu mycia.

Uzupełnij zestaw do mycia osoby leżącej

Wanna pneumatyczna tworzy miejsce do przeprowadzenia kąpeli bez przenoszenia pacjenta do łazienki. Do rozprowadzania wody i kosmetyku po skórze warto dobrać [myjkę-rękawicę do mycia ciała osoby leżącej](#). Kwadratowy model 22 x 13 cm jest wykonany z dwóch warstw frotte i pozostaje na dłoni opiekuna podczas mycia. Po zakończeniu toalety rękawicę można wyprać, wysuszyć i wykorzystać ponownie.

Gdy pacjent nie może skorzystać z tradycyjnej łazienki

Mycie osoby obłożnie chorej lub seniora z ograniczoną mobilnością jest trudne, gdy pacjent nie może samodzielnie wstać, przejść do łazienki albo wejść do zwykłej wanny. W takim przypadku **wanna do mycia osoby leżącej** pozwala przygotować miejsce do higieny bezpośrednio na łóżku.

Model EASY BATH jest szczególnie przydatny w opiece domowej, gdy konieczne jest regularne mycie pacjenta w pozycji leżącej. Wanna ma wymiary 190 x 90 x 22 cm i pojemność 35 litrów, dlatego przed zakupem należy sprawdzić wielkość łóżka oraz miejsce potrzebne opiekunowi do przeprowadzenia czynności higienicznych.

Wanna pneumatyczna, dmuchana czy nadmuchiwana?

Produkt jest wyszukiwany i potocznie określany jako **wanna pneumatyczna do mycia w łóżku**, **dmuchana wanna dla osoby leżącej**, **nadmuchiwana wanna dla chorego**, **pompowana wanna do kąpeli pacjenta** albo **przenośna wanna do mycia chorego**. Wszystkie te określenia dotyczą tego samego zastosowania: mycia pacjenta, który musi pozostać w pozycji leżącej.

Właściwa nazwa produktu to wanna pneumatyczna EASY BATH. Wykonano ją z wytrzymałego winylu, a jej boki tworzą dwie napełniane powietrzem komory.

Podwójne komory zabezpieczające przed wylaniem wody

EASY BATH posiada **podwójne komory powietrzne**, które stanowią zabezpieczenie przed wydostaniem się wody i mydlin poza wannę. Rozwiązanie jest szczególnie ważne podczas mycia pacjenta bezpośrednio na łóżku, gdzie konieczne jest ograniczenie ryzyka zamoczenia materaca i otoczenia.

Wannę wykonano z wytrzymałego winylu. Jej masa wynosi 2 kg, dzięki czemu po opróżnieniu można ją łatwiej przenieść i przechować. Pompka waży 0,2 kg, a jej pobór mocy wynosi 150 W.

Odpływ ułatwiający opróżnienie wanny

Po zakończeniu mycia zużytą wodę można usunąć przez przygotowany odpływ. Pozwala to szybciej opróżnić wannę bez konieczności ręcznego wybierania całej wody. Przed rozpoczęciem kąpieli należy zaplanować miejsce, do którego woda zostanie odprowadzona.

Odpływ, podwójne komory powietrzne i pompka odróżniają EASY BATH od prostych mat zabezpieczających łóżko. Jest to kompletna, przenośna wanna przeznaczona do mycia pacjenta pozostającego w pozycji leżącej.

Dla kogo przeznaczona jest wanna EASY BATH?

Wanna jest zalecana szczególnie do opieki domowej nad osobami, które nie mogą samodzielnie skorzystać z tradycyjnej łazienki. Może wspierać opiekuna podczas higieny osoby stale leżącej, pacjenta z poważnie ograniczoną możliwością poruszania się oraz seniora, któremu przemieszczanie się sprawia trudność.

- **dla osoby obłożnie chorej** — gdy pacjent musi pozostać w pozycji leżącej,
- **dla seniora z ograniczoną mobilnością** — gdy przejście do łazienki i skorzystanie z wanny jest utrudnione,
- **do opieki domowej** — gdy mycie trzeba przeprowadzić bezpośrednio na łóżku,
- **dla opiekuna osoby leżącej** — gdy potrzebne jest przenośne rozwiązanie z pompką i odpływem wody.

Najważniejsze zalety modelu EASY BATH

- **model EASY BATH** — wanna przeznaczona do mycia pacjenta w pozycji leżącej,
- **zastosowanie bezpośrednio na łóżku** — pomocne, gdy pacjent nie może skorzystać z tradycyjnej łazienki,
- **przenośna, nadmuchiwana forma** — ułatwia przygotowanie produktu i jego przechowywanie,
- **wytrzymały winyl** — materiał przystosowany do kontaktu z wodą,
- **podwójne komory powietrzne** — zabezpieczają przed wylaniem wody i mydlin,
- **odpływ wody** — pozwala szybko i bezpiecznie opróżnić wannę po użyciu,
- **pompka w zestawie** — nie trzeba kupować jej osobno,
- **pojemność 35 litrów** — dostosowana do mycia pacjenta pozostającego w pozycji leżącej.

Co znajduje się w zestawie?

- wanna pneumatyczna EASY BATH,
- pompka,
- łatka naprawcza.

Producent nie wymienia w zestawie pojemnika na wodę, słuchawki prysznicowej, środków myjących ani rękawic do pielęgnacji. Potrzebne akcesoria należy przygotować oddzielnie, odpowiednio do sposobu organizacji mycia pacjenta. Do rozprowadzania wody i kosmetyku można dobrać [myjkę z frotte do higieny osoby leżącej](#), która pozostaje na dłoni opiekuna podczas mycia. Wielorazowy model SM-EU-MDCF wykonano z dwóch warstw frotte i można go prać po użyciu.

Wannę EASY BATH należy dobrać do rodzaju opieki

EASY BATH jest przeznaczona do mycia pacjenta w pozycji leżącej. Jeżeli potrzebne jest wyłącznie umycie włosów bez kąpieli pozostałych części ciała, mniejszym rozwiązaniem będzie [nadmuchiwany basen do mycia głowy](#) albo [zestaw do mycia głowy osoby leżącej](#).

Jeżeli sprzęt ma pełnić funkcję stacjonarnego stanowiska kąpielowego, warto porównać wannę pneumatyczną z [wanną-łożkiem kąpielowym o stałej wysokości](#). EASY BATH jest natomiast rozwiązaniem przenośnym, zalecanym szczególnie do opieki domowej.

Więcej informacji o rozwiązaniach stosowanych podczas higieny pacjentów można znaleźć w poradniku: [jak wybrać odpowiednią wózkowannę do opieki nad pacjentem](#).

Dane techniczne

Producent	Timago
Model	EASY BATH
Rodzaj produktu	przenośna, nadmuchiwana wanna pneumatyczna
Potoczne określenia	dmuchana wanna dla chorego, wanna do mycia osoby leżącej, pompowana wanna do kąpieli pacjenta
Zastosowanie	mycie pacjenta w pozycji leżącej, szczególnie podczas opieki domowej
Zalecana dla	osób obłożnie chorych oraz seniorów, którym poruszanie się sprawia trudność
Materiał	wytrzymały winyl
Komory powietrzne	podwójne
Odpływ wody	tak
Wymiary wanny	190 × 90 × 22 cm
Waga wanny	2 kg
Waga pompki	0,2 kg
Pojemność wanny	35 litrów
Pobór mocy pompki	150 W
Zawartość zestawu	wanna, pompka, łatka naprawcza