

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/rozowa-waga-lazienkowa-salter-9141-pk3r-160-kg-z-analizatorem-składu-ciała-p-3545.html>



Różowa waga łazienkowa Salter 9141 PK3R 160 kg z analizatorem składu ciała

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9141 PK3R

Opis produktu

Różowa waga łazienkowa Salter 9141 PK3R – kontroluj więcej niż kilogramy

Salter 9141 PK3R Ultra Slim to szklana waga łazienkowa z analizatorem składu ciała, która łączy codzienne ważenie z dodatkowymi informacjami o organizmie. Oprócz masy ciała urządzenie pozwala oszacować procentową zawartość tkanki tłuszczowej i wody oraz obliczyć wskaźnik BMI.

Charakterystyczne **różowe wykończenie**, przezroczysta szklana platforma i metalowe elektrody nadają urządzeniu nowoczesny wygląd. To praktyczny wybór dla osób, które chcą regularnie kontrolować masę ciała, a jednocześnie szukają wagi pasującej do jasnej lub pastelowej łazienki.

Co pokazuje analizator składu ciała Salter 9141?

Waga wykorzystuje technologię **BIA (bioimpedancji elektrycznej)**. Na podstawie pomiaru oporu elektrycznego tkanek oraz danych zapisanych w profilu użytkownika oblicza dodatkowe parametry.

- **Masa ciała** – pomiar do 160 kg z podziałką 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowa procentowa zawartość tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny procentowy udział wody w masie ciała.
- **BMI** – wskaźnik obliczany na podstawie masy i wzrostu.

Dodatkowe wyniki pomagają obserwować zmiany zachodzące w czasie. Nie stanowią jednak diagnozy medycznej. Ich wartości mogą zmieniać się między innymi pod wpływem nawodnienia, posiłków i aktywności fizycznej.

Cztery profile użytkowników – jedna waga dla domowników

Salter 9141 pozwala zapisać ustawienia **4 osób**. Każdy użytkownik może wprowadzić swoje dane, takie jak wzrost, wiek i płeć, niezbędne do przeprowadzania analizy składu ciała.

Dzięki temu nie trzeba wpisywać informacji od początku przed każdym pomiarem. Pamięć dotyczy profili użytkowników, a nie automatycznej archiwizacji wszystkich wcześniejszych wyników.

Jak korzystać z wagi i analizatora BIA?

Urządzenie może pracować jako zwykła elektroniczna waga osobowa lub jako analizator składu ciała.

- Ustaw wagę na twardym, równym i stabilnym podłożu.
- Aktywuj urządzenie, dotykając środka platformy, i poczekaj na wskazanie zera.
- Do zwykłego ważenia wejdź na platformę i pozostań nieruchomo do ustalenia wyniku.
- Aby wykonać analizę BIA, wybierz wcześniej zapisany profil użytkownika.
- Stań **bosymi stopami** na metalowych elektrodach i poczekaj na zakończenie odczytu.

Po pomiarze analizator wyświetla masę ciała, BMI oraz szacunkowy poziom tłuszczu i wody. Najbardziej przydatne jest porównywanie wyników uzyskanych o podobnej porze dnia i w zbliżonych warunkach.

Szklana platforma Ultra Slim i czytelny wyświetlacz

Waga ma kompaktową konstrukcję o wymiarach około **30x30x2,5 cm**. Przezroczysta szklana powierzchnia z różowymi elementami i metalowymi polami kontaktowymi wyróżnia ją na tle klasycznych jednokolorowych wag.

Wyświetlacz LCD pozwala odczytać wynik ważenia. Do codziennego korzystania nie jest potrzebny telefon ani prowadzenie pomiarów w osobnej aplikacji.

Specyfikacja techniczna Salter 9141 PK3R

Parametr	Dane techniczne
Producent	Salter
Model	9141 PK3R Ultra Slim
Rodzaj urządzenia	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Kolor	Różowy
Stan produktu	Nowy, pełnowartościowy
Maksymalne obciążenie	160 kg
Podziałka pomiaru masy	0,1 kg / 100 g
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Obliczanie BMI	Tak
Technologia analizy	BIA - bioimpedancja elektryczna
Pamięć	4 profile użytkowników
Platforma	Szklano hartowane z metalowymi elektrodami
Wyświetlacz	LCD
Jednostki ważenia	kg, lb, st
Zasilanie	1 bateria CR2032
Wymiary urządzenia	Okolo 30x30x2,5 cm
Przeznaczenie	Użytek domowy

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Analiza składu ciała BIA wykorzystuje słaby sygnał elektryczny. Osoby z wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca, nie powinny korzystać z urządzenia zgodnie z ostrzeżeniem producenta.

Podczas ciąży należy ograniczyć użytkowanie do zwykłego pomiaru masy ciała, ponieważ wyniki analizy składu mogą być niemiernodajne. Wagę należy użytkować zgodnie z dołączoną instrukcją.

Salter 9141 PK3R – różowa waga do codziennego ważenia

Jeśli zależy Ci na zwykłym ważeniu i dodatkowej możliwości obserwowania zmian w składzie ciała, **różowa waga Salter 9141 PK3R** łączy obie funkcje w jednym urządzeniu.

Porównaj również inne [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#). Jeśli preferujesz tradycyjny odczyt bez baterii, zobacz [mechaniczną wagę Salter 484 WHDR z powiększoną tarczą](#).