

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-osobowa-salter-9173-bk3r-z-analiza-skladu-ciala-180-kg-50-g-p-3553.html>



Waga osobowa Salter 9173 BK3R z analizą składu ciała – 180 kg / 50 g

Cena brutto **89,00 zł**

Cena netto **72,36 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Salter 9173 BK3R – sprawdzaj masę ciała i poznawaj jej skład

Wynik na wadze pokazuje, ile ważysz, ale nie wyjaśnia, z czego wynika zmiana masy ciała. **Salter 9173 BK3R Ultimate Accuracy** pozwala spojrzeć na domowe ważenie szerzej. Oprócz kilogramów udostępnia szacunkowe parametry składu ciała, dzięki którym można obserwować zmiany zachodzące podczas aktywności fizycznej, modyfikacji diety czy codziennej kontroli masy.

Waga obsługuje obciążenie **do 180 kg** i prezentuje wynik w krokach co **50 g (0,05 kg)**. Ma czarną szklaną platformę, metalowe pola pomiarowe oraz podświetlany wyświetlacz LCD.

Co można sprawdzić na wadze Salter 9173?

Model wykorzystuje technologię bioimpedancji elektrycznej BIA. Na podstawie pomiaru i danych użytkownika wyznacza kilka parametrów:

- **Masa ciała** – podstawowy wynik ważenia w wybranej jednostce.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny procentowy udział wody.
- **Masa mięśniowa** – oszacowanie udziału mięśni w składzie ciała.
- **BMI** – wskaźnik odnoszący masę ciała do wzrostu.
- **BMR** – szacunkowa podstawowa przemiana materii, czyli zapotrzebowanie energetyczne organizmu w spoczynku.

Analiza BIA nie jest laboratoryjnym badaniem składu ciała. Wyniki zależą między innymi od nawodnienia i warunków pomiaru. Najbardziej przydają się do porównywania tendencji w dłuższym okresie.

Odczyt masy co 50 g – co oznacza Ultimate Accuracy?

Salter 9173 prezentuje wynik z podziałką **0,05 kg**, podczas gdy wiele standardowych wag łazienkowych stosuje podziałkę 0,1 kg. Dzięki temu można zauważyć mniejsze zmiany wyświetlanej masy.

Warto jednak rozróżnić dwie rzeczy: **podziałka 50 g określa rozdzielczość wskazania, a nie gwarantowaną tolerancję błędu pomiarowego**. Dla powtarzalności wyników znaczenie ma także stabilne podłoże oraz podobna pora ważenia.

Jedna waga dla domowników – 12 profili użytkowników

W urządzeniu można zapisać dane **12 osób**. Profil zawiera informacje niezbędne do obliczeń, takie jak wiek, wzrost, płeć oraz wybrany sposób analizy.

Każdy domownik może korzystać ze swoich ustawień bez ich ponownego wprowadzania przy każdym pomiarze. Pamięć profili nie oznacza jednak automatycznego zapisywania pełnej historii poprzednich wyników.

Tryb dziecięcy oraz tryb sportowy

Child Mode jest automatycznie wybierany po ustawieniu wieku 6–12 lat. W trybie dziecięcym prezentowane są masa ciała oraz szacunkowe wartości tłuszczu i wody. U młodszych użytkowników urządzenie nie udostępnia pełnego zestawu wskaźników przeznaczonych dla dorosłych.

Athlete Mode to specjalny sposób szacowania składu ciała dla odpowiednio aktywnych osób w wieku 15–50 lat. Producent przewiduje go dla osób intensywnie trenujących, a nie dla każdego użytkownika wykonującego okazjonalne ćwiczenia.

Ważenie bez analizatora – funkcja Step-On

Nie trzeba korzystać ze wszystkich parametrów przy każdym ważeniu. Salter 9173 może służyć także jako zwykła elektroniczna waga osobowa.

Po początkowej inicjalizacji wystarczy wejść na platformę i stanąć nieruchomo, aby uzyskać wynik masy. Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu pomiaru.

Jak prawidłowo korzystać z analizatora BIA?

1. Ustaw urządzenie na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Przy pierwszym użyciu przygotuj i zainicjalizuj wagę zgodnie z instrukcją.
3. Wprowadź dane osobowe do wybranego profilu.
4. Przed analizą zdejmij obuwie i skarpetki.
5. Stań bosymi stopami na metalowych polach pomiarowych.
6. Pozostań nieruchomo do zakończenia odczytu.
7. Porównuj wyniki uzyskiwane w możliwie podobnych warunkach.

Po intensywnym treningu, dużym posiłku lub zmianie nawodnienia wskazania analizy mogą różnić się od wcześniejszych. Nie każda taka różnica oznacza faktyczną zmianę ilości tkanki tłuszczowej czy mięśni.

Specyfikacja techniczna Salter 9173 BK3R

Parametr	Specyfikacja
Producent / marka	Salter
Model	9173 BK3R Ultimate Accuracy
EAN / GTIN	5010777139273
Stan produktu	Nowy
Rodzaj	Elektroniczna waga osobowa z analizatorem składu ciała
Kolor	Czarny ze srebrnymi elementami
Materiał platformy	Szkło
Maksymalne obciążenie	180 kg
Podziałka pomiaru masy	50 g / 0,05 kg
Technologia analizy	BIA – bioimpedancja elektryczna
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, szacunkowa
Analiza zawartości wody	Tak, szacunkowa

Parametr	Specyfikacja
Analiza masy mięśniowej	Tak, szacunkowa
Wskaźnik BMI	Tak
Wskaźnik BMR	Tak
Pamięć użytkowników	12 profili
Tryb dziecięcy	Tak, 6-12 lat
Tryb sportowy	Tak, 15-50 lat
Zwykłe ważenie bez analizy	Tak
Funkcja Step-On	Tak, po inicjalizacji
Automatyczne wyłączanie	Tak
Wyświetlacz	Podświetlany LCD
Jednostki masy	kg / st / lb
Zasilanie	Bateria CR2032
Bateria w zestawie	Tak
Wymiary według producenta	ok. 29,5x29,5x2 cm
Gwarancja w ofercie SaleMED	24 miesiące
Przeznaczenie	Użytek domowy

Bezpieczeństwo i ograniczenia pomiaru

Ważne: zgodnie z instrukcją urządzenia nie powinny używać osoby z rozrusznikiem serca ani innym wszczepionym elektronicznym urządzeniem medycznym. Kobiety w ciąży powinny korzystać wyłącznie z funkcji zwykłego ważenia, bez analizy składu ciała.

Wyniki BIA i obliczane wskaźniki są orientacyjne. Waga jest urządzeniem domowym i nie zastępuje diagnostyki medycznej ani profesjonalnej oceny stanu zdrowia.

Salter 9173 – świadome obserwowanie zmian, nie tylko kilogramów

Jeśli oprócz masy ciała interesują Cię również szacunkowe proporcje tłuszczu, wody i mięśni, model Salter 9173 BK3R pozwala uzyskiwać te informacje na jednym urządzeniu. Podziałka 50 g, pamięć 12 użytkowników i możliwość klasycznego ważenia sprawiają, że może służyć wszystkim domownikom, również tym, którzy nie potrzebują analizy przy każdym pomiarze.

Zobacz również inne [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#) i porównaj modele z analizą składu ciała z prostymi wagami osobowymi.