

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-prysznicowo-toaletowy-transportowy-3w1-sani-tim-p-3448.html>



Wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM 3w1 – koła 24" i 5"

Cena brutto	1 335,00 zł
Cena netto	1 236,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SANI-TIM

Opis produktu

SANI-TIM 3w1 – jeden wózek do transportu, kąpeli i korzystania z toalety

Przenoszenie osoby o ograniczonej mobilności z łóżka na zwykły wózek, następnie na krzesło prysznicowe i ponownie na toaletę wymaga wysiłku oraz może zwiększać ryzyko utraty równowagi. **Wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM Timago** pomaga ograniczyć liczbę takich transferów, ponieważ łączy trzy funkcje: transportową, prysznicową i toaletową.

SANI-TIM może służyć do przemieszczania użytkownika pomiędzy pokojem, łazienką i toaletą, wykonywania czynności higienicznych pod prysznicem oraz korzystania z dołączonego pojemnika sanitarnego albo odpowiednio dopasowanej muszli WC.

Najważniejszą przewagą modelu jest możliwość korzystania z **dużych tylnych kół 24"** oraz **małych, obrotowych kół 5"**. Duże koła pozwalają użytkownikowi napędzać wózek ręcznie, jeżeli jego sprawność na to pozwala. Małe koła ułatwiają prowadzenie przez opiekuna i manewrowanie w łazience, przy łóżku oraz w ograniczonej przestrzeni.

Koła 24" i 5" – dwie konfiguracje jednego wózka

W zależności od potrzeb SANI-TIM może zostać przygotowany do ręcznego napędzania przez użytkownika albo do prowadzenia przez osobę pomagającą. Duże koła 24" są mocowane za pomocą szybkozłączek, co ułatwia zmianę konfiguracji zgodnie z instrukcją producenta.

Duże koła 24" – możliwość ręcznego napędzania

- pozwalają użytkownikowi napędzać wózek za pomocą ciągów,
- ułatwiają przemieszczanie się wewnątrz budynku,
- poprawiają płynność prowadzenia,
- są mocowane za pomocą szybkozłączek,
- mogą zostać zdemonstrowane na czas przechowywania lub zmiany konfiguracji.

Małe koła 5" – łatwiejsze manewrowanie w łazience

- ułatwiają prowadzenie wózka przez opiekuna,
- pozwalają sprawniej zawracać w ograniczonej przestrzeni,
- pomagają ustawić wózek przy łóżku, pod prysznicem lub nad sedesem,
- posiadają hamulce umożliwiające stabilne ustawienie wózka,
- sprawdzają się podczas codziennych czynności higienicznych.

SANI-TIM wyłącznie na małych kołach 5"

Jeżeli wózek ma być zawsze prowadzony przez opiekuna, a użytkownik nie będzie korzystać z dużych kół 24", sprawdź [SANI-TIM 3w1 na małych kołach 5"](#). Jest to osobny wariant z czterema obrotowymi kołami 5", szerokością całkowitą 58 cm i masą 14,5 kg. Zachowuje funkcję transportową, prysznicową i toaletową, ale jest przeznaczony dla osób, dla których ważniejsza jest zwrotność w mieszkaniu i łazience niż samodzielne napędzanie wózka.

Najważniejsze zalety SANI-TIM

- **trzy zastosowania** – transport, kąpiel i toaleta,
- **duże koła 24" i małe koła 5"** w jednym zestawie,
- możliwość ręcznego napędzania dużych kół,
- pojemnik sanitarny z pokrywą,
- możliwość ustawienia nad dopasowaną muszlą WC,
- uchylne podłokietniki ułatwiające transfer boczny,
- odchylane i zdejmowane podnóżki,
- miękkie siedzisko z poliuretanu z otworem sanitarnym,
- aluminiowa rama odporna na wilgoć i korozję,
- hamulce stabilizujące wózek podczas transferu i pielęgnacji,
- maksymalne obciążenie do 120 kg.

Jak działa funkcja 3w1 wózka SANI-TIM?

Funkcja transportowa

SANI-TIM umożliwia przemieszczanie użytkownika pomiędzy łóżkiem, pokojem, łazienką i toaletą bez konieczności każdorazowego przenoszenia go na inne siedzisko. Pomaga to ograniczyć liczbę transferów oraz wysiłek osoby sprawującej opiekę.

W konfiguracji z dużymi kołami 24" użytkownik może ręcznie napędzać wózek, jeśli ma odpowiednią siłę, koordynację i możliwość bezpiecznego kontrolowania kierunku jazdy. Jeżeli użytkownik nie może samodzielnie prowadzić wózka, powinien korzystać z pomocy opiekuna.

Funkcja prysznicowa

Aluminiowa rama oraz elementy wykonane z tworzywa są przystosowane do kontaktu z wodą. Użytkownik może pozostać na siedzisku podczas wykonywania czynności higienicznych, co ogranicza konieczność przesiadania się na oddzielne krzesło pod prysznic.

Siedzisko z otworem sanitarnym ułatwia mycie i pielęgnację okolic intymnych. Po użyciu wózek należy oczyścić i dokładnie osuszyć zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji.

Funkcja toaletowa

Wyjmowany pojemnik sanitarny umożliwia korzystanie z SANI-TIM jako mobilnej toalety również poza łazienką. Pojemnik można wyjąć w celu opróżnienia i umycia.

Po odsunięciu pojemnika wózek może zostać ustawiony nad odpowiednio dopasowaną muszlą WC. Przed zakupem należy porównać wymiary sedesu, wysokość deski, prześwit pod siedziskiem oraz ilość miejsca dostępną przy toalecie.

Rozwiązania ułatwiające transfer

- **uchylne podłokietniki** ułatwiają przesiadanie się z boku,
- **zdejmowane podnóżki** zapewniają dostęp do przedniej części wózka,
- **siedzisko z poliuretanu** jest miękkie i odporne na wilgoć,
- **hamulce** pozwalają stabilnie ustawić wózek,
- **uchwyt dla osoby prowadzącej** ułatwia kontrolowanie kierunku jazdy,
- **pojemnik sanitarny** umożliwia korzystanie z toalety poza łazienką.

Czy SANI-TIM zmieści się w łazience?

Szerokość całkowita wózka wynosi **68,5 cm**. Przed zakupem należy zmierzyć rzeczywisty prześwit drzwi po ich otwarciu. Trzeba uwzględnić ościeżnicę, klamkę, próg i przestrzeń potrzebną do bezpiecznego przeprowadzenia oraz zawrócenia wózka.

W bardzo małej łazience SANI-TIM może być trudniejszy do ustawienia niż węższy model wyposażony wyłącznie w małe koła. Jeżeli szerokość drzwi lub przejścia jest zbliżona do 68,5 cm, konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich wymiarów.

Przed zakupem sprawdź:

- rzeczywistą szerokość przejścia przez drzwi,
- ilość miejsca obok prysznica i toalety,
- wysokość oraz szerokość muszli WC,
- przestrzeń potrzebną do zawrócenia wózkiem,
- szerokość użytkownika w pozycji siedzącej,
- drogę pomiędzy łóżkiem a łazienką.

Dla kogo przeznaczony jest SANI-TIM?

Wózek może wspierać osoby, które mają trudności z samodzielnym chodzeniem, utrzymaniem równowagi, bezpiecznym wejściem pod prysznic albo przesiadaniem się na toaletę. Może być stosowany w opiece domowej, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach opiekuńczych.

SANI-TIM bywa określany jako wózek inwalidzki z toaletą, wózek kąpielowo-toaletowy, mobilna toaleta na kółkach lub wózek sanitarny do łazienki. Wszystkie te nazwy odnoszą się do jego podstawowego zastosowania: ograniczenia liczby transferów podczas transportu, kąpeli i korzystania z toalety.

Kiedy należy rozważyć inny model?

- gdy użytkownik waży więcej niż 120 kg,
- gdy potrzebny jest zagłówek i regulacja kąta siedziska,
- gdy łazienka lub drzwi są zbyt wąskie dla wózka o szerokości 68,5 cm,
- gdy wózek będzie zawsze prowadzony przez opiekuna i duże koła nie będą wykorzystywane,
- gdy potrzebny jest wyłącznie lekki wózek do kąpeli bez funkcji toalety.

Dane techniczne wózka SANI-TIM

Parametr	Wartość
Model	SANI-TIM
Producent	Timago
Funkcje	transportowa, prysznicowa i toaletowa
Materiał ramy	aluminium malowane proszkowo
Szerokość całkowita	68,5 cm
Szerokość wewnętrzna	50 cm
Głębokość całkowita	104 cm
Wysokość siedziska od podłoża	52 cm
Wysokość całkowita	100 cm
Wymiary siedziska	50 × 45 cm
Duże koła tylne	pełne 24", mocowane na szybkozłączkach
Małe koła	obrotowe 5" z hamulcami
Pojemnik sanitarny	tak, w zestawie
Podłokietniki	uchylne
Podnóżki	odchylane i zdejmowane
Waga wózka	22 kg

Maksymalne obciążenie	120 kg
Wymiary po złożeniu	66 x 58 x 36 cm
Kolor ramy	biały
Miejsce użytkowania	wewnątrz pomieszczeń

SANI-TIM czy inny wózek Timago?

SANI-TIM a COMPLEX-TIM

Jeżeli potrzebny jest wózek z dużymi kołami 24", ale o mniejszej szerokości, niższej masie i większym dopuszczalnym obciążeniu, warto sprawdzić [lżejszy wózek COMPLEX-TIM na kołach 24"](#). COMPLEX-TIM ma szerokość całkowitą 63,5 cm, waży 17 kg i posiada udźwig 150 kg. SANI-TIM wyróżnia się natomiast możliwością korzystania z dwóch konfiguracji kół oraz siedziskiem o wymiarach 50 x 45 cm.

SANI-TIM a MASTER-TIM

Jeżeli wózek będzie prowadzony wyłącznie przez opiekuna, a w łazience jest mało miejsca, bardziej kompaktowym rozwiązaniem może być [wózek MASTER-TIM Timago 3w1 do 150 kg](#). MASTER-TIM ma cztery małe koła 5", pojemnik sanitarny, uchylne podłokietniki i szerokość całkowitą 57 cm.

SANI-TIM a MASTER-TIM PLUS

Dla użytkownika wymagającego podparcia głowy oraz możliwości zmiany kąta ułożenia odpowiedniejszy może być [MASTER-TIM PLUS z regulacją do 30° i zagłówkiem](#). Model jest przeznaczony dla osób potrzebujących większej stabilizacji i pomocy osoby towarzyszącej.

SANI-TIM a Shower-TIM

Jeżeli sprzęt ma służyć wyłącznie do kąpieli i krótkiego transportu, a funkcja toalety nie jest potrzebna, można wybrać [lekki wózek prysznicowy Shower-TIM FS 7962L](#). Model nie posiada pojemnika sanitarnego i nie służy do ustawiania nad sedesem.

Porównaj wózki do kąpieli i toalety

Jeżeli nie masz pewności, jaki rodzaj kół, szerokość i maksymalne obciążenie będą odpowiednie, zobacz [wózki toaletowo-prysznicowe dostępne w Salemed](#). Znajdziesz tam modele na małych i dużych kołach oraz konstrukcje z zagłówkiem i regulacją kąta.

Jak dobrać wyposażenie do bezpiecznej łazienki?

Przed zakupem sprawdź również poradnik [Prysznic bez barier – co wybrać i jak ustawić wyposażenie](#). Dobór sprzętu powinien uwzględniać sprawność użytkownika, zakres pomocy opiekuna oraz rzeczywiste wymiary łazienki.

Co znajduje się w zestawie?

- rama wózka SANI-TIM,
- siedzisko z otworem sanitarnym,
- oparcie z uchylnymi podłokietnikami,
- duże tylne koła 24",
- małe koła obrotowe 5",
- prawy i lewy podnóżek,
- pojemnik sanitarny z pokrywą,
- elementy montażowe,
- instrukcja użytkowania.

Czyszczenie i bezpieczne użytkowanie

Po użyciu elementy mające kontakt z wodą lub nieczystościami należy umyć zgodnie z instrukcją producenta, a następnie dokładnie osuszyć. Przed każdym użyciem trzeba sprawdzić działanie hamulców oraz prawidłowe zamocowanie kół, podłokietników, podnóżków i pojemnika sanitarnego.

Podczas przesiadania, kąpieli i korzystania z toalety wózek powinien znajdować się na równym podłożu, a wymagane hamulce

muszą być zablokowane. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 120 kg.

Produkt jest wyrobem medycznym. Należy używać go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą oraz informacjami przekazanymi przez producenta.