

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ciezarek-do-rehabilitacji-05-kg-p-115.html>

Ciężarek do rehabilitacji 0.5 kg



Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	33,33 zł
Dostępność	
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-17

Opis produktu

Ciężarek do rehabilitacji o masie 0.5 kg stanowi niezbędne wyposażenie kabin UGUL i PUR, pełniąc istotną rolę w procesie zdrowienia i poprawie kondycji fizycznej pacjentów. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, ciężarek ten jest wypełniony drobnoziarnistym śrutem, co pozwala precyzyjnie dostosować obciążenie do indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych.

Jego zewnętrzna warstwa, pokryta wysokiej jakości skórą, gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i kompaktowym wymiarom, ciężarek jest łatwy w użyciu zarówno podczas ćwiczeń terapeutycznych, jak i podczas zabiegów w kabinach rehabilitacyjnych.

Dostosowany do norm bezpieczeństwa, ciężarek do rehabilitacji 0.5 kg jest idealnym narzędziem wspomagającym proces powrotu do sprawności fizycznej oraz wzmacniającym efekty terapii w środowisku kabin UGUL i PUR. Jego zastosowanie umożliwia precyzyjne dozowanie obciążenia, co jest kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa procesu rehabilitacji pacjentów.

Przybliżone wymiary:

- średnica 6cm,
- wysokość mierzona wraz z oczkiem do powieszenia 13cm.

Półkole wykorzystywane w procesie produkcji ciężarka miękkiego 0,5kg do UGUL i PUR jest zgrzewane w jedną integralną całość, co nie tylko zapewnia większe obciążenie ciężarka, ale również zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. To innowacyjne rozwiązanie, w odróżnieniu od praktyk stosowanych przez inne firmy, przekłada się na jakość finalnego produktu.

Niektóre firmy, w celu oszczędności, nie korzystają z tego zaawansowanego procesu zgrzewania. Niestety, brak zgrzewania elementów, takich jak trójkąt czy półkole, skutkuje powstaniem przerw między końcówkami. Te przerwy, podczas ćwiczeń pacjenta i jego ruchów, mogą prowadzić do przecierania materiału i elementów ciężarka. Efektem tego jest skrócenie trwałości produktu, co wpływa nie tylko na jego cenę, ale także na długoterminowe korzyści dla użytkowników. Nasze zgrzewane półkole eliminuje ten problem, zapewniając nie tylko wyższe obciążenie, ale również trwałość, co stanowi kluczowy element naszej troski o bezpieczeństwo i satysfakcję naszych klientów.

UWAGA!!! W przypadku zamówienia pojedynczych sztuk wyposażenia kabiny UGUL towar może nieznacznie odbiegać wyglądem, np. kolorem, od tego przedstawionego na zdjęciu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.