

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aluminiowa-szafka-lekarska-z-szuflada-p-1781.html>

Aluminiowa szafka lekarska z szufladą



Cena brutto	811,00 zł
Cena netto	750,93 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SzMIII

Opis produktu

Innowacyjna Mobilna Szafka Lekarska z Profilu Aluminiowego i Szufladą

Oferujemy aluminiową szafkę lekarską z szufladą, idealną do przewozu na krótkie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. Nasze aluminiowe stoliki pod aparaturę są nie tylko praktyczne, ale również wyjątkowo trwałe i estetyczne.

Główne cechy produktu:

Materiały najwyższej jakości: Konstrukcja stolika wykonana jest z lekkich, a zarazem wytrzymałych profili aluminiowych, pokrytych wysokiej jakości farbą proszkową. Dzięki temu szafka jest odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu czystości.

Funkcjonalność na pierwszym miejscu: Posiada praktyczną szufladę oraz półki wykonane z białej płyty laminowanej, zapewniając bezpieczne przechowywanie narzędzi i sprzętu medycznego. Szuflada umożliwia segregację i szybki dostęp do niezbędnych akcesoriów.

Mobilność i łatwość przemieszczania: Wyposażona w solidne kółka, nasza szafka umożliwia łatwe przemieszczanie się po przestrzeni gabinetu czy szpitala. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują sprawnie dostosowywać swoje miejsce pracy.

Estetyczny design: Konstrukcja aluminiowa standardowo malowana jest proszkowo w eleganckim białym kolorze, nadając szafce nowoczesny i profesjonalny wygląd. Produkt nie tylko spełnia swoje funkcje praktyczne, ale także wpisuje się w estetykę nowoczesnych wnętrz medycznych.

Zalety naszej szafki lekarskiej sprawiają, że stanie się ona nieodłącznym elementem wyposażenia każdego nowoczesnego gabinetu medycznego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów i solidnej konstrukcji, nasz produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów z branży medycznej.

Aluminiowa szafka lekarska z szufladą, dane techniczne;

- szerokość: 45 cm
- wysokość: 82 cm
- głębokość: 53 cm
- waga: 16,5 kg

-
- wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm
 - wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm
 - wymiar półki dolnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.