

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aluminiowy-wozek-akumulatorowy-dla-inwalidy-p-3360.html>



Aluminiowy wózek akumulatorowy dla inwalidy

Cena brutto	3 380,00 zł
Cena netto	3 129,63 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-WE-FLASH-TIM

Opis produktu

Aluminiowy wózek akumulatorowy dla inwalidy - niezależność na wyciągnięcie ręki

Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci swobodnie pokonywać codzienne trasy w domu i na zewnątrz, bez wysiłku oraz kompromisów w kwestii komfortu? Nasz wózek dla inwalidów z elektrycznym napędem to nowoczesne połączenie lekkiej, składanej ramy z wydajną technologią litowo-jonową. Ten wózek dla inwalidy elektryczny odmieni Twoją mobilność, umożliwiając przejechanie nawet 25 km na jednym ładowaniu i płynne wznoszenie się na podjazdach do 10° nachylenia – a wszystko przy zaledwie 19 kg masy własnej!

Dlaczego warto wybrać ten wózek?

Moc i płynność jazdy – dwa silniki 2 x 150 W oraz elektromagnetyczny hamulec zapewniają bezpieczne ruszanie, zatrzymywanie i stabilność na każdym podłożu.

Ultralekka, składana konstrukcja – aluminiowa rama składa się w kilka sekund, czyniąc wózek akumulatorowy dla inwalidy łatwym do przenoszenia i transportu w bagażniku.

Komfort w standardzie – szerokie, pełne koła 12"/8" amortyzują nierówności, a gruba poduszka 45 x 45 cm z oddychającego materiału dba o prawidłową pozycję pleców.

Intuicyjne sterowanie – podświetlany joystick z regulacją prędkości, klaksonem i wskaźnikiem baterii pozwala prowadzić wózek elektryczny dla inwalidy jedną ręką.

Dwa tryby pracy – elektryczny dla pełnej autonomii lub manualny, gdy opiekun chce poprowadzić pojazd.

Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie – pas biodrowy, koła antywywrotne i hamulec elektromagnetyczny chronią podczas jazdy i postoju.

Komplet dokumentów – wraz z produktem otrzymujesz pełną instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w wersji drukowanej i cyfrowej. Instrukcję w formacie PDF możesz pobrać zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Pobierz instrukcję obsługi (PDF) – [kliknij](#), aby pobrać

Aluminiowy wózek akumulatorowy dla inwalidy, specyfikacja techniczna;

- Koła:

-
- Przednie, pełne: 8''
 - Tylne, pełne: 12''

- Wysokość całkowita: 93 cm
- Szerokość całkowita: 62 cm
- Długość całkowita: 90 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm; z poduszką: 54 cm
- Wysokość oparcia: 41 cm
- Wymiary poduszki do siedzenia: 45 x 45 x 8 cm
- Typ produktu: do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- Prędkość maksymalna: $\leq$ 6 km/h
- Maksymalne obciążenie: do 120 [kg]
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej (przy prędkości maksymalnej): $\leq$ 0,8 [m]
- Zasięg: 20-25 [km]
- Akumulator: litowy 24[V] x 12[Ah]
- Czas ładowania akumulatora: ok. 6 godzin
- Bezpieczne nachylenie: $\leq$ 10°
- Minimalny promień skrętu: 1,20 [m]
- Masa własna wózka: 19,10 kg
- Waga akumulatora: 3,30 kg

Dzięki kombinacji lekkiej konstrukcji, nowoczesnego napędu i przemyślanych detali nasz wózek dla inwalidów staje się niezastąpionym partnerem w codziennym życiu. Wybierz niezależność – postaw na aluminiowy wózek dla inwalidy elektryczny i ciesz się wolnością poruszania się, gdziekolwiek jesteś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.