

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aluminiowy-wozek-inwalidzki-z-miekkim-oparciem-i-siedziskiem-p-1088.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy Premium-TIM Timago C2600

Cena brutto	1 090,00 zł
Cena netto	1 009,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TGR-R WA C2600

Opis produktu

Premium-TIM – lekki aluminiowy wózek inwalidzki do domu i na zewnątrz

Premium-TIM TGR-R WA C2600 to aluminiowy wózek inwalidzki dla osoby, która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się i potrzebuje stabilnego, składanego oraz łatwego do transportu sprzętu. Dzięki aluminiowej ramie waży od 13,5 do 15,5 kg, zależnie od szerokości siedziska.

Wózek sprawdzi się podczas codziennego użytkowania w mieszkaniu, przychodni, placówce opiekuńczej oraz na zewnątrz. Łamane oparcie, odpinana tapicerka, uchylne podłokietniki i szybkozłączki przy tylnych kołach ułatwiają korzystanie z wózka zarówno użytkownikowi, jak i osobie prowadzącej.

Najważniejsze zalety modelu Premium-TIM

- **Aluminiowa konstrukcja** – lekka rama ułatwia przenoszenie i transport samochodem.
- **Waga od 13,5 kg** – masa wózka zależy od wybranej szerokości siedziska.
- **Łamane oparcie z poduszką** – po złożeniu wózek zajmuje mniej miejsca podczas przewożenia i przechowywania.
- **Odpinana, przewiewna tapicerka** – ułatwia utrzymanie wózka w czystości.
- **Koła antywywrotne z regulacją** – zwiększają bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- **Hamulce dla osoby prowadzącej** – pozwalają opiekunowi wygodniej kontrolować wózek.
- **Uchylne podłokietniki** – ułatwiają przesiadanie się oraz zajmowanie miejsca.
- **Szybkozłączki przy tylnych kołach** – umożliwiają ich szybki demontaż.
- **Pas dla użytkownika** – pomaga utrzymać prawidłową pozycję podczas jazdy.

Jak dobrać szerokość siedziska?

Model Premium-TIM jest dostępny z siedziskiem o szerokości 43, 46 lub 48 cm. Szerokość należy dobrać do budowy ciała użytkownika, rodzaju odzieży oraz planowanego sposobu korzystania z wózka.

Szerokość siedziska	Dla kogo może być odpowiednia?
43 cm	Dla osób o drobniejszej budowie ciała oraz do pomieszczeń, w których liczy się mniejsza szerokość wózka.
46 cm	Uniwersalny wariant dla wielu dorosłych użytkowników.

48 cm

Dla osób potrzebujących większej przestrzeni na siedzisku.

Wózek nie powinien być dobierany wyłącznie na podstawie szerokości bioder. Należy pozostawić niewielki zapas na odzież, ale jednocześnie unikać zbyt szerokiego siedziska, ponieważ może ono utrudniać stabilne utrzymanie prawidłowej pozycji.

Komfort użytkownika i opiekuna

Wózek posiada poduszkę piankową do siedzenia oraz łamane oparcie z poduszką. Odpinana tapicerka poprawia higienę i ułatwia czyszczenie elementów, które mają bezpośredni kontakt z użytkownikiem.

Uchylny podłokietnik pomaga podczas przesiadania się z łóżka, fotela lub samochodu. Standardowe podnóżki są uchylnie i zdejmowane. Opcjonalnie dostępne są podnóżki z regulacją kąta zgięcia.

Składanie, przechowywanie i transport

Premium-TIM składa się na podwójnym krzyżaku. Łamane oparcie dodatkowo ogranicza rozmiar wózka po złożeniu. Dzięki aluminiowej konstrukcji model jest łatwiejszy do podniesienia i przewożenia niż cięższe wózki stalowe.

Szybkozłączki pozwalają szybko zdemontować tylne koła. Może to ułatwić załadunek wózka do samochodu oraz jego przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Wózek został wyposażony w hamulec postojowy, hamulce dla osoby prowadzącej, pas dla użytkownika oraz regulowane kółka antywywrotne. Takie wyposażenie zwiększa kontrolę nad wózkiem podczas postoju, prowadzenia i pokonywania typowych przeszkód.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić dopasowanie szerokości siedziska, prawidłowe napięcie pasa, działanie hamulców oraz ustawienie kółek antywywrotnych. Wózek należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

Dla kogo jest ten wózek?

- dla dorosłych osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się,
- dla użytkowników potrzebujących lekkiego wózka do domu i na zewnątrz,
- dla opiekunów, którzy muszą regularnie składać, przenosić lub przewozić wózek,
- dla osób, dla których ważna jest możliwość zdjęcia tylnych kół,
- dla użytkowników potrzebujących siedziska o szerokości 43, 46 lub 48 cm.

Kiedy wybrać inny model?

Według danych producenta model Premium-TIM nie jest przeznaczony dla osób po amputacji kończyn. Wózek nie posiada również regulacji środka ciężkości. Jeżeli użytkownik potrzebuje takiej regulacji, bardziej zaawansowanej konfiguracji pozycji lub specjalistycznego podparcia, należy wybrać inny model dopasowany do tych potrzeb.

Maksymalna waga użytkownika Premium-TIM wynosi 115 kg. Nie należy przekraczać tego limitu.

Jeżeli potrzebujesz składanego wózka dla użytkownika ważącego powyżej 115 kg, ale nie więcej niż 135 kg, sprawdź [stalowy wózek CLASSIC-TIM 51 cm do 135 kg](#). Wariant ten ma rzeczywistą szerokość siedziska 50 cm, poduszkę oraz szybkozłączkę tylnych kół. Trzeba jednak uwzględnić, że stalowy CLASSIC-TIM waży od 18,6 do 21 kg, natomiast aluminiowy Premium-TIM od 13,5 do 15,5 kg.

Jeżeli siedzisko o szerokości 50 cm jest nadal zbyt wąskie albo wymagane obciążenie przekracza 135 kg, sprawdź [wzmocniony wózek inwalidzki BIG-TIM do 225 kg](#). Model ma stalową ramę oraz siedzisko o szerokości 56 lub 61 cm, ale waży 25,5–26 kg, dlatego służy innym potrzebom niż lekki aluminiowy Premium-TIM.

Wyposażenie w zestawie

- wózek inwalidzki Premium-TIM,
- poduszka piankowa do siedzenia,
- poduszka do oparcia,
- uchylny i zdejmowany podnóżek,
- pas dla użytkownika,
- regulowane kółka antywywrotne,
- kieszeń na drobniaki,
- zestaw kluczy,

- pompka.

Dodatkowa opcja

Opcjonalnie można zastosować podnóżki z regulacją kąta zgięcia. Dostępność tej opcji należy sprawdzić przy składaniu zamówienia.

Dane techniczne

Parametr	Dane
Marka	Timago
Model	Premium-TIM TGR-R WA C2600
Rodzaj wózka	Manualny, ręczny
Rama	Aluminiowa
Kolor ramy	Srebrny
Kolor tapicerki	Czarno-niebieski lub czarno-bordowy
Szerokość siedziska	43, 46 lub 48 cm
Maksymalna waga użytkownika	115 kg
Waga wózka	13,5–15,5 kg, zależnie od szerokości siedziska
Oparcie	Łamane, z poduszką
Siedzisko	Z poduszką piankową
Tapicerka	Odpinana i przewiewna
Sposób składania	Podwójny krzyżak
Regulacja środka ciężkości	Nie
Koła tylne	Pompowane lub pełne, średnica 22 cale
Koła przednie	Pełne gumowe, średnica 6 cali
Szybkozłączka	Tak, ułatwia szybki demontaż tylnych kół
Ciągi	Z tworzywa sztucznego
Podnóżki	Uchylnie i zdejmowane
Podnóżki z regulacją kąta	Dodatkowa opcja
Podłokietniki	Uchylnie
Hamulce dla osoby prowadzącej	Tak
Hamulec postojowy	Tak
Pas dla użytkownika	Tak
Kółka antywywrotne	Regulowane, w standardzie

Kieszeń na drobiazgi	Tak
Wózek dla osób po amputacji kończyn	Nie
EAN	5902983727972

Sprawdź także inne wózki inwalidzkie

Zobacz wszystkie [wózki inwalidzkie ręczne](#) dostępne w ofercie SaleMED.

Jeżeli potrzebujesz lżejszego modelu z regulacją środka ciężkości, składanym oparciem i wypinanymi kołami 24", sprawdź [lekki wózek inwalidzki DRIFT-TIM Timago](#). Model waży 11,73–11,78 kg, a jego maksymalne obciążenie wynosi 136 kg.

Jeżeli najważniejsze są hamulce dla osoby prowadzącej, zobacz także [wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor wózka: nie wybrano , czarno-niebieski , czarno-bordowy

Wybierz rodzaj kół: nie wybrano , Koła tylne pełne gumowe , Koła tylne pompowane

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 43 cm , 46 cm , 48 cm