

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ambonka-do-chodzenia-p-2303.html>



## Ambonka do chodzenia

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>504,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>466,67 zł</b>              |
| Cena poprzednia  | <b>592,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>              |
| Numer katalogowy | <b>SM-B-TGO-TGR-R RS 8812</b> |

### Opis produktu

#### Podpórka ułatwiająca chodzenie typu Ambona

Podpórka ułatwiająca chodzenie typu Ambona to specjalistyczny sprzęt pomocniczy, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas chodzenia oraz wstawania osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Stabilna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje niezawodne wsparcie, zwiększa pewność poruszania się oraz minimalizuje ryzyko upadków.

#### Zastosowanie podpórki Ambona

Podpórka Ambona została opracowana z myślą o pacjentach z różnymi zaburzeniami motorycznymi, osłabieniem mięśni oraz ograniczoną ruchomością kończyn dolnych. Jest szczególnie zalecana seniorom, którzy potrzebują stabilnego podparcia podczas wstawania oraz chodzenia, wsparcia w utrzymaniu równowagi oraz zwiększenia bezpieczeństwa codziennych czynności. Regularne użytkowanie podpórki sprzyja szybszemu powrotowi do samodzielności i pełnej aktywności.

#### Cechy produktu;

- ergonomiczne, piankowe uchwyty dla wygodnego chwytu,
- regulowana wysokość podparcia pod łokcie (od 101 do 124 cm), pozwalająca na idealne dostosowanie do wzrostu użytkownika,
- wygodne siedzisko umożliwiające odpoczynek podczas spacerów,
- hamulec nożny zapewniający dodatkową stabilność (model na 4 kołach),
- praktyczny uchwyt na kropłówkę, idealny również do zastosowania w placówkach medycznych

#### Dane techniczne;

- Szerokość całkowita: 63 cm
- Głębokość całkowita: 76 cm
- Wymiary siedziska: 56 x 20 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 54 cm
- Regulacja wysokości podparcia pod łokcie: 101-124 cm
- Waga: 10,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Kolor ramy: srebrny

---

+/- 0,5 - 1 cm

Podpórka ułatwiająca chodzenie typu Ambona spełnia najwyższe standardy jakości oraz funkcjonalności, stanowiąc niezbędne wsparcie w codziennym życiu seniorów i osób z trudnościami w poruszaniu się.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.