

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/antyposlizgowy-taboret-prysznicowy-kwadratowy-p-3207.html>



Taboret prysznicowy kwadratowy Timago KING 150 kg

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	115,74 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-KING-BSTA-20

Opis produktu

Gdy dłuższe stanie pod prysznicem staje się problemem

Kwadratowy taboret prysznicowy Timago KING umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej podczas kąpieli. Jest przeznaczony dla osób, którym osłabienie, ograniczona ruchomość nóg lub trudność z dłuższym stanieniem utrudniają wykonywanie codziennych czynności higienicznych.

Produkt może być używany pod prysznicem, w łazience oraz – jeżeli pozwalają na to wymiary i kształt dna – w wannie. Sprawdza się w warunkach domowych, opiekuńczych i medycznych.

Ten rodzaj produktu bywa również określany jako **stołek pod prysznic, taboret łazienkowy lub siedzisko do kąpieli**. Timago KING jest modelem wolnostojącym, bez oparcia i podłokietników.

Dlaczego warto wybrać model Timago KING?

- **Obciążenie do 150 kg** – potwierdzone w aktualnych danych producenta.
- **Kwadratowe siedzisko 30,5 x 30,5 cm** – kompaktowy format zajmujący mniej miejsca niż rozbudowane krzesło z oparciem.
- **Regulacja wysokości 39-54 cm** – pozwala dopasować poziom siedziska do wzrostu użytkownika.
- **Aluminiowa rama** – lekka i przeznaczona do użytkowania w wilgotnym środowisku.
- **Waga 1,28 kg** – ułatwia przenoszenie taboretu i odstawienie go po kąpieli.
- **Gumowe nasadki antypoślizgowe** – ograniczają przesuwanie nóg na mokrym podłożu.
- **Dwa kolory** – klasyczny biały lub mniej typowy, nowoczesny czarny.
- **Wyrób medyczny z oznakowaniem CE** – zgodnie z informacjami producenta.

Dla kogo jest ten taboret?

Model Timago KING ma największy sens dla użytkownika, który:

- potrzebuje usiąść podczas mycia lub kąpieli,
- nie może długo pozostawać w pozycji stojącej,
- samodzielnie siada i wstaje,
- potrafi utrzymać pozycję siedzącą bez oparcia,
- nie potrzebuje uchwytów bocznych,
- szuka lekkiego taboretu, który można łatwo przenieść.

Kiedy lepiej wybrać krzesło z oparciem?

Taboret bez oparcia nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla osoby z nasilonymi zaburzeniami równowagi, wymagającej podparcia pleców albo pomocy podczas siadania i wstawania.

W takim przypadku sprawdź [krzesło prysznicowe z oparciem i uchwytami bocznymi](#). Zapewnia ono więcej punktów podparcia niż prosty stołek prysznicowy.

Czy taboret zmieści się w kabinie prysznicowej?

Siedzisko ma wymiary 30,5 x 30,5 cm, ale rozstaw nóg jest większy od samej powierzchni siedziska. Dlatego przed zakupem należy zmierzyć rzeczywistą wolną przestrzeń na podłodze kabiny lub wanny.

Podczas pomiaru uwzględnij brodzik, odpływ, prowadnice drzwi, zaokrąglone narożniki i kierunek otwierania kabiny. Nie należy zakładać, że wymiar siedziska odpowiada całkowitej powierzchni zajmowanej przez taboret.

Zobacz dokładną instrukcję: [jak dobrać taboret lub krzesło prysznicowe do wymiarów kabiny](#).

Jak ustawić wysokość taboretu?

Wysokość można regulować w zakresie od 39 do 54 cm. Prawidłowo ustawione siedzisko powinno umożliwiać oparcie stóp o podłoże oraz możliwie swobodne siadanie i wstawanie.

- Ustaw wszystkie cztery nogi na tej samej wysokości.
- Sprawdź, czy bolce regulacyjne są całkowicie zablokowane.
- Ustaw taboret na równym i stabilnym podłożu.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie gumowe nasadki dotyczą podłoża.
- Po zmianie wysokości ponownie wykonaj test stabilności.

Dane techniczne taboretu Timago KING

Marka / seria	Timago KING
Producent	LM Global
Rodzaj	wolnostojący taboret prysznicowy bez oparcia
Wymiary siedziska	30,5 x 30,5 cm
Regulacja wysokości	39-54 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Waga produktu	11,28 kg
Materiał ramy	aluminium
Materiał siedziska	tworzywo PCV
Zakończenie nóg	gumowe nasadki antypoślizgowe
Dostępne kolory	czarny i biały
Klasyfikacja	wyrób medyczny, oznakowanie CE
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	prysznic, łazienka, wanna o odpowiednich wymiarach, warunki domowe i medyczne

Kolor czarny czy biały?

Wariant	Kod producenta	Charakterystyka
Czarny	KING-BSTA-20	Mniej typowy wygląd sprzętu pomocniczego; dobrze pasuje do nowoczesnych łazienek.
Biały	KING-STA-20	Klasyczny wariant pasujący do jasnego wyposażenia łazienki.

Kolor nie zmienia podstawowych wymiarów, zakresu regulacji ani przeznaczenia produktu. Przed dodaniem do koszyka wybierz właściwy wariant.

Bezpieczne korzystanie z taboretu

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Nie używaj taboretu jako podestu ani stopnia.
- Przed każdym użyciem sprawdź blokady regulacji i stan gumowych nasadek.
- Nie ustawiaj nóg na różnych wysokościach.
- Nie korzystaj z taboretu na nierównym lub niestabilnym podłożu.

-
- Przy większych problemach z równowagą wybierz model z oparciem i uchwytami.

Sprawdź kategorię

Porównaj inne [krzesła i taborety prysznicowe](#): modele bez oparcia, z podłokietnikami, przyściennie oraz przeznaczone dla użytkowników wymagających większego podparcia.

Przeczytaj przed zakupem

Nie wiesz, czy wybrać taboret, krzesło czy ławeczkę? Przeczytaj poradnik: [prysznic bez barier – jaki rodzaj siedziska wybrać i jak go ustawić](#).

Podobne produkty

Porównaj inne warianty siedzisk prysznicowych i dobierz kształt oraz poziom podparcia do potrzeb użytkownika:

- [taboret prysznicowy z okrągłym siedziskiem](#) – alternatywa dla osób preferujących okrągły kształt siedziska,
- [trójkątny stółek prysznicowy](#) – model do porównania przy ograniczonej przestrzeni w narożniku kabiny,
- [taboret prysznicowy z uchwytami Timago KING-SS1-20](#) – wariant z bocznymi uchwytami pomocnymi podczas siadania i wstawania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor taboretu: Nie wybrano , Czarny , Biały