

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-do-elektrostymulacji-aparat-do-masazu-aparat-przeciwbolowy-p-2964.html>



Elektrostymulator TENS SDP-330 – aparat przeciwbólowy z akumulatorem USB

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	156,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-SDP-330

Opis produktu

Elektrostymulator TENS do elektroterapii, relaksu mięśni i wsparcia terapii przeciwbólowej

Elektrostymulator TENS SDP-330 to kompaktowy aparat do elektrostymulacji przeznaczony do wygodnego stosowania w domu, gabinecie rehabilitacyjnym, fizjoterapeutycznym lub podczas codziennej profilaktyki napięć mięśniowych. Urządzenie wykorzystuje impulsy elektryczne TENS, które mogą wspierać terapię przeciwbólową, stymulację nerwów oraz rozluźnienie wybranych partii mięśni.

Model SDP-330 jest dobrym wyborem dla osób, które szukają niewielkiego, prostego w obsłudze i mobilnego urządzenia do elektroterapii. Elektrostymulator ma **8 trybów pracy**, **10 poziomów intensywności** oraz **wbudowany akumulator ładowany przez micro-USB**, dzięki czemu nie wymaga regularnej wymiany baterii.

Do czego służy elektrostymulator TENS SDP-330?

Aparat TENS może być wykorzystywany jako wsparcie w terapii przeciwbólowej, relaksie mięśniowym i domowej elektroterapii. Sprawdzi się u osób, które potrzebują urządzenia do delikatnej stymulacji wybranych obszarów ciała, między innymi po konsultacji z fizjoterapeutą, lekarzem lub specjalistą prowadzącym terapię.

Produkt bywa wyszukiwany jako **elektrostymulator TENS**, **aparat TENS**, **aparat do elektrostymulacji**, **aparat przeciwbólowy**, **stymulator nerwów** lub **urządzenie do elektroterapii**. W praktyce chodzi o kompaktowy sprzęt, który wysyła impulsy elektryczne przez elektrody umieszczane na skórze.

Najważniejsze zalety elektrostymulatora TENS SDP-330

- **8 trybów pracy** — możliwość dobrania programu do potrzeb użytkownika.
- **10 poziomów intensywności** — regulacja mocy impulsów w zależności od odczuwalnego komfortu.
- **Akumulator ładowany przez micro-USB** — wygodne użytkowanie bez konieczności częstej wymiany baterii.
- **Kompaktowa obudowa** — urządzenie można łatwo przechowywać i zabrać ze sobą w podróż.
- **Prosty panel sterowania** — czytelne przyciski do zmiany trybu i intensywności.
- **Zastosowanie domowe i gabinetowe** — przydatny w rehabilitacji domowej, fizjoterapii i relaksie mięśniowym.
- **Komplet elektrod** — urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia użytkowania zgodnie z instrukcją.

Elektrostymulator TENS a zwykły masażer — czym się różni?

Elektrostymulator TENS nie działa tak samo jak klasyczny masażer mechaniczny. Zamiast ugniatania, wibracji lub masażu shiatsu, urządzenie wykorzystuje impulsy elektryczne przekazywane przez elektrody. Dlatego produkt powinien być traktowany przede wszystkim jako **aparat do elektrostymulacji TENS**, a nie zwykły masażer karku czy pleców.

To ważne również przy wyborze produktu. Jeżeli szukasz urządzenia do typowego masażu mechanicznego, sprawdź kategorię [masażery i urządzenia do masażu](#). Jeśli zależy Ci na impulsach TENS, elektroterapii i stymulacji nerwowo-mięśniowej, właściwym wyborem będzie [elektrostymulator TENS](#).

Dla kogo może być elektrostymulator TENS?

Elektrostymulator TENS SDP-330 może być odpowiedni dla osób, które chcą korzystać z domowego wsparcia elektroterapii, relaksu mięśni lub terapii przeciwbólowej. Może być używany przez osoby aktywne fizycznie, osoby z napięciami mięśniowymi, pacjentów po konsultacji fizjoterapeutycznej oraz użytkowników szukających prostego urządzenia do codziennego wsparcia regeneracji.

Przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z instrukcją i przeciwwskazaniami. W przypadku chorób przewlekłych, wszczepionego rozrusznika serca, ciąży, zaburzeń czucia, chorób neurologicznych lub wątpliwości zdrowotnych, użycie elektrostymulatora należy skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Gdzie można stosować aparat TENS SDP-330?

Urządzenie można stosować na wybrane obszary ciała zgodnie z instrukcją producenta i zaleceniami specjalisty. Najczęściej aparaty TENS wykorzystuje się w okolicach napiętych mięśni, miejsc wymagających stymulacji nerwowo-mięśniowej lub tam, gdzie celem jest wsparcie terapii przeciwbólowej.

Elektrod nie należy umieszczać w miejscach zabronionych przez instrukcję, między innymi w okolicy serca, na szyi w przedniej części, na uszkodzonej skórze, w pobliżu ran ani w miejscach z zaburzeniami czucia.

Dane techniczne

Model	SDP-330
Typ produktu	elektrostymulator TENS / aparat do elektrostymulacji
Zastosowanie	elektroterapia, terapia przeciwbólowa, stymulacja mięśni, relaks
Liczba trybów	8 trybów pracy
Regulacja intensywności	10 poziomów
Zasilanie	wbudowany akumulator
Ładowanie	micro-USB
Przeznaczenie	użytkowanie domowe, rehabilitacja domowa, gabinety fizjoterapii i rehabilitacji

Co znajduje się w zestawie?

- elektrostymulator TENS SDP-330,
- przewody połączeniowe,
- elektrody do terapii TENS,
- kabel do ładowania micro-USB,
- instrukcja użytkowania.

Elektrostymulator TENS w rehabilitacji domowej

Elektrostymulator TENS SDP-330 może być praktycznym elementem wyposażenia domowej rehabilitacji. Dzięki niewielkim wymiarom, ładowaniu przez micro-USB i regulacji intensywności urządzenie można łatwo dopasować do codziennego użytkowania. To rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pod ręką prosty aparat TENS do wsparcia terapii i relaksu mięśni.

W ofercie SaleMED znajdziesz również inne produkty z kategorii [elektrostymulatory/TENS](#), a także [masażery i urządzenia do masażu](#) oraz sprzęt wspierający codzienną rehabilitację.

FAQ

Czym jest elektrostymulator TENS SDP-330?

Elektrostymulator TENS SDP-330 to kompaktowy aparat do elektrostymulacji, który wykorzystuje impulsy elektryczne przekazywane przez elektrody umieszczane na skórze. Może wspierać terapię przeciwbólową, stymulację mięśni i relaks.

Czy elektrostymulator TENS jest tym samym co masażer?

Nie. Elektrostymulator TENS nie masuje mechanicznie, jak klasyczny masażer. Działa za pomocą impulsów elektrycznych przekazywanych przez elektrody, dlatego jest urządzeniem do elektroterapii, a nie typowym masażerem karku lub pleców.

Ile trybów ma elektrostymulator TENS SDP-330?

Urządzenie ma 8 trybów pracy oraz 10 poziomów intensywności. Dzięki temu można dopasować sposób działania aparatu do komfortu użytkownika i zaleceń specjalisty.

Czy aparat TENS SDP-330 jest ładowany przez USB?

Tak. Model SDP-330 ma wbudowany akumulator ładowany przez micro-USB, dlatego nie wymaga regularnej wymiany baterii.

Czy elektrostymulator TENS można stosować w domu?

Tak, urządzenie może być stosowane w warunkach domowych, o ile użytkownik przestrzega instrukcji obsługi i przeciwwskazań. W razie wątpliwości warto skonsultować sposób użycia z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Kiedy nie należy używać elektrostymulatora TENS?

Elektrostymulatora TENS nie należy używać wbrew przeciwwskazaniom z instrukcji. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z rozrusznikiem serca, kobiety w ciąży, osoby z zaburzeniami czucia, chorobami neurologicznymi lub uszkodzeniami skóry w miejscu przyklejenia elektrod.

Czy elektrody TENS można przyklejać w dowolnym miejscu?

Nie. Elektrody należy umieszczać zgodnie z instrukcją i zaleceniami specjalisty. Nie należy przyklejać ich między innymi na uszkodzonej skórze, w okolicy serca, na przedniej części szyi ani w miejscach, w których producent zabrania stosowania elektrostymulacji.