

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-do-elektroterapii-multitronic-mt-3-p-251.html>

Aparat do elektroterapii - Multitronic MT-3



Cena brutto	6 000,00 zł
Cena netto	5 555,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-EE-MT-3

Opis produktu

Witaj w świecie innowacyjnej elektroterapii z Aparatem Multitronic MT-3 - uniwersalnym 2-kanalowym rozwiązaniem, które podnosi standardy skuteczności i komfortu zabiegów. Nasz aparat to nie tylko nowoczesne technologie, ale także unikalny design, dostosowany do Twojego gustu.

Wyjątkowe Zabiegi, Niezrównane Możliwości

Aparat Multitronic MT-3 to wszechstronne narzędzie, które otwiera drzwi do różnorodnych zabiegów elektroterapeutycznych. Dzięki prądowi interferencyjnemu, diadynamicznemu, stymulacji porażań, TENS, HV czy galwanizacji, możesz precyzyjnie dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zabiegi stają się bardziej skuteczne i personalizowane.

Design, Który Zwraca Uwagę

Unikalny design Aparatu Multitronic MT-3 to nie tylko estetyka, ale także możliwość personalizacji kolorystyki według Twojego wyboru. Dzięki temu urządzenie doskonale wpasuje się w każde otoczenie, tworząc przyjazną atmosferę podczas terapii.

Funkcjonalność, Która Ułatwia Pracę

Niezawodność i funkcjonalność to cechy, które wyróżniają nasz aparat. Złącza typu Lemo zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale także pewne i trwałe połączenia. Gotowe parametry zabiegów dla ponad 100 schorzeń ułatwiają pracę, jednocześnie dając możliwość indywidualnej regulacji. Duży ekran ciekłokrystaliczny ułatwia odczyt parametrów, a wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym sprawia, że terapia przebiega bezpiecznie.

Innowacyjność w Obsłudze

Aparat Multitronic MT-3 to nie tylko urządzenie, ale także partner w pracy. Dwa niezależne obwody zabiegowe z indywidualną regulacją amplitudy pozwalają na jednoczesne leczenie różnych obszarów ciała. Półautomatyczna elektrodagnostyka ułatwia diagnozę, a liczniki czasu i liczby zabiegów pozwalają śledzić postępy terapii.

Podsumowując, Aparat Multitronic MT-3 to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i unikalnego designu. Dzięki niemu elektroterapia staje się jeszcze bardziej skuteczna, komfortowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wypróbuj teraz, wejdź do przyszłości elektroterapii!

Urządzenie to generuje następujące prądy:

- > diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso)
- > interferencyjne, czyli statyczny / klasyczny, statyczny przerywany, statyczny wstępnie modulowany / premodulowany, dynamiczny / izoplanarny)
- > impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażień - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne)
- > tonoliza
- > TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej
- > Kotz (standardowy i regulowany)
- > Traevert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany)
- > faradyczny i neofaradyczny
- > galwaniczny (w tym jonoforeza)

Parametry techniczne:

- częstotliwość interferencyjna: 1-200 Hz
- natężenie prądu interferencyjnego RMS: 0-60 mA
- natężenie prądu galwanicznego: 0-50 mA
- natężenie prądu diadynamicznego:
 - >prąd średni dla DF: 0-30 mA
 - >prąd średni dla MF: 0-15 mA
- częstotliwość TENS, HV: 1-200 Hz
- czas impulsu TENS, HV: 50-250 µs
- amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego: 0-100 mA
- szerokość impulsu modulowanego: 5-990 ms
- czas przerwy: 100-4000 ms
- czas opóźnienia: 5-150 ms
- amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażień) i tonolizy: 0-100 mA
- zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA
- waga: 3 kg

Wyposażenie standardowe dostarczane z aparatem:

- 4 x elektroda silikonowa E-S 50
- 4 x podkład wiskozowy P-50
- 4 x elektroda aluminiowa E-A 75
- 4 x podkład wiskozowy P-75
- 2 x przewód do podłączenia elektrod K-2L
- 1 x przewód do elektrod specjalnych K-j
- 2 x opaska O-R1 rozmiar (50x500mm)
- 2 x opaska O-R2 rozmiar (50x800mm)
- 1 x taśma aluminiowa TA-0,5
- 1 x bezpiecznik T-0.315A
- 1 x instrukcja użytkowania.

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Torba transportowa: brak , Torba transportowa EE (+ 275,00 zł)

Stolik pod aparaty: BRAK , Stolik pod aparaty SM-1 (+ 1 400,00 zł) , Stolik pod aparaty SM-2 (+ 1 750,00 zł)

Dopłata do koloru z palety RAL: BRAK , Nie , Tak (+ 300,00 zł)