

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-do-laseroterapii-i-ultradzwiekow-solatronic-sl-3-p-1142.html>

Aparat do laseroterapii i ultradźwięków Solatronic SL-3



Cena brutto	6 500,00 zł
Cena netto	6 018,52 zł
Dostępność	Dostępność 7 - 14dni
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-EE-SL-3

Opis produktu

Solatronic SL-3: Rewolucyjna Terapia Ultradźwiękowa i Laseroterapia w Jednym!

Witaj w erze innowacyjnej terapii ultradźwiękowej, gdzie komfort, efektywność i nowoczesność spotykają się w jednym urządzeniu – Solatronic SL-3. Nasz aparat to prawdziwa perełka w świecie terapeutycznego zaawansowania, dostarczająca wyjątkowych doznań zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalistów w dziedzinie rehabilitacji.

Czym wyróżnia się Solatronic SL-3?

Ergonomiczny Design i Intuicyjna Obsługa: Solatronic SL-3 został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie. Posiada duży, 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz z panelami dotykowymi, umożliwiającymi łatwą i intuicyjną obsługę. Dodatkowo, ergonomiczne przyciski sprawiają, że korzystanie z urządzenia staje się jeszcze bardziej przyjemne.

Główce Dwuczęstotliwościowe dla Precyzyjnej Terapii: Dzięki dwóm częstotliwościom (1MHz i 3,3MHz) oraz trzem dostępnym powierzchniom (18cm², 5cm² lub 1cm²), Solatronic SL-3 zapewnia precyzyjną terapię ultradźwiękami dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Funkcja pracy ciągłej i impulsowej umożliwia jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do leczenia.

Programy Zabiegowe i Własne dla Skutecznej Terapii: Nie musisz być ekspertem, aby cieszyć się korzyściami terapii ultradźwiękowej. Solatronic SL-3 oferuje gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń, a także umożliwia terapię tworzenie i zapisywanie własnych programów za pomocą wygodnego panelu z klawiaturą ekranową.

Bezpieczeństwo i Śledzenie Postępów: Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprawiają, że terapeuta i pacjent są w pełni świadomi procesu terapeutycznego. Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów pomagają śledzić postępy i dostosować terapię do indywidualnych potrzeb.

Pełne Wyposażenie, Dostosowane do Twoich Potrzeb:

Standardowe Akcesoria:

- Żel do terapii ultradźwiękowej zapewniający optymalne warunki dla terapii.
- Instrukcja użytkowania, abyś mógł cieszyć się pełnym potencjałem Solatronic SL-3.
- Bezpiecznik dla dodatkowego zabezpieczenia i spokoju podczas terapii.

Opcjonalne Dodatki:

- Główce ultradźwiękowe o różnych powierzchniach i częstotliwościach, dostosowane do specyfiki terapii.

- Torba do przenoszenia sprzętu, umożliwiającą mobilność i terapię wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Solatronic SL-3 – niezrównane doświadczenie w terapii ultradźwiękowej i laseroterapii. Przekształć proces leczenia w wyjątkową podróż do zdrowia i komfortu.

Główce ultradźwiękowe współpracujące z aparatem	Typ sondy	Parametry
	SU-1	1,33 cm ² / 1MHz i 3,3MHz
	SU-5	5 cm ² / 1MHz i 3,3MHz
	SUP-6	18cm ² (6 x 3cm ²) / 1MHz i 3,3MHz

DANE APARATU

Parametry sygnałów ultradźwiękowych	moc ciągła	2,5W/cm ²
	moc impulsowa w szczycie	3W/cm ²
	częstotliwość ultradźwięków	1MHz lub 3,3MHz
	częstotliwość impulsów	10-150Hz
	wypełnienie impulsów	
	płynie:	5 – 100%, krok 5%
	skokowo:	6,25%; 12,5%; 25%; 50%
	Pozostałe parametry	
	zegar sterujący czasem zabiegu	1 sec - 30 min
	zasilanie	sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA
	klasa ochrony elektrycznej	I typ B
	temperatura otoczenia	10°C - 40°C
	wilgotność względna	do 85%
	wymiary	335 x 270 x 125 mm
	masa sterownika	2.5 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Główce ultradźwiękowe EE: brak , Głowica ultradźwiękowa SU-1 (+ 1 200,00 zł), Głowica ultradźwiękowa SU-5 (+ 1 200,00 zł), Automatyczna głowica do zabiegów ultradźwiękowych (+ 5 100,00 zł)

Sondy prysznicowe EE: brak , Sonda prysznicowa SP-1B - czerwona (+ 5 100,00 zł), Sonda prysznicowa SP-2B - dwukolorowa (+ 5 700,00 zł), Sonda prysznicowa SP-3 - podczerwona (+ 5 900,00 zł)

Sonda punktowa EE: brak , Sonda S-1N praca impulsowa (+ 3 600,00 zł), Sonda S-2N praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 2 750,00 zł), Sonda S-2B praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 3 000,00 zł), Sonda S-3N praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 3 400,00 zł)

Torba transportowa: brak , Torba transportowa EE (+ 275,00 zł)

Okulary ochronne EE: brak , Okulary ochronne LT-1 sztuka (+ 550,00 zł), Okulary ochronne LT-2 sztuki (+ 1 000,00 zł)