

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-do-magnetoterapii-magnetronic-mf-12-p-461.html>

Aparat do magnetoterapii - Magnetronic MF-12



Dostępność	Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SM-EE-MF-12

Opis produktu

Produkt z kategorii: aparat do magnetoterapii

Prezentowane urządzenie jest przeznaczone do terapii polem magnetycznym o częstotliwości 1 - 100 [Hz] . Dzięki zastosowaniu w tym aparacie innowacyjnego systemu sterowania możliwa jest praca na dwóch aplikatorach jednocześnie pod warunkiem stosowania tych samych parametrów zabiegowych. Aparat ten dodatkowo może być wyposażony w leżankę, podnośnik i stoliki do aplikatorów lub sterownika.

Magnetronic MF-12 wykorzystywany jest do terapii pulsującym polem magnetycznym o szerokim zakresie częstotliwości. Pod wpływem pola magnetycznego jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom powodując hiperpolaryzację błony komórkowej, a tym samym stymulują przemianę materii. Poprawione ukrwienie w komórce poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia parcjalego tlenu.

Magnetoterapia znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń ortopedycznych, neurologicznych oraz w zaburzeniach układu krążenia. Ponadto terapia ta może być stosowana z szerokim marginesem bezpieczeństwa u wielu pacjentów, w przypadku których inne zabiegi fizykalne nie są wskazane. Stosowanie prezentowanej terapii korzystnie działa w leczeniu wielu chorób narządu ruchu oraz chorób układu nerwowego, a także pozytywnie wpływa na układ immunologiczny. Dzięki leczeniu polem magnetycznym wykazuje się silne działanie przeciwbólowe, przy czym zabieg sam w sobie jest bezkontaktowy i niebolesny. Prezentowaną terapię wykorzystuje się także przy trudno gojących się ranach, bólach głowy, ostrym i przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zatok. Do istotnych oddziaływań stwierdzonych w terapii zalicza się: uśmierzanie bólu, zapobieganie stanom zapalnym i rozluźnienie napiętych mięśni. Wykorzystywanie terapii polem magnetycznym przyniosło znakomite efekty w leczeniu zaburzeń obwodowego układu krążenia.

Cechy aparatu:

- możliwość podłączenia dwóch aplikatorów,
- niezależne sterowanie dwóch stanowisk zabiegowych,
- gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
- indywidualna regulacja wszystkich parametrów dla każdego pacjenta,
- zapisywanie własnych programów zabiegowych,
- kodowanie przewodu umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora,
- duży, kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym,
- obsługa za pomocą przycisków oraz ekranu dotykowego,
- umożliwia pracę na dwóch aplikatorach jednocześnie
- szeroki zakres wskazań spowodowany skutecznością oddziaływania zarówno na tkankę kostną jak i łączną
- lekka waga urządzenia
- nowoczesne a także oryginalne wzornictwo zarówno sterownika jak i aplikatorów

Parametry techniczne:

- kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne

- > MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości
- > MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości
- częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 - 100 [Hz]
- zmiana indukcyjności pola magnetycznego: 0-20 mT
- czas impulsu / przerwa: 0,5-8s
- waga: 4,7 kg
- zasilanie: 230V / 50Hz / 200W
- rozmiar sterownika: 142 x 283 x 335 [mm] [wysokość, szerokość, głębokość]

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie Klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aplikator EE: Brak , Aplikator AS-200K , Aplikator AS200N , Aplikator AS-315K , Aplikator AS315N , Aplikator AS-600K , Aplikator AS600N , Aplikator płaski podwójny APP-100 , Aplikator płaski pojedynczy AP-100

Stolik EE: brak , Stolik S-200N , Stolik S-315N , Stolik SL-6

Torba transportowa: brak , Torba transportowa EE