

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-odwodzacy-konczyny-gornej-p-1021.html>



Aparat odwodzący kończyny górnej

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	137,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C OB 306

Opis produktu

Aparat odwodzący kończyny górnej posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań.

Aparat ten składa się z kilku części:

- temblaka ortopedycznego zawieszonego na taśmie regulowanej przy pomocy rzepa
- wyprofilowanego klina odwodzącego 30° zamocowanego na poprzecznym pasie obwodowym
- wyprofilowanej poduszki odwodzącej zamocowanej na poprzecznym pasie obwodowym
- systemu klipsów i rzepów służących do indywidualnego dostosowania.

Noszenie aparatu ma na celu odciążenie i stabilizacji stawu ramiennego w pozycji odwiedzenia w płaszczyźnie czołowej oraz ustawienie kości przedramienia w pozycji pośredniej.

Produkowany jest w czterech rozmiarach **od S do XL oraz 4 różnych długościach**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar aparatu ramieniem)	(obwód tułowia	z Długość przedramienia
S - 100 cm		S - 33 - 38 cm
M - 125 cm		M - 38 - 43 cm
L - 135 cm		L - 43 - 48 cm
XL - 145 cm		XL - 48 - 53 cm

Cechy aparatu odwodzącego:

- temblak ortopedyczny na regulowanym pasie
- wyprofilowana poduszka odwodząca
- pas obwodowy
- system klipsów
- zapinany na rzep oraz klips
- stabilizuje staw ramienny w pozycji odwiedzenia
- ustawia kość przedramienia w pozycji pośredniej
- dostępne 4 rozmiary (obwody)
- dla 4 długości przedramienia

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Aparat odwodzący zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- zwichnięcia i podwichnięcia stawu ramiennego
- uszkodzenia splotu ramiennego
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- złamania głowy i szyjki kości ramiennej
- stany zapalne kaletek stawowych
- uszkodzenia przyczepów mięśni, m.in. stożka rotatorów
- w leczeniu zachowawczym
- w okresie pooperacyjnym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość przedramienia: L - 43 - 48 cm , M - 38 - 43 cm , S - 33 - 38 cm , XL - 48 - 53 cm

Rozmiar temblaka: L - 135 cm , M - 125 cm , S - 100 cm , XL - 145 cm