

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-szynowo-opaskowy-na-golen-oraz-udo-p-1049.html>



Aparat szynowo-opaskowy na goleń oraz udo

Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-E AP SK-O 509

Opis produktu

Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo **składa się z trzech części**. Pierwszą z nich są dwie szyny aluminiowe regulowane skokowo na długość od 47 do 68 cm. Druga część to **zegar typu ROM z systemem zębatkowym**, który umożliwia blokowanie aparatu w określonej pozycji. Trzecią częścią aparatu są **pasy obwodowe regulowane za pomocą rzepów oraz klipsów**.

Dzięki zastosowaniu zegara ROM możliwa jest **regulacja kątowa aparatu**. Dla zgięcia jest to: 0 - 120° a dla wyprostu: 0 - 90°. Zegar daje także **możliwość blokady statycznej** w dowolnej pozycji z zakresu.

Aparat szynowo-opaskowy zapewnia stabilizację kolana i prowadzenie ruchów zgięcia i wyprostu ograniczając ruchy boczne w niestabilnym stawie.

Dzięki regulacji długości szyn oraz pasom obwodowym na rzepy aparat jest **uniwersalny**.

Cechy aparatu szynowo-opaskowego:

- składa się z:

- dwóch aluminiowych szyn regulowanych na długość
- zegara typu ROM z blokowanym systemem zębatkowym
- 4 pasów obwodowych regulowanych na rzepy i klipsy

- skokowa regulacja długości szyn od 50 do 63 cm

- regulacja kątowa:

- zgięcie: 0 - 120°
- wyprost: 0 - 90°
- blokada statyczna pod dowolnym kątem zakresu

- wykorzystywany w celu ograniczenia ruchomości w kolanie

- rozmiar uniwersalny

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Aparat szynowo-opaskowy zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- skręcenia i zwichnięcia stawu
- uszkodzenia więzadeł LCL, MCL, ACL
- w leczeniu zachowawczym
- po zabiegach operacyjnych

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.