

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-wieloterapiowy-solatronic-sle-p-1662.html>

Aparat wieloterapiowy Solatronic SLE



Cena brutto	8 100,00 zł
Cena netto	7 500,00 zł
Dostępność	Dostępność 7 - 14dni
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-EE-SLE

Opis produktu

Rewolucyjny Aparat do Elektroterapii, Laseroterapii i Ultradźwięków: Twoja Droga do Zdrowia i Komfortu

Odkryj najnowszy aparat terapeutyczny, który podnosi standardy leczenia i rehabilitacji – nasz Aparat do Elektroterapii, Laseroterapii i Ultrasonoterapii. Innowacyjna technologia, ergonomiczny design oraz zaawansowane funkcje sprawiają, że to urządzenie jest wyjątkowe na rynku.

Zabiegi Podwójnej Mocy w Jednym Urządzeniu

Ciesz się możliwością jednoczesnego wykonywania dwóch różnorodnych zabiegów terapeutycznych, dzięki czemu osiągniesz szybsze i bardziej kompleksowe efekty. Nasz aparat umożliwia także terapię skojarzoną, zapewniając kompleksową opiekę nad Twoim zdrowiem.

Intuicyjna Obsługa, Doskonały Wyświetlacz

Duży kolorowy graficzny wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala z panelem dotykowym sprawia, że obsługa aparatu staje się łatwa i przyjemna. Przyjazne przyciski i intuicyjny ekran dotykowy uczynią Twoje doświadczenie terapeutyczne jeszcze bardziej efektywnym.

Design, Komfort, Wydajność

Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe oraz wygodny uchwyt na sondy gwarantują komfort i precyzję w trakcie zabiegów. Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond sprawiają, że korzystanie z urządzenia to nie tylko leczenie, ale również przyjemność.

Programy Zabiegowe Dostosowane do Twoich Potrzeb

Dzięki gotowym programom zabiegowym dla typowych schorzeń oraz możliwości tworzenia własnych programów poprzez wygodny panel zapisu, aparat dostosuje się do Twoich indywidualnych potrzeb. Pełna regulacja parametrów zabiegowych pozwoli dostosować terapię do Twojego stanu zdrowia.

Cicha Praca, Energia na Wysokim Poziomiu

Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizuje hałas, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii. Dzięki temu możesz skoncentrować się na terapii, nie martwiąc się o zakłócenia otoczenia.

Przenośność i Wielofunkcyjność

Aparat można stosować zarówno jako urządzenie stacjonarne, jak i przenośne. Idealny towarzysz do rehabilitacji w domu czy podróży.

Pełne Wyposażenie Standardowe

W komplecie znajdziesz nie tylko aparat, ale także wszystko, co potrzebne do skutecznych zabiegów:

- Instrukcja obsługi dla łatwego startu.
- Komplet akcesoriów do elektroterapii, w tym płaskie elektrody silikonowe, przewody, opaski i bezpieczniki.
- Etykiety ostrzegawcze na drzwi.
- Przewód sieciowy, zapewniający stabilne zasilanie.
- Żel do zabiegów ultradźwiękowych (0,5l) – idealny dodatek, jeśli zamawiasz głowicę ultradźwiękową.

Odkryj nowy wymiar terapii i rehabilitacji z naszym Aparatem do Elektroterapii, Laseroterapii i Ultradźwięków. Zadbaj o swoje zdrowie w innowacyjny sposób – teraz dostępny dla Ciebie!

Funkcje laseroterapii:

- Praca ciągła i impulsowa
- Funkcja powtórzeń dawki
- Czujnik do pomiaru mocy lasera
- 2 lata gwarancji na sondy

Funkcje terapii ultradźwiękowej:

- Praca ciągła i impulsowa
- Głowice dwuczęstotliwościowe:
- 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm² lub 1cm²
- Wodoszczelne głowice (do poziomego przewodu)
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem

Funkcje elektroterapii:

- Ustawianie fal różnego typu (elektroginastyki)
- Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych
- Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatnich 4 badań pozostają w pamięci aparatu

WYPOSAŻENIE

Standardowe

- Instrukcja użytkowania
- Zestaw elektrod, podkładów wiskozowych, opasek mocujących
- Przewód do elektroterapii
- Bezpieczniki
- Żel do terapii ultradźwiękowej
- Etykiety ostrzegawcze na drzwi

Opcjonalne

- głowice ultradźwiękowe
- sondy laserowe
- elektrody różnych typów i inne akcesoria do elektroterapii
- okulary ochronne do zabiegów laserem
- torba do przenoszenia aparatu i akcesoriów

Aparat Solatron SLE umożliwia wykonywanie zabiegów:

- prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
- stymulacji porażenia (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
- prądem interferencyjnym 2-przewodowym (premodulowanym)
- stymulacji TENS, również tzw. modulacja drażniąca
- stymulacji TENS BURST (wybuchowy)
- stymulacji HV (wysokonapięciowa)
- stymulacji wg Kotz'a (rosyjska stymulacja)
- prądem Träberta (UR) (2-5)
- prądem faradycznym i neofaradycznym

- elektrogimnastyki z szeroką regulacją
- jonoforezy
- galwanizacji

Dane aparatu:

<i>Parametry ultradźwięków:</i>	moc ciągła	2,5W/cm ²
	moc impulsowa w szczycie	3W/cm ²
	częstotliwość ultradźwięków	1MHz lub 3,3MHz
	częstotliwość impulsów	10-150Hz
	wypełnienie impulsów	5 – 100%, krok 5%
	zegar sterujący czasem zabiegu	30 sec - 30 min

<i>Parametry lasera:</i>	klasa urządzenia laserowego	3B
	zegar sterujący czasem zabiegu	1 sec - 99 min

<i>Pozostałe parametry:</i>	zasilanie	sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA
	klasa ochronności elektrycznej	I typ BF
	temperatura otoczenia	10°C - 40°C
	wilgotność względna	do 85%
	wymiary	335 x 270 x 125 mm
	masa sterownika	3.5 kg

Główce ultradźwiękowe współpracujące z aparatem:

Typ sondy	Parametry
SU-1	1,33 cm ² / 1MHz i 3,3MHz
SU-5	5 cm ² / 1MHz i 3,3MHz

<i>Sondy laserowe współpracujące z aparatem:</i>	Typ sondy	Parametry	Tryby pracy
	S-1N	50 mW / 905 nm	impulsowy - duża moc impulsu (50W)
	S-2N	40 mW / 660 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
	S-3N	400 mW / 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
	SP-1	360 mW / 660 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
	SP-2	840 mW / 660 nm i 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy
	SP-3	1440 mW / 808 nm	ciągły i impulsowy z regulacją mocy

Dane techniczne laserowych sond punktowych:

Typ sondy	S-1N	S-2N	S-3N
długość fali świetlnej:	905 nm	660 nm	808 nm
moc impulsu:	50 W	40 mW	400 mW
częstotliwość	5-5000Hz	5-9999Hz	5-9999Hz
moc średnia	(0,1-50)mW	(1-40)mW	(1-400)mW
energia impulsu	10 µJ	---	---
szerokość impulsu	200ns	---	---

Dane techniczne laserowych sond wielodiodowych:	Typ sondy:	SP-1	SP-2	SP-3
	długość fali świetlnej:	660 nm	660 nm / 808 nm	808 nm
	liczba diod	9	5/4	9
	moc jednej diody	40 mW	40 mW / 160 mW	160 mW
	moc całkowita	360 mW	840 mW	1440 mW
	częstotliwość	5-9999Hz	5-9999Hz	5-9999Hz
	powierzchnia zabiegu	50 cm ²	50 cm ²	50 cm ²

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowice ultradźwiękowe EE: brak , Głowica ultradźwiękowa SU-1 (+ 1 200,00 zł) , Głowica ultradźwiękowa SU-5 (+ 1 200,00 zł) , Automatyczna głowica do zabiegów ultradźwiękowych (+ 5 100,00 zł)

Sondy prysznicowe EE: brak , Sonda prysznicowa SP-1B - czerwona (+ 5 100,00 zł) , Sonda prysznicowa SP-2B - dwukolorowa (+ 5 700,00 zł) , Sonda prysznicowa SP-3 - podczerwona (+ 5 900,00 zł)

Sonda punktowa EE: brak , Sonda S-1N praca impulsowa (+ 3 600,00 zł) , Sonda S-2N praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 2 750,00 zł) , Sonda S-2B praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 3 000,00 zł) , Sonda S-3N praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy (+ 3 400,00 zł)

Okulary ochronne EE: brak , Okulary ochronne LT-1 sztuka (+ 550,00 zł) , Okulary ochronne LT-2 sztuki (+ 1 000,00 zł)

Stolik pod aparaty: BRAK , Stolik pod aparaty SM-1 (+ 1 400,00 zł) , Stolik pod aparaty SM-2 (+ 1 750,00 zł)

Statyw do aplikatora EE: brak , statyw do aplikatora duży (+ 550,00 zł) , statyw do aplikatora mały (+ 300,00 zł)