

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aplikator-plaski-podwojny-app-100-p-948.html>



Aplikator płaski podwójny APP-100

Cena brutto	1 400,00 zł
Cena netto	1 296,30 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-EE-APP-100

Opis produktu

Produkt z kategorii: aplikator pola magnetycznego

Aplikator pola magnetycznego współpracuje z takimi aparatami do magnetoterapii jak Magnetronic MF-12 i MF-24.

Jego konstrukcja składa się z dwóch cewek, które generują pole magnetyczne. Mogą one być stosowane osobno w dwóch miejscach zabiegowych lub wykorzystując efekt superpozycji jednocześnie na jednym obszarze (np. pojedynczym stawie). Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pole wytwarzane przez każdą z cewek ulega nałożeniu, a co za tym idzie przestrzeń jest efektywniej objęta zabiegiem. Ponadto w przypadku małej odległości między cewkami następuje nawet zwiększenie pola magnetycznego.

Cewki przypominają swoim wyglądem poduszkę w kształcie dysku. Jeżeli istnieje taka potrzeba aplikator może być stabilizowany za pomocą opasek, które załączone są w zestawie.

Dane techniczne:

Natężenie pola magnetycznego: 10mT

Masa jednej cewki: 2 kg

Wymiary jednej cewki: średnica: 21cm, grubość: 5,5cm.

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.