

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 06:05

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aplikator-plaski-pojedynczy-ap-100-p-949.html>

Aplikator płaski pojedynczy AP-100



Cena brutto	770,00 zł
Cena netto	712,96 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-EE-AP-100

Opis produktu

Produkt z kategorii: aplikator pola magnetycznego

Aplikator pola magnetycznego współpracuje z takimi aparatami do magnetoterapii jak Magnetronic MF-12 i MF-24.

Jego konstrukcja składa się z cewki, która generuje pole magnetyczne.

Cewka przypomina swoim wyglądem poduszkę w kształcie dysku. Jeżeli istnieje taka potrzeba aplikator może być stabilizowany za pomocą szerokich opasek, które załączone są w zestawie.

Dane techniczne:

Natężenie pola magnetycznego: 10mT

Masa cewki: 2 kg

Wymiary cewki: średnica: 21cm, grubość: 5,5cm.

Produkt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.