

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aquapompa-zamkniety-obieg-wody-p-2318.html>



Aquapompa - Zamknięty Obieg Wody

Cena brutto	4 450,00 zł
Cena netto	3 617,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-KSS-AQ
Kod producenta	SM-AQ

Opis produktu

Aquapompa - Zamknięty Obieg Wody do Aquavibron

Aquapompa to nowoczesne urządzenie wspierające pracę aparatu Aquavibron. Dzięki zamkniętemu obiegowi wody pozwala korzystać z masażu mechanicznego Aquavibron bez podłączania do instalacji wodno-kanalizacyjnej. To ekologiczne, mobilne i w pełni kompatybilne rozwiązanie dla placówek medycznych, gabinetów rehabilitacji, sanatoriów i użytkowników prywatnych, którzy chcą cieszyć się masażem wibracyjnym Aquavibron w domu.

Cena nie obejmuje urządzenia Aquavibron.

3 kluczowe korzyści

- **Niezależność od sieci wodociągowej** – zamknięty obieg wody, wystarczy jedno napełnienie zbiornika.
- **Ekologiczna eksploatacja** – małe zużycie wody, brak ścieków, brak konieczności ciągłego podłączenia.
- **Mobilność i komfort** – niewielkie wymiary, cztery kółka z hamulcem i prosta obsługa.

Dla kogo / Nie dla kogo

Dla kogo:

- szpitale, sanatoria i kliniki rehabilitacji,
- gabinety fizjoterapii, odnowy biologicznej i masażu,
- osoby prywatne korzystające z urządzenia Aquavibron domowy,
- masażyści i terapeuci poszukujący wygodnej alternatywy dla połączeń wodociągowych.

Nie dla kogo:

- osób, które nie posiadają [aparatu Aquavibron](#),
- użytkowników oczekujących ręcznego masażera,
- osób bez dostępu do gniazdka 230 V.

Możliwości użycia

--> Rehabilitacja po urazach – Aquapompa wspiera masaż mechaniczny Aquavibron, poprawiający krążenie i regenerację tkanek.

--> Sanatorium lub SPA – aquavibron z Aquapompą to sprawdzony zestaw do terapii wibracyjnej i wodno-mechanicznej,

stosowany w odnowie biologicznej.

-->> Aquavibron w domu – dzięki Aquapompie użytkownik prywatny zyskuje pełną funkcjonalność aparatu bez konieczności instalacji wodnej.

Porównanie: Aquapompa vs. podłączenie do sieci

- Aquapompa – wystarczy jedno napełnienie, urządzenie działa w zamkniętym obiegu wody, mobilne i ekologiczne, nie generuje ścieków.
- Tradycyjne podłączenie – wymaga stałego dostępu do wody i odpływu, ograniczona mobilność, większe zużycie wody.

Dobór wariantu / rozmiaru

Aquapompa dostępna jest w jednym wariantcie, zaprojektowanym specjalnie do współpracy z urządzeniem Aquavibron. Nie wymaga dodatkowych adapterów ani modyfikacji.

Montaż w 3 krokach

- Ustaw Aquapompę w wybranym miejscu i zablokuj kółka hamulcem.
- Napełnij zbiornik wodą (10 l).
- Podłącz urządzenie Aquavibron i rozpocznij masaż wibracyjny.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

- Wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy – ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- Przeznaczona do pracy w suchych pomieszczeniach.
- Upewnij się, że kółka są zablokowane przed użyciem.
- Nie stosować masażu Aquavibron u osób z przeciwwskazaniami (zakrzepica, świeże urazy, aktywne nowotwory).

Pielęgnacja

1. Wodę w zbiorniku wymieniaj co kilka dni lub częściej przy intensywnej pracy.
2. Obudowę czyść wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem.
3. Regularnie sprawdzaj przewody i mechanizm hamulców kółek.

Dowody jakości / certyfikacje

Certyfikat CE – bezpieczeństwo użytkowania.

Zgodność z europejskimi normami medycznymi i elektrycznymi.

Klinicznie sprawdzona kompatybilność z urządzeniem Aquavibron.

Parametry techniczne

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 96,5 × 55,5 × 45,5 cm
- Waga: 50 kg
- Pojemność zbiornika: 10 l
- Pobór mocy (max): 0,37 kW
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Mobilność: 4 kółka z hamulcem
- Zabezpieczenie elektryczne: wyłącznik różnicowo-prądowy

Akcesoria / kompatybilność

- Kompatybilna z urządzeniem Aquavibron oraz jego głowicami masażowymi.
- Nie wymaga dodatkowych adapterów ani akcesoriów.
- Tworzy kompletny zestaw: Aquapompa + Aquavibron = masaż wodno-mechaniczny w zamkniętym obiegu.

Najczęstsze pytania (FAQ)

1. Czy Aquapompę można używać samodzielnie?

Nie, działa wyłącznie z aparatem Aquavibron.

2. Jak długo działa jedno napełnienie zbiornika?

Wystarcza na wiele sesji masażu – woda krąży w zamkniętym obiegu.

3. Czy Aquapompa nadaje się do użytku domowego?

Tak, to idealne rozwiązanie dla osób posiadających aquavibron domowy.

4. Czy urządzenie jest głośne?

Pracuje cicho – nadaje się do gabinetów rehabilitacji i użytku domowego.

5. Czy Aquapompa jest ekologiczna?

Tak, nie generuje ścieków i zużywa jedynie niewielką ilość wody.

☐☐ Zamów Aquapompę i korzystaj z pełnych możliwości masażu wibracyjnego Aquavibron – w domu, gabinecie i w placówce medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zakup AQUAVIBRON: Nie , Tak (+ 660,00 zł)