

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aquavibron-p-198.html>



Aquavibron – aparat do masażu wodnego i wibracyjnego

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	666,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-MM-AQV
Kod producenta	SM-AQ

Opis produktu

Do czego służy Aquavibron i kiedy warto go wybrać?

Aquavibron to aparat do masażu wodnego i wibracyjnego, przeznaczony do wykonywania masażu na sucho oraz w wodzie. Urządzenie wykorzystuje przepływ wody wodociągowej, dzięki czemu nie wymaga zasilania elektrycznego. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które szukają klasycznego urządzenia do masażu, relaksu, regeneracji mięśni oraz wsparcia codziennej profilaktyki ruchowej.

Aparat może być używany w warunkach domowych, w gabinetach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz miejscach, gdzie potrzebne jest proste w obsłudze urządzenie do masażu wodno-wibracyjnego. Dzięki wymiennym membranom można dobrać rodzaj masażu do wybranej partii ciała oraz oczekiwanego poziomu intensywności.

Dlaczego warto wybrać Aquavibron?

- **masaż na sucho i w wodzie** – możliwość stosowania w wannie, brodziku, przy łóżku, na krześle lub stole zabiegowym,
- **bez zasilania elektrycznego** – urządzenie działa dzięki przepływowi wody z kranu,
- **regulacja intensywności masażu** – siłę drgań można kontrolować przepływem wody,
- **zestaw membran masujących** – różne końcówki pozwalają dopasować masaż do większych i mniejszych partii ciała,
- **prosta obsługa** – urządzenie nie wymaga specjalistycznego przygotowania,
- **zastosowanie domowe i gabinetowe** – sprawdzi się zarówno u użytkowników indywidualnych, jak i w placówkach,
- **kompaktowa konstrukcja** – aparat jest lekki, poręczny i łatwy do przechowywania.

Aquavibron do masażu na sucho i w wodzie

Aquavibron może być stosowany w kąpeli oraz poza wodą. Woda bardzo dobrze przenosi drgania membrany, dlatego masaż wodny jest odczuwalny jako głęboki, równomierny i relaksujący. Urządzenie można wykorzystać m.in. w wannie, brodziku, łaźni, basenie lub przy klasycznym masażu wybranych partii ciała.

W masażu na sucho aparat można stosować np. na plecy, kark, barki, nogi, stopy, dłonie lub okolice wymagające rozluźnienia mięśniowego. W zależności od użytej membrany masaż może być delikatniejszy, punktowy albo bardziej intensywny.

Dla kogo jest aparat Aquavibron?

Aquavibron będzie dobrym wyborem dla osób, które szukają urządzenia do masażu wodno-wibracyjnego do domu, gabinetu lub ośrodka rehabilitacyjnego. Sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy zależy Ci na prostym urządzeniu do rozluźnienia mięśni,

masażu po wysiłku, masażu relaksacyjnego, wsparcia regeneracji oraz codziennego komfortu ruchowego.

To urządzenie może być używane przez osoby aktywne fizycznie, seniorów, opiekunów, osoby po intensywnym wysiłku, a także przez gabinety, które chcą uzupełnić wyposażenie o aparat do klasycznego masażu wodnego i wibracyjnego.

Jak działa Aquavibron?

Aparat podłącza się do kranu z wodą. Przepływająca woda wprawia membranę w drgania, które są przenoszone na masowaną część ciała. Intensywność pracy można regulować poprzez zmianę przepływu wody. Dzięki temu użytkownik może dobrać siłę masażu do własnych preferencji oraz wybranej partii ciała.

Aquavibron nie wymaga prądu, ładowania ani baterii. Jest to rozwiązanie mechaniczne, proste w obsłudze i wygodne w codziennym użytkowaniu.

Co znajduje się w zestawie Aquavibron?

- aparat Aquavibron z głowicą wibracyjną,
- dwa węże,
- tuleja z rozdzielaczem,
- metalowy króciec do podłączenia do kranu,
- gumowa rurka odprowadzająca wodę,
- zestaw membran masujących,
- uszczelniacze do kranów o różnych średnicach,
- opakowanie,
- książeczki/instrukcje dotyczące użytkowania aparatu.

Dane techniczne Aquavibron

Rodzaj urządzenia	aparat do masażu wodnego i wibracyjnego
Sposób działania	drgania membrany wywoływane przepływem wody
Zasilanie	bez prądu, bez baterii, bez ładowania
Regulacja intensywności	przez zmianę przepływu wody
Ciężar aparatu	ok. 0,4 kg
Długość węży	ok. 1,5 m
Zużycie wody	ok. 1-5 l/min, zależnie od intensywności pracy
Podłączenie	do kranów o różnych kształtach i średnicach
Zastosowanie	masaż na sucho i w wodzie
Gwarancja	12 miesięcy

Membrany masujące do Aquavibronu

W zestawie znajdują się membrany masujące, które pozwalają dobrać charakter masażu do potrzeb użytkownika. Różne kształty membran umożliwiają masaż większych powierzchni, mniejszych partii ciała, masaż punktowy oraz masaż o bardziej intensywnym działaniu.

- **membrany płaskie** – do klasycznego masażu wybranych partii ciała,
- **membrany z wypustkami** – do intensywniejszego masażu,
- **membrany grzebieniowe** – do masażu większych powierzchni,
- **membrana stożkowa** – do masażu punktowego,
- **membrany kulkowe** – do mocniejszego oddziaływania na wybraną okolicę.

Aquavibron czy mata do hydromasażu?

Aquavibron działa inaczej niż klasyczna mata do hydromasażu. Mata najczęściej masuje większą powierzchnię ciała poprzez bąbelki powietrza lub wibracje rozłożone na całej powierzchni. Aquavibron pozwala natomiast skierować masaż dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – np. na kark, plecy, nogi, stopy, barki lub wybrany punkt.

Jeżeli szukasz urządzenia do precyzyjnego masażu wodno-wibracyjnego, Aquavibron będzie lepszym wyborem. Jeżeli zależy Ci bardziej na ogólnym relaksie w wannie, sprawdź również kategorię [maty do hydromasażu](#).

Do domu, gabinetu i rehabilitacji

Aquavibron może być stosowany jako urządzenie do masażu domowego oraz jako element wyposażenia gabinetu. Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest proste, trwałe i łatwe w obsłudze urządzenie do masażu wodnego i wibracyjnego.

Jeżeli szukasz podobnych produktów, zobacz także kategorię [masażery i urządzenia do masażu](#) oraz [inne urządzenia do](#)

[masażu.](#)

Dlaczego warto kupić Aquavibron w Salemed?

- otrzymujesz kompletny zestaw z membranami i elementami montażowymi,
- produkt jest opisany pod kątem praktycznego zastosowania,
- możesz zamówić produkt do domu, gabinetu lub placówki,
- do zakupu wystawiamy paragon lub fakturę VAT,
- w razie pytań możesz skontaktować się ze sklepem przed zakupem.

Aquavibron to dobry wybór dla osób, które chcą kupić klasyczny aparat do masażu wodnego i wibracyjnego z wymiennymi membranami, prostą obsługą i możliwością stosowania zarówno na sucho, jak i w wodzie.

FAQ – najczęstsze pytania o Aquavibron

Czym jest Aquavibron?

Aquavibron to aparat do masażu wodnego i wibracyjnego. Urządzenie działa dzięki przepływowi wody, który wprawia membranę masującą w drgania.

Czy Aquavibron wymaga prądu?

Nie. Aquavibron nie wymaga zasilania elektrycznego, baterii ani ładowania. Do pracy wykorzystuje przepływ wody z kranu.

Czy Aquavibron można stosować w domu?

Tak. Aquavibron może być używany w warunkach domowych, np. w wannie, brodziku lub poza wodą do masażu wybranych partii ciała.

Co znajduje się w zestawie Aquavibron?

W zestawie znajduje się aparat Aquavibron, węże, elementy do podłączenia do kranu, gumowa rurka odprowadzająca wodę, uszczelniacze oraz membrany masujące.

Czym Aquavibron różni się od maty do hydromasażu?

Mata do hydromasażu działa zwykle na większą powierzchnię ciała. Aquavibron pozwala wykonać bardziej precyzyjny masaż wybranej partii, np. karku, pleców, nóg, barków lub stóp.

Czy intensywność masażu można regulować?

Tak. Intensywność masażu reguluje się przez zmianę przepływu wody. Im większy przepływ, tym mocniejsze drgania membrany.