

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-kosmetyczny-z-szuflada-i-szafka-p-2075.html>



Asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką

Cena brutto	2 490,00 zł
Cena netto	2 024,39 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1220
Kod producenta	AS-1220-PM_-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką to mobilny pomocnik medyczny na kółkach, przeznaczony do organizacji akcesoriów, materiałów i drobnego wyposażenia w gabinecie medycznym, zabiegowym, stomatologicznym, kosmetycznym lub laboratoryjnym. Model łączy **1 szufladę** na drobne akcesoria z **1 zamykaną szafką** na większe elementy wyposażenia.

AS-1220 sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy asystor medyczny z praktycznym podziałem przestrzeni. Górna szuflada ułatwia szybki dostęp do często używanych materiałów, a dolna szafka pozwala przechowywać wyposażenie w sposób bardziej uporządkowany i dyskretny.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji kolorystycznej.

Asystor z szufladą i szafką do gabinetu medycznego lub kosmetycznego

Model AS-1220 może pełnić funkcję **asystora medycznego z szufladą i szafką**, mobilnego pomocnika zabiegowego oraz praktycznego asystora do gabinetu kosmetycznego. Połączenie szuflady i zamykanej szafki pozwala wygodnie rozdzielić drobne akcesoria od większych materiałów lub wyposażenia pomocniczego.

Układ: 1 szuflada i 1 szafka

Najważniejszą cechą modelu AS-1220 jest połączenie górnej szuflady z dolną szafką. Szuflada z systemem cichego domykania ułatwia przechowywanie drobnych akcesoriów, natomiast szafka z drzwiczkami daje miejsce na większe elementy, które powinny pozostać uporządkowane i schowane.

Wysokość frontu szuflady wynosi **120 mm**, a wysokość części szafki z drzwiczkami **365 mm**. Powierzchnia użytkowa szuflady ma **360 x 330 x 90 mm**, co pozwala wygodnie uporządkować wyposażenie używane podczas codziennej pracy.

Mobilna podstawa z 3 blokadami

Asystor medyczny ALUMED AS-1220 został osadzony na lakierowanej proszkowo, pięcioramiennej podstawie o średnicy **600 mm**. Koła o średnicy **55 mm** ułatwiają przesuwanie mebla, a **3 koła z blokadą** pomagają ustabilizować asystor w wybranym miejscu pracy.

Owalna forma bez ostrych kątów dobrze wpisuje się w wyposażenie gabinetów, w których liczy się zarówno funkcjonalność, jak i estetyka stanowiska.

Dane techniczne asystora medycznego ALUMED AS-1220

Nazwa produktu	Asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką
Model	ALUMED AS-1220
Typ wyposażenia	mobilny asystor medyczny / pomocnik medyczny na kółkach
Przeznaczenie	gabinet medyczny, zabiegowy, stomatologiczny, kosmetyczny, laboratorium
Układ	1 szuflada i 1 szafka z drzwiczkami
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary zewnętrzne szafki	450 × 450 × 540 mm
Wysokość frontu szuflady	120 mm
Wysokość frontu szafki	365 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	360 × 330 × 90 mm
Stelaż	zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wypełnienie	płyta meblowa obustronnie laminowana
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna lakierowana proszkowo
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła o średnicy 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Opcje kolorystyczne	stelaż i fronty w kolorach RAL, płyty laminowane zgodnie z dostępnymi opcjami produktu
Numer katalogowy	SM-TMBY-AS-1220
Kod producenta	AS-1220-PM_-0000-K4.3
Czas realizacji	4-6 tygodni

Do jakich zastosowań sprawdzi się AS-1220?

Model AS-1220 sprawdzi się jako **asystor medyczny z szufladą i szafką** do gabinetów, w których potrzebna jest mobilna przestrzeń do przechowywania. Może pełnić funkcję pomocnika przy stanowisku lekarskim, zabiegowym, stomatologicznym, kosmetycznym lub laboratoryjnym.

- do organizacji drobnych akcesoriów w szufladzie,
- do przechowywania większych elementów w dolnej szafce,
- do pracy przy stanowisku medycznym, zabiegowym lub laboratoryjnym,
- do gabinetów, w których liczy się mobilność i szybki dostęp do wyposażenia,
- do placówek, które chcą dopasować kolorystykę mebla do wnętrza.

Personalizacja kolorystyczna

Asystor medyczny ALUMED AS-1220 jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych elementów dekoracyjnych według palety RAL oraz w różnych kolorach płyt laminowanych. Pozwala to dopasować wygląd mebla do aranżacji gabinetu, pracowni lub laboratorium.

Powiązane modele i kategorie

Zobacz również całą kategorię [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#). Jeżeli potrzebujesz innej konfiguracji, sprawdź także [asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową](#) oraz [asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#).

FAQ

Czy ALUMED AS-1220 to asystor medyczny z szufladą i szafką?

Tak. **Asystor medyczny ALUMED AS-1220** posiada **1 szufladę** oraz **1 dolną szafkę z drzwiczkami**. Taki układ pozwala oddzielić drobne akcesoria od większych materiałów i wyposażenia pomocniczego. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Do czego służy asystor medyczny ALUMED AS-1220?

Model AS-1220 służy do organizacji akcesoriów, materiałów i drobnego wyposażenia przy stanowisku pracy. Może pełnić funkcję **mobilnego pomocnika medycznego** w gabinecie medycznym, zabiegowym, stomatologicznym, kosmetycznym lub laboratoryjnym.

Czym AS-1220 różni się od asystora ALUMED AS-1110?

AS-1220 ma **1 szufladę i 1 szafkę**, dlatego sprawdzi się wtedy, gdy oprócz zamkniętej przestrzeni potrzebna jest osobna

szuflada na drobne akcesoria. Model AS-1110 ma przede wszystkim szafkę jednodrzwiową, bez dodatkowej szuflady. Do porównania zobacz [asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową](#).

Czy lepiej wybrać asystor z szafką czy asystor z szufladą i szafką?

Jeżeli potrzebujesz głównie zamykanej przestrzeni na większe wyposażenie, wystarczający może być model z samą szafką. Jeżeli chcesz oddzielić drobne akcesoria od większych materiałów, lepszym wyborem będzie **asystor medyczny z szufladą i szafką**, taki jak ALUMED AS-1220.

Czym AS-1220 różni się od asystora z 2 szufladami?

AS-1220 łączy szufladę z dolną szafką, dlatego daje więcej miejsca na większe elementy wyposażenia. Model z 2 szufladami lepiej sprawdzi się tam, gdzie najważniejsza jest segregacja drobnych akcesoriów w osobnych szufladach. Jeżeli potrzebujesz wariantu typowo szufladowego, porównaj go z produktem [asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#).

Czy AS-1220 nadaje się do gabinetu zabiegowego?

Tak. **Asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką** nadaje się do gabinetu zabiegowego, ponieważ umożliwia przechowywanie drobnych materiałów w szufladzie oraz większych akcesoriów w dolnej szafce. Mobilna podstawa ułatwia ustawienie mebla przy stanowisku pracy.

Czy ten model może pełnić funkcję asystora kosmetycznego?

Tak. AS-1220 może być wykorzystywany również jako **asystor kosmetyczny z szufladą i szafką**, szczególnie w gabinetach, w których potrzebne jest miejsce na drobne akcesoria, preparaty, materiały jednorazowe i większe elementy wyposażenia pomocniczego.

Czy asystor medyczny AS-1220 jest mobilny?

Tak. Produkt posiada pięcioramienną podstawę jezdną o średnicy **600 mm** oraz podwójne koła o średnicy **55 mm**. **3 koła z blokadą** pomagają ustabilizować asystor w wybranym miejscu pracy.

Jaką wysokość ma asystor medyczny ALUMED AS-1220?

Wysokość całkowita asystora medycznego ALUMED AS-1220 wynosi **800 mm**. To praktyczna wysokość do pracy przy stanowisku medycznym, zabiegowym, stomatologicznym, kosmetycznym lub laboratoryjnym.

Czy AS-1220 ma dużo miejsca do przechowywania?

Tak. Model posiada szufladę na drobne akcesoria oraz dolną szafkę na większe materiały lub wyposażenie pomocnicze. Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej liczby szuflad do segregacji, sprawdź także [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#).

Czy lepiej wybrać AS-1220 czy asystor narzędziowy z 2 szufladami?

AS-1220 będzie lepszy, jeśli potrzebujesz połączenia szuflady i zamykanej szafki. Jeżeli najważniejsze są dwie osobne szuflady oraz blat pomocniczy do pracy z narzędziami, warto porównać go z produktem [asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami](#).

Czy asystor ALUMED AS-1220 pasuje do laboratorium?

Tak. Model może być stosowany również jako **asystor laboratoryjny na kółkach**, jeżeli w pracowni potrzebny jest mobilny mebel pomocniczy z miejscem na drobne akcesoria, dokumentację, materiały lub wyposażenie podręczne.

Czy można wybrać kolor asystora?

Tak. Asystor medyczny ALUMED AS-1220 jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych elementów dekoracyjnych według palety RAL oraz w różnych kolorach płyt laminowanych. Dzięki temu można dopasować wygląd mebla do gabinetu, pracowni lub laboratorium.

Czy AS-1220 można traktować jako stół pomocniczy?

Tak. Ze względu na mobilną konstrukcję, szufladę i szafkę model może pełnić funkcję praktycznego stoika pomocniczego do gabinetu. Szerszą grupę podobnych rozwiązań znajdziesz w kategorii [stoiki wielofunkcyjne medyczne](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy

zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz wybór wariantu kolorystycznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące