

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-medyczny-z-szafka-p-2074.html>

## Asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową i zamkiem

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 185,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1 776,42 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-AS-1110</b>       |
| Kod producenta   | <b>AS-1110-PM_-0000-K4.3</b> |

### Opis produktu

**Asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową i zamkiem** to mobilny mebel pomocniczy na kółkach, przeznaczony do gabinetów lekarskich, zabiegowych, diagnostycznych oraz punktów badań. Model posiada **1 zamykaną szafkę jednodrzwiową**, dlatego sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest uporządkowane i bezpieczne przechowywanie akcesoriów, materiałów medycznych oraz drobnego wyposażenia pomocniczego.

Asystor ALUMED AS-1110 ma wysokość całkowitą **800 mm**, szafkę o wymiarach **450 x 450 x 540 mm** oraz mobilną podstawę jezdną. Dzięki kołom, w tym **3 kołom z blokadą**, może być wygodnie ustawiany przy stanowisku pracy w gabinecie medycznym lub zabiegowym.

**Produkt dostępny na zamówienie.** Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji kolorystycznej.

### Mobilna szafka medyczna na kółkach do gabinetu

Model ALUMED AS-1110 może pełnić funkcję **mobilnej szafki medycznej na kółkach**. Zamykana szafka jednodrzwiowa ułatwia przechowywanie wyposażenia pomocniczego, a podstawa jezdna pozwala wygodnie przestawiać asystor w obrębie stanowiska pracy. To praktyczne rozwiązanie do gabinetów, w których liczy się porządek, mobilność i szybki dostęp do potrzebnych akcesoriów.

### Dane techniczne asystora medycznego ALUMED AS-1110

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu</b>     | Asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką jednodrzwiową i zamkiem                                    |
| <b>Model</b>              | ALUMED AS-1110                                                                                      |
| <b>Typ wyposażenia</b>    | mobilny asystor medyczny / szafka medyczna na kółkach                                               |
| <b>Przeznaczenie</b>      | gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet diagnostyczny, punkt badań, placówka medyczna          |
| <b>Rodzaj konstrukcji</b> | asystor medyczny z zamykaną szafką jednodrzwiową                                                    |
| <b>Liczba szafek</b>      | 1 szafka jednodrzwiowa                                                                              |
| <b>Zamek</b>              | tak, szafka zamykana na zamek                                                                       |
| <b>Wysokość całkowita</b> | 800 mm                                                                                              |
| <b>Wymiary szafki</b>     | 450 x 450 x 540 mm                                                                                  |
| <b>Podstawa</b>           | mobilna podstawa jezdna na kółkach                                                                  |
| <b>Koła</b>               | koła jezdne, w tym 3 koła z blokadą                                                                 |
| <b>Funkcja produktu</b>   | mobilny mebel pomocniczy do przechowywania akcesoriów, materiałów i drobnego wyposażenia medycznego |

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Charakter użytkowania</b>      | asystor do pracy przy stanowisku medycznym, zabiegowym lub diagnostycznym       |
| <b>Konfiguracja kolorystyczna</b> | możliwość wyboru wariantu kolorystycznego zgodnie z dostępnymi opcjami produktu |
| <b>Dostępność</b>                 | produkt dostępny na zamówienie                                                  |
| <b>Czas realizacji</b>            | 4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji                                  |

## Cechy konstrukcyjne i użytkowe

- 1 szafka jednodrzwiowa z zamkiem,
- kompaktowa konstrukcja do codziennej pracy w gabinecie,
- stelaż z aluminiowych profili zamkniętych i złączek ABS,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo,
- podwójne koła o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą,
- możliwość dopasowania kolorystyki.

## Kolorystyka i warunki cenowe

Cena podstawowa obowiązuje dla wybranych kolorów płyt z I grupy cenowej. Wybrane kolory z II grupy cenowej dostępne są za dopłatą 10%.

## Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co stanowi ważny element standardu wykonania i potwierdza profesjonalne podejście do wytwarzania wyposażenia medycznego.

## Zastosowanie asystora medycznego ALUMED AS-1110

**Asystor medyczny ALUMED AS-1110 z szafką** sprawdzi się w gabinetach lekarskich, zabiegowych, diagnostycznych, punktach pobrań, gabinetach pielęgniarских oraz innych placówkach medycznych, w których potrzebny jest mobilny mebel pomocniczy z zamykaną przestrzenią do przechowywania.

- gabinet lekarski,
- gabinet zabiegowy,
- gabinet diagnostyczny,
- punkt badań lub punkt pobrań,
- placówka medyczna, przychodnia lub poradnia,
- pomocnicze stanowisko do organizacji akcesoriów i materiałów.

Jeżeli szukasz innej konfiguracji, zobacz także [asystory medyczne dostępne w kategorii](#).

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy asystor ALUMED AS-1110 ma zamek?

Tak. Model ALUMED AS-1110 został wyposażony w **1 szafkę jednodrzwiową z zamkiem**, co ułatwia uporządkowanie i zabezpieczenie przechowywanej zawartości.

### Jakie są wymiary asystora medycznego ALUMED AS-1110?

Wysokość całkowita wynosi **800 mm**, średnica podstawy **600 mm**, a wymiary szafki jednodrzwiowej to **450 x 450 x 540 mm**.

### Czy asystor medyczny ALUMED AS-1110 ma koła z blokadą?

Asystor został wyposażony w podwójne koła o średnicy **55 mm**, z czego **3 koła posiadają blokadę**.

### Z czego wykonany jest asystor medyczny z szafką?

Konstrukcja obejmuje **stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS**, a wypełnienie wykonano z **płyty meblowej obustronnie laminowanej**.

---

## Czy można wybrać kolor stelaża i płyty?

Tak. Stelaż i podstawa mogą być wykończone według palety RAL, a płyta laminowana dostępna jest w wariantach z I oraz II grupy cenowej.

## Czy asystor ALUMED AS-1110 jest produkowany zgodnie z ISO 13485?

Producent pracuje w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**, a produkcja prowadzona jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**.

## Czy ALUMED AS-1110 może pełnić funkcję szafki medycznej na kółkach?

Tak. Model ALUMED AS-1110 ma zamykaną szafkę jednodrzwiową oraz mobilną podstawę na kołach, dlatego może być wykorzystywany jako szafka medyczna na kółkach do przechowywania wyposażenia pomocniczego.

## Do jakiego gabinetu pasuje asystor medyczny z szafką?

Asystor z szafką sprawdzi się w gabinecie lekarskim, zabiegowym, diagnostycznym, punkcie badań oraz w placówkach, w których potrzebny jest mobilny mebel pomocniczy z zamykaną przestrzenią do przechowywania.

## Czym różni się AS-1110 od AS-1220?

Model AS-1110 posiada 1 szafkę jednodrzwiową z zamkiem. Model AS-1220 ma układ łączący szufladę i szafkę, dlatego będzie lepszy tam, gdzie oprócz zamykanej przestrzeni potrzebna jest także osobna szuflada na drobne akcesoria.

Więcej podobnych modeli znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor stelaża TMBY:** RAL 9003-biały, RAL RAL9001-kremowy, RAL 1013, RAL 1015, RAL 1018, RAL 3015, RAL 3000, RAL 1034, RAL 2008, RAL 5021, RAL 6033, RAL 6027, RAL 6019, RAL 6018, RAL 5012, RAL 5017, RAL 5002, RAL 9006, RAL 7035

**Kolor płyty laminowanej TMBY:** brak, Biel alpejska, Dąb elegance, Jasny szary, Kość słoniowa, Olcha, Sosna loft biała, Beżowy (+ 10.00%), Zieleń mamba (+ 10.00%), Żółty (+ 10.00%), Pomarańczowy (+ 10.00%), Cappuccino (+ 10.00%), Czerwień chilli (+ 10.00%), Niebieski (+ 10.00%), Jasny niebieski (+ 10.00%), Pastelowy niebieski (+ 10.00%), Jasny różowy (+ 10.00%), Morelowy (+ 10.00%)

**Kolor podstawy TMBY:** RAL 9001, RAL 9003

**Wydłużona gwarancja:** Nie, TAK 24 miesiące