

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-narzedziowy-p-2061.html>

Asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami i blatem z pogłębieniem

Cena brutto	2 580,00 zł
Cena netto	2 388,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-03ST
Kod producenta	A-01-S(2)-ST-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor narzędziowy z 2 szufladami – funkcjonalny stolik wielofunkcyjny do gabinetu

Asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami i blatem z pogłębieniem to mobilny stolik wielofunkcyjny przeznaczony do organizacji narzędzi, akcesoriów i wyposażenia pomocniczego w gabinetach medycznych, zabiegowych, stomatologicznych oraz pracowniach specjalistycznych. Model posiada **2 szuflady**, **stalowy blat lakierowany proszkowo z pogłębieniem** oraz **pole odkładcze 400 x 400 mm**, które ułatwia codzienną pracę przy stanowisku zabiegowym.

Konstrukcja oparta na pięcioramiennej podstawie jezdnej zapewnia stabilność i mobilność. Podwójne koła o średnicy **55 mm**, w tym **3 koła z blokadą**, pozwalają wygodnie ustawić asystor przy fotelu zabiegowym, stanowisku lekarskim lub miejscu przygotowania narzędzi.

Stolik wielofunkcyjny medyczny z 2 szufladami

Produkt może pełnić funkcję **stolika wielofunkcyjnego medycznego**, **asystora zabiegowego** oraz mobilnego pomocnika do organizacji narzędzi. Dzięki szufladom, pogłębionemu blatowi i polu odkładczemu sprawdzi się w miejscach, gdzie potrzebne jest szybkie odkładanie akcesoriów oraz uporządkowane przechowywanie drobnego wyposażenia.

Najważniejsze cechy modelu

- 2 szuflady z wysokością frontu **2 x 130 mm**,
- blat stalowy lakierowany proszkowo na białe **z pogłębieniem**,
- górna część korpusu z **połem odkładczym 400 x 400 mm**,
- szafka i podstawa wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na białe,
- pięcioramienna podstawa zapewniająca stabilność podczas pracy,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy **55 mm**,
- **3 koła z blokadą** ułatwiające ustawienie asystora w wybranym miejscu.

Dane techniczne asystora medycznego narzędziowego

Nazwa produktu	Asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami i blatem z pogłębieniem
Typ wyposażenia	mobilny asystor medyczny / stolik wielofunkcyjny medyczny
Przeznaczenie	gabinet medyczny, zabiegowy, stomatologiczny, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	2 szuflady

Wysokość frontów szuflad	2 × 130 mm
Błat	stalowy blat lakierowany proszkowo na biało z pogłębieniem
Pole odkładcze	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 × 450 × 284 mm
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego, średnica 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Materiał	stal lakierowana proszkowo na biało
Kolor frontów	możliwość wyboru koloru RAL zgodnie z dostępnymi opcjami produktu
Funkcja produktu	mobilny asystor do przechowywania narzędzi, akcesoriów i drobnego wyposażenia pomocniczego
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Dla kogo będzie odpowiedni ten asystor?

Ten model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność, łatwy dostęp do zawartości szuflad i wygodna powierzchnia odkładcza. Dzięki kompaktowej konstrukcji asystor pomaga utrzymać porządek na stanowisku pracy i usprawnia organizację niezbędnych narzędzi.

Jeżeli porównujesz różne modele z tej grupy, zobacz także [asystory medyczne](#). W ofercie dostępne są również [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#) dla placówek, które szukają wariantów o innym rodzaju wykończenia.

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy ten produkt może pełnić funkcję asystora medycznego?

Tak. **Asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami** może być wykorzystywany jako mobilny mebel pomocniczy do organizacji narzędzi, akcesoriów i drobnego wyposażenia w gabinecie. Dzięki 2 szufladom, blatowi z pogłębieniem oraz podstawie jezdnej sprawdzi się jako praktyczny element wyposażenia stanowiska medycznego, zabiegowego lub specjalistycznego. Więcej podobnych modeli znajduje się w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor narzędziowy z 2 szufladami nadaje się do gabinetu zabiegowego?

Tak. Model z 2 szufladami, polem odkładczym **400 × 400 mm** i blatem z pogłębieniem dobrze sprawdzi się w gabinecie zabiegowym, lekarskim, stomatologicznym oraz w pracowni specjalistycznej. Jeżeli potrzebny jest produkt typowo do segregacji narzędzi w szufladach, warto porównać go również z modelem [asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#).

Czym różni się asystor narzędziowy od zwykłego stolika medycznego?

Asystor narzędziowy ma nie tylko powierzchnię roboczą, ale także **2 szuflady do przechowywania akcesoriów** oraz blat z pogłębieniem, który ułatwia odkładanie drobnego wyposażenia. Zwykły stolik medyczny często pełni głównie funkcję powierzchni odkładczej. Jeżeli szukasz prostszych rozwiązań bez szuflad, zobacz także kategorię [stoliki zabiegowe](#).

Czy blat z pogłębieniem ułatwia pracę z narzędziami?

Tak. **Blat z pogłębieniem** pomaga utrzymać porządek na powierzchni roboczej i ułatwia odkładanie drobnych akcesoriów podczas pracy. W połączeniu z polem odkładczym 400 × 400 mm oraz mobilną podstawą na kółkach produkt może pełnić funkcję praktycznego stolika pomocniczego przy stanowisku zabiegowym.

Czy ten model jest stolikiem wielofunkcyjnym medycznym?

Tak. Produkt można traktować jako **stolik wielofunkcyjny medyczny**, ponieważ łączy funkcję mobilnego blatu roboczego, szuflad do przechowywania i pomocniczego pola odkładczego. Jeżeli chcesz porównać go z innymi rozwiązaniami tego typu, sprawdź kategorię [stoliki wielofunkcyjne](#).

Czy lepiej wybrać ten asystor narzędziowy czy asystor ze stali kwasoodpornej?

Ten model będzie dobrym wyborem, gdy potrzebny jest **mobilny asystor medyczny z 2 szufladami**, blatem z pogłębieniem i możliwością dopasowania frontów kolorystycznych. Jeżeli priorytetem jest stal kwasoodporna i łatwe utrzymanie czystości w bardziej wymagającym środowisku, warto porównać go z produktem [asystor medyczny ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

Jaki asystor wybrać, jeśli potrzebna jest większa pojemność?

Jeżeli 2 szuflady są wystarczające, ten model będzie dobrym wyborem do organizacji podstawowego wyposażenia. Przy większej liczbie akcesoriów warto rozważyć pojemniejsze modele, na przykład [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#). Jeżeli oprócz szuflady potrzebna jest także zamykana szafka, dobrym porównaniem będzie [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#).

Czy asystor narzędziowy jest mobilny?

Tak. Produkt posiada pięcioramienną podstawę jezdnią oraz koła, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można wygodnie ustawić go przy stanowisku pracy, fotelu zabiegowym lub miejscu przygotowania narzędzi. Podobne mobilne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest realizowany zgodnie z konfiguracją wybraną na karcie produktu. Standardowy czas wysyłki wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy wyborze koloru frontów lub wariantu wykonania warto uwzględnić czas produkcji i przygotowania zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące