

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-narzedziowy-medyczny-p-1953.html>

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-003 – 2 szuflady i półka

Cena brutto	4 129,00 zł
Cena netto	3 823,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1 G-003
Kod producenta	G-03-S(1)PS(1)-45-90-AB S3-0000

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-003 to mobilny model przeznaczony do organizacji stanowiska pracy z aparaturą diagnostyczną, urządzeniami pomocniczymi oraz akcesoriami wykorzystywanymi w gabinetach, pracowniach i placówkach medycznych. Na Salemed może być wyszukiwany także jako **asystor narzędziowy medyczny**, jednak bazowa nazwa zgodna z danymi producenta to stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-003.

Najważniejszą cechą tego wariantu jest układ **2 szuflady i 1 półki 450 x 320 mm**. To właśnie ten układ odróżnia model K-1 G-003 od podobnych stolików z dwiema półkami, szafką 2-szufladową, wyciągnikiem do kabli i drenów albo wieszakiem kroplówki. Dzięki temu karta produktu jest precyzyjnie dopasowana do użytkowników, którzy szukają kompaktowego stolika aparaturowego z zamkniętym miejscem na akcesoria oraz wygodną półką roboczą.

Najważniejsze cechy modelu K-1 G-003

- układ: **2 szuflady + 1 półka 450 x 320 mm**,
- wysokość frontu szuflad: **2 x 130 mm**,
- **2 szyny instrumentalne** z zabezpieczonymi narożnikami,
- **1 listwa zasilająca**,
- **3 klipsy do przewodów**,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- regulacja wysokości położenia elementów oraz możliwość późniejszej rozbudowy,
- koła o średnicy **75 mm**, w tym **2 z blokadą**,
- fronty szuflad malowane na wybrany kolor RAL.

Wykonanie i funkcjonalność

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia szuflad i blatu oraz pozwala rozbudować stolik w przyszłości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepienie maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półka i szuflady są stalowe, lakierowane proszkowo na biało. Szuflady mają **ścięte narożniki**, a ich fronty mogą zostać wykonane w wybranym kolorze RAL. **Blat z pogłębieniem** poprawia bezpieczeństwo użytkowania i pomaga stabilnie ułożyć aparaturę lub akcesoria podczas pracy.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym została wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze

szarym.

Zastosowanie

Model K-1 G-003 sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba wygodnie rozdzielić urządzenie, przewody oraz drobne akcesoria medyczne. Półka może pełnić funkcję miejsca roboczego pod aparat lub wyposażenie pomocnicze, a dwie szuflady ułatwiają przechowywanie materiałów i drobnego osprzętu w uporządkowany sposób.

Dane techniczne

Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Model / numer katalogowy	K-1 G-003 / SM-TMBY-K-1 G-003
Kod producenta	G-03-S(1)PS(1)-45-90-ABS3-0000
Układ	1 x szuflada + 1 x półka 450 x 320 mm + 1 x szuflada
Wysokość frontu szuflad	2 x 130 mm
Wypożenie standardowe	2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1 x listwa zasilająca, 3 x klipsy do przewodów
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Regulacja / rozbudowa	Regulacja wysokości położenia elementów, możliwość rozbudowy bez wykonywania otworów
Zabezpieczenie kanałów	Maskownica ograniczająca gromadzenie się brudu
Półka i szuflady	Stal lakierowana proszkowo na biało
Fronty szuflad	Ścięte narożniki, kolor wg wzornika RAL
Błat	Z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, w tym 2 z blokadą
Wymiary stolika	550 x 435 x 900 mm
Wymiary półki	450 x 320 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400 x 270 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375 x 280 x 105 mm
Opcja kolorystyczna	Możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Powiązane kategorie i produkty

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) – zobacz pozostałe modele do gabinetów i pracowni.
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#) – jeśli szukasz innych mobilnych asystorów do organizacji stanowiska pracy.
- [Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-002](#) – wariant z 2 półkami i szafką 2-szufladową.
- [Stolik pod aparaturę medyczną G-006](#) – jeśli potrzebujesz modelu z wysięgnikiem do kabli i drenów.

FAQ

Czy stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-003 ma 2 szuflady i półkę?

Tak. Model K-1 G-003 ma układ: 1 szuflada + 1 półka 450 x 320 mm + 1 szuflada. To wariant przeznaczony dla placówek, które potrzebują mobilnego stolika z zamkniętym miejscem na akcesoria oraz dodatkową półką roboczą.

Jakie wyposażenie standardowe ma stolik K-1 G-003?

W standardzie model jest wyposażony w 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, 1 listwę zasilającą oraz 3 klipsy do przewodów. Taki zestaw ułatwia organizację stanowiska pracy z aparaturą medyczną i akcesoriami.

Czy wysokość położenia elementów w stoliku można regulować?

Tak. Stelaż z profilu aluminiowego posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia szuflad i blatu oraz daje możliwość późniejszej rozbudowy stolika bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary stolika pod aparaturę medyczną K-1 G-003?

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 550 x 435 x 900 mm. Półka ma wymiary 450 x 320 mm, a szuflada 450 x 320 x 155 mm. Powierzchnia użytkowa półki to 400 x 270 mm, a powierzchnia użytkowa szuflady 375 x 280 x 105 mm.

Czy stolik K-1 G-003 ma koła z blokadą?

Tak. Podstawa stolika została wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. Dzięki temu stolik można łatwo przemieszczać, a po ustawieniu unieruchomić w wybranym miejscu pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary