

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-stomatologiczny-as-3-3-szuflady-i-szklny-blat-p-3502.html>

Asystor stomatologiczny AS-3 – 3 szuflady i szklany blat

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 758,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	9 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-AS-3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny AS-3 to mobilna szafka pomocnicza przeznaczona do gabinetów stomatologicznych, w których liczy się szybki dostęp do narzędzi, materiałów i akcesoriów używanych przy stanowisku pracy. Model wyposażono w **3 szuflady**, **regulację wysokości** oraz **szklany blat**, dzięki czemu dobrze sprawdza się w codziennej organizacji pracy i utrzymaniu porządku w strefie zabiegowej.

Wyróżnikiem modelu AS-3 jest połączenie kompaktowej bryły z funkcjonalnością potrzebną w gabinecie: chromowana kolumna gazowa umożliwia zmianę wysokości, chromowana podstawa zapewnia stabilność, a kółka ułatwiają przemieszczanie asystora tam, gdzie jest aktualnie potrzebny. Szklany blat oraz gładkie elementy wykończeniowe wspierają łatwe utrzymanie powierzchni w czystości. Szuflady posiadają bezpieczne uchwyty niewystające poza bryłę mebla, a dolna szuflada jest większa od pozostałych, co ułatwia przechowywanie wyższych elementów wyposażenia.

Najważniejsze cechy modelu AS-3

- 3 szuflady do organizacji materiałów i narzędzi,
- dolna szuflada o większej wysokości,
- regulacja wysokości w zakresie od 840 do 1050 mm,
- szklany blat ułatwiający utrzymanie czystości,
- chromowana kolumna gazowa,
- chromowana podstawa o średnicy 650 mm,
- mobilna konstrukcja na kółkach,
- 2 kolory frontów i 2 kolory boków szafki.

Zastosowanie w gabinecie

Asystor stomatologiczny AS-3 został opracowany z myślą o placówkach stomatologicznych, ale może być wykorzystywany również w innych gabinetach lekarskich jako mobilna szafka pomocnicza. To dobry wybór tam, gdzie potrzebne jest połączenie trzech szuflad, regulowanej wysokości i łatwej do dezynfekcji powierzchni roboczej bez zajmowania dużej ilości miejsca przy stanowisku.

Dane techniczne

Model	AS-3
Typ produktu	mobilny asystor stomatologiczny / szafka pomocnicza do

	gabinetu dentystycznego
Liczba szuflad	3 szuflady
Układ szuflad	2 górne szuflady na drobniejsze materiały i większa dolna szuflada na wyższe elementy wyposażenia
Regulacja wysokości	tak, w zakresie od 840 mm do 1050 mm
Wysokość minimalna	840 mm
Wysokość maksymalna	1050 mm
Całkowita szerokość	540 mm
Całkowita głębokość	510 mm
Średnica podstawy	650 mm
Blat	szklany blat ułatwiający utrzymanie powierzchni w czystości
Dopuszczalne obciążenie blatu	10 kg
Kolumna	chromowana kolumna gazowa z regulacją wysokości
Podstawa	chromowana podstawa jezdna
System jezdny	koła ułatwiające przemieszczanie asystora przy stanowisku pracy
Budowa	korpus szafki, 3 szuflady, chromowana kolumna gazowa, chromowana podstawa, koła, blat szklany
Kolorystyka	2 kolory frontów oraz 2 kolory boków szafki
Zastosowanie	gabinet stomatologiczny, dentystyczny, zabiegowy lub lekarski

Powiązane produkty i kategorie

Asystor stomatologiczny AS-3 z 3 szufladami i szklanym blatem to kompaktowa, mobilna szafka pomocnicza do organizacji pracy w gabinecie dentystycznym. Jeśli szukasz innych wariantów z większą liczbą szuflad, inną konstrukcją lub większą pojemnością, sprawdź również [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

- [Asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#) – kategoria z mobilnymi asystorami do gabinetów stomatologicznych, medycznych i zabiegowych.
- [Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#) – bardziej kompaktowy model dla gabinetów, które potrzebują mniejszej liczby szuflad i prostszej organizacji stanowiska.
- [Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#) – alternatywa z 3 szufladami dla osób, które szukają mobilnego pomocnika stomatologicznego w innym układzie konstrukcyjnym.
- [Asystor stomatologiczny AS-4 z 4 szufladami i regulacją wysokości](#) – model z większą liczbą szuflad i szerszym zakresem pracy, dobry tam, gdzie ważna jest większa pojemność.
- [Asystor stomatologiczny AS-5 z 5 szufladami i blatem szklanym](#) – bardziej pojemny wariant dla gabinetów, które potrzebują maksymalnej liczby szuflad i większej przestrzeni do przechowywania.
- [Asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami](#) – klasyczny model z 4 szufladami, dobry do gabinetów szukających większej pojemności bez układu AS-3.

FAQ

Czy asystor stomatologiczny AS-3 ma 3 szuflady?

Tak. Model AS-3 posiada **3 szuflady**, które ułatwiają uporządkowanie narzędzi, materiałów, akcesoriów i drobnego wyposażenia używanego w gabinecie stomatologicznym.

Czy dolna szuflada w AS-3 jest większa od pozostałych?

Tak. W modelu AS-3 dolna szuflada jest większa od dwóch górnych, dzięki czemu może służyć do przechowywania wyższych elementów wyposażenia lub materiałów, które wymagają większej przestrzeni.

Czy AS-3 ma szklany blat?

Tak. Asystor stomatologiczny AS-3 jest wyposażony w **szklany blat**, który sprawdza się jako powierzchnia odkładczą na podręczne materiały, narzędzia i akcesoria używane przy stanowisku pracy.

Czy asystor stomatologiczny AS-3 ma regulację wysokości?

Tak. Model AS-3 ma **regulację wysokości w zakresie od 840 mm do 1050 mm**. Pozwala to dopasować wysokość roboczą asystora do stanowiska, fotela oraz sposobu pracy personelu.

Jakie są najważniejsze wymiary asystora AS-3?

Asystor stomatologiczny AS-3 ma **540 mm szerokości**, **510 mm głębokości** oraz regulowaną wysokość od **840 mm do 1050 mm**. Średnica podstawy wynosi **650 mm**.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie blatu w modelu AS-3?

Dopuszczalne obciążenie blatu wynosi **10 kg**. Blat nadaje się do odkładania typowych materiałów, akcesoriów i podręcznych elementów wyposażenia używanych w codziennej pracy gabinetu.

Czy AS-3 sprawdzi się jako mobilna szafka stomatologiczna?

Tak. AS-3 może pełnić funkcję **mobilnej szafki stomatologicznej z 3 szufladami**. Koła ułatwiają przemieszczanie asystora przy stanowisku pracy, a szuflady pomagają utrzymać porządek w narzędziach i materiałach.

Czym AS-3 różni się od pomocnika stomatologicznego AS-1510?

[Pomocnik stomatologiczny AS-1510](#) również ma 3 szuflady, ale AS-3 wyróżnia się szklanym blatem, chromowaną kolumną gazową i regulacją wysokości. AS-3 będzie dobrym wyborem, jeśli oprócz trzech szuflad ważna jest też regulowana wysokość robocza i szklana powierzchnia odkładczą.

Czym AS-3 różni się od AS-4?

[Asystor stomatologiczny AS-4](#) ma 4 szuflady i jest bardziej pojemnym wariantem. AS-3 ma 3 szuflady, szklany blat i regulację wysokości 840-1050 mm, dlatego sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa mobilna szafka z mniejszą liczbą szuflad.

Czym AS-3 różni się od AS-5?

[Asystor stomatologiczny AS-5](#) ma 5 szuflad i będzie lepszym wyborem do gabinetów, które potrzebują większej pojemności. AS-3 jest bardziej kompaktowy i sprawdzi się tam, gdzie wystarczą 3 szuflady oraz wygodny szklany blat.

Czym AS-3 różni się od asystora AS-1310 z 2 szufladami?

[Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#) jest prostszym i bardziej kompaktowym modelem. AS-3 oferuje dodatkową szufladę, szklany blat oraz regulację wysokości, dlatego daje większe możliwości organizacji pracy przy stanowisku stomatologicznym.

Do jakich gabinetów pasuje asystor stomatologiczny AS-3?

AS-3 pasuje do gabinetów stomatologicznych, dentystycznych, zabiegowych i lekarskich, w których potrzebna jest mobilna szafka pomocnicza z trzema szufladami, szklanym blatem i regulowaną wysokością.

Gdzie sprawdzić inne asystory stomatologiczne na kółkach?

Inne modele dostępne są w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#). Warto porównać liczbę szuflad, rodzaj blatu, regulację wysokości, wymiary, mobilność oraz zastosowanie konkretnego modelu w gabinecie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor boków KTS: Biały , Szary platynowy
Kolor frontów KTS: Biały (+ 100,00 zł), Metalik