

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-stomatologiczny-as-4-z-4-szufladami-i-regulacja-wysokosci-p-3501.html>



Asystor stomatologiczny AS-4 z 4 szufladami i regulacją wysokości

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 850,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	9 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-AS-4

Opis produktu

Mobilny asystor stomatologiczny z 4 szufladami i regulacją wysokości

Asystor stomatologiczny AS-4 to mobilna szafka do gabinetu stomatologicznego, zaprojektowana z myślą o wygodnej organizacji narzędzi, materiałów i akcesoriów używanych przy stanowisku pracy. Model wyposażono w 4 szuflady, regulację wysokości, chromowaną kolumnę gazową i chromowaną podstawę oraz szklane blaty, które ułatwiają utrzymanie mebla w czystości i częstą dezynfekcję.

Model AS-4 jest dedykowany przede wszystkim gabinetom dentystycznym. Dzięki mobilnej konstrukcji i funkcjonalnemu układowi szuflad może być wykorzystywany również w innych placówkach lekarskich jako wygodna szafka pomocnicza do codziennej pracy.

Najważniejsze cechy asystora stomatologicznego AS-4

- 4 szuflady do przechowywania wyposażenia pomocniczego,
- regulacja wysokości w zakresie od 965 mm do 1170 mm,
- chromowana kolumna gazowa,
- chromowana podstawa o średnicy 650 mm,
- mobilna konstrukcja na kołach,
- szklane blaty ułatwiające codzienną dezynfekcję,
- dostępność w 2 kolorach frontów oraz 2 kolorach boków szafki.

Zastosowanie

Asystor stomatologiczny AS-4 sprawdza się jako mobilny mebel pomocniczy w gabinecie dentystycznym, gdzie ważne są porządek pracy, szybki dostęp do potrzebnych materiałów oraz łatwe utrzymanie powierzchni w czystości. To rozwiązanie dla placówek, które szukają funkcjonalnej szafki z regulacją wysokości i praktycznym układem 4 szuflad.

Dane techniczne

Model	AS-4
Typ produktu	mobilny asystor stomatologiczny / szafka pomocnicza do gabinetu dentystycznego

Liczba szuflad	4 szuflady
Regulacja wysokości	tak, w zakresie od 965 mm do 1170 mm
Wysokość minimalna	965 mm
Wysokość maksymalna	1170 mm
Całkowita szerokość	540 mm
Całkowita głębokość	510 mm
Średnica podstawy	650 mm
Podstawa	chromowana podstawa jezdna na kołach
Kolumna	chromowana kolumna gazowa z regulacją wysokości
Błaty	szklane blaty ułatwiające czyszczenie i codzienną dezynfekcję
Dopuszczalne obciążenie blatu	10 kg
Mobilność	konstrukcja na kołach, ułatwiająca ustawienie asystora przy stanowisku pracy
Budowa	korpus szafki, 4 szuflady, chromowana kolumna gazowa, chromowana podstawa, koła, szklane blaty
Kolorystyka	2 kolory frontów oraz 2 kolory boków szafki
Zastosowanie	gabinet stomatologiczny, dentystyczny, zabiegowy lub lekarski

Dlaczego warto wybrać model AS-4?

Model AS-4 łączy cechy, które mają realne znaczenie w codziennej pracy gabinetu: 4 szuflady, mobilność, regulację wysokości oraz powierzchnie ułatwiające dezynfekcję. To właśnie taki zestaw parametrów odróżnia ten asystor od prostszych szafek pomocniczych oraz innych modeli o innej konfiguracji wyposażenia.

Powiązane produkty i kategorie

Asystor stomatologiczny AS-4 z regulacją wysokości to mobilna szafka pomocnicza do gabinetu dentystycznego, wyposażona w 4 szuflady, szklane blaty oraz regulację wysokości w zakresie 965–1170 mm. Jeśli szukasz innych wariantów asystorów do gabinetu, sprawdź również [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

- [Asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#) – kategoria z mobilnymi asystorami do gabinetów stomatologicznych, medycznych i zabiegowych.
- [Asystor stomatologiczny AS-3 z 3 szufladami i szklanym blatem](#) – niższy wariant z mniejszą liczbą szuflad, dobry do gabinetów, które potrzebują mobilnego asystora ze szklanym blatem, ale bez regulacji wysokości.
- [Asystor stomatologiczny AS-5 z 5 szufladami i blatem szklanym](#) – bardziej pojemny model z 5 szufladami, polecany tam, gdzie najważniejsza jest większa przestrzeń do przechowywania.
- [Asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami](#) – alternatywa z 4 szufladami, ale bez regulacji wysokości, odpowiednia do gabinetów szukających klasycznego układu szuflad.
- [Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami](#) – bardziej kompaktowy model dla gabinetów, które potrzebują mniejszej liczby szuflad i prostszej organizacji stanowiska.
- [Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#) – wariant pośredni dla osób, które szukają mobilnego pomocnika stomatologicznego z trzema szufladami.

FAQ

Czy asystor stomatologiczny AS-4 ma regulację wysokości?

Tak. Model AS-4 ma **regulację wysokości w zakresie od 965 mm do 1170 mm**. Dzięki temu można lepiej dopasować ustawienie asystora do stanowiska pracy, fotela stomatologicznego oraz preferencji personelu.

Czy AS-4 ma 4 szuflady?

Tak. Asystor stomatologiczny AS-4 posiada **4 szuflady**, które ułatwiają przechowywanie narzędzi, materiałów, akcesoriów i drobnego wyposażenia używanego w codziennej pracy gabinetu dentystycznego.

Czy AS-4 ma szklane blaty?

Tak. Model AS-4 jest wyposażony w **szklane blaty**, które dobrze sprawdzają się jako powierzchnia odkładcza na podręczne materiały i akcesoria. Szklana powierzchnia ułatwia również codzienne czyszczenie i dezynfekcję.

Do czego służy chromowana kolumna gazowa w AS-4?

Chromowana kolumna gazowa odpowiada za regulację wysokości asystora. Dzięki niej można zmieniać wysokość roboczą modelu AS-4 w zakresie 965-1170 mm, co zwiększa wygodę pracy przy stanowisku stomatologicznym.

Czy AS-4 sprawdzi się jako mobilna szafka stomatologiczna?

Tak. AS-4 może pełnić funkcję **mobilnej szafki stomatologicznej** z 4 szufladami, szklanymi blatami i regulacją wysokości. To praktyczne rozwiązanie do organizacji narzędzi, materiałów oraz akcesoriów blisko stanowiska pracy.

Czym AS-4 różni się od AS-3?

[Asystor stomatologiczny AS-3](#) ma 3 szuflady i szklany blat, natomiast AS-4 posiada **4 szuflady oraz regulację wysokości**. AS-4 będzie lepszym wyborem, jeśli gabinet potrzebuje większej pojemności i możliwości dopasowania wysokości roboczej.

Czym AS-4 różni się od AS-5?

[Asystor stomatologiczny AS-5](#) ma 5 szuflad i blat szklany, dlatego będzie lepszy tam, gdzie najważniejsza jest maksymalna pojemność. AS-4 ma 4 szuflady, ale wyróżnia się **regulacją wysokości 965-1170 mm**, co może być ważniejsze przy pracy przy fotelu stomatologicznym.

Czym AS-4 różni się od AS-1610 z 4 szufladami?

[Asystor stomatologiczny AS-1610 z 4 szufladami](#) to klasyczny model z czterema szufladami. AS-4 również ma 4 szuflady, ale dodatkowo posiada **regulację wysokości**, chromowaną kolumnę gazową i szklane blaty, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie ważna jest zmienna wysokość robocza.

Czy regulacja wysokości jest przydatna w gabinecie dentystycznym?

Tak. Regulacja wysokości pozwala lepiej dopasować asystora do sposobu pracy personelu, wysokości fotela oraz ustawienia stanowiska. Jest to szczególnie przydatne, gdy z jednego asystora korzystają różne osoby lub gdy wyposażenie musi być łatwo dopasowane do konkretnego zabiegu.

Jakie są najważniejsze parametry techniczne asystora AS-4?

Najważniejsze parametry modelu AS-4 to: **4 szuflady**, regulacja wysokości od 965 mm do 1170 mm, szerokość 540 mm, głębokość 510 mm, podstawa 650 mm, chromowana kolumna gazowa, szklane blaty oraz dopuszczalne obciążenie blatu 10 kg.

Do jakiego gabinetu pasuje asystor stomatologiczny AS-4?

AS-4 pasuje do gabinetów stomatologicznych, dentystycznych, zabiegowych i medycznych, w których potrzebna jest mobilna szafka z szufladami, powierzchnią odkładczą i możliwością regulacji wysokości. Szczególnie dobrze sprawdzi się przy stanowiskach, gdzie ważna jest elastyczna organizacja pracy.

Gdzie sprawdzić inne asystory stomatologiczne na kółkach?

Inne modele dostępne są w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#). Warto porównać liczbę szuflad, zakres regulacji wysokości, rodzaj blatu, wymiary, mobilność oraz przeznaczenie danego modelu do gabinetu dentystycznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor boków KTS: Biały , Szary platynowy
Kolor frontów KTS: Biały (+ 100,00 zł), Metalik