

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-stomatologiczny-bialy-p-3162.html>

Asystor stomatologiczny 1-szufladowy z polem odkładczym 400 × 400 mm

Cena brutto	1 650,00 zł
Cena netto	1 527,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-01-S(1)-ST-0000-K4.3
Kod producenta	A-01-S(1)-ST-0000-K4.3

Opis produktu

Kompaktowy asystor stomatologiczny do organizacji pracy w gabinecie

Asystor stomatologiczny z 1 szufladą i polem odkładczym 400 × 400 mm to kompaktowy, mobilny stolik pomocniczy do gabinetu dentystycznego. Model ułatwia organizację narzędzi, materiałów i akcesoriów przy stanowisku pracy, a dzięki pięcioramiennej podstawie na kołach sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest poręczny **asystor stomatologiczny na kółkach** bez rozbudowanego korpusu wieloszufladowego.

W porównaniu z większymi asystorami stomatologicznymi ten wariant zapewnia podstawową przestrzeń do przechowywania w szufladzie oraz dodatkową powierzchnię roboczą na górze korpusu. To dobry wybór do gabinetów, które szukają mobilnego asystora stomatologicznego z jedną szufladą, stabilną podstawą i możliwością dopasowania wyglądu frontu do aranżacji wnętrza.

Najważniejsze cechy asystora stomatologicznego

- 1 szuflada z frontem o wysokości 130 mm,
- pole odkładcze stanowiące powierzchnię roboczą o wymiarach 400 × 400 mm,
- szuflada wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na biało,
- front szuflady lakierowany na wybrany kolor RAL według wzornika,
- biała, lakierowana proszkowo podstawa pięcioramienna,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm,
- 3 koła z blokadą.

Wykonanie i funkcjonalność

Asystor został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym. Szuflada umożliwia wygodne przechowywanie podstawowych materiałów i drobnych akcesoriów, natomiast górne pole odkładcze 400 × 400 mm zwiększa funkcjonalność stanowiska i pozwala utrzymać najpotrzebniejsze elementy w zasięgu ręki.

Pięcioramienna podstawa poprawia stabilność, a podwójne koła ułatwiają przemieszczanie asystora pomiędzy stanowiskami lub ustawienie go dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Trzy blokady pomagają ograniczyć niekontrolowane przesuwanie podczas pracy.

Dane techniczne

--	--

Typ produktu	asystor stomatologiczny / stolik pomocniczy do gabinetu
Liczba szuflad	1 szuflada
Wymiary pola odkładczego	400 × 400 mm
Wymiary szuflady	450 × 450 × 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Podstawa	biała, pięcioramienna podstawa jezdna, lakierowana proszkowo
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego
Średnica kół	55 mm
Blokada kół	3 koła z blokadą
Materiał szuflady	stal lakierowana proszkowo na biało
Kolor frontu	front szuflady lakierowany na wybrany kolor RAL według wzornika
Zastosowanie	gabinet stomatologiczny, dentystyczny, zabiegowy lub medyczny
Standard produkcji	produkcja w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 13485

Jakość i standard produkcji

Asystor jest wytwarzany przez producenta pracującego w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Produkcja prowadzona jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Zastosowanie

Model sprawdza się jako asystor stomatologiczny, stolik pomocniczy lub mobilny element wyposażenia gabinetu, w którym liczy się łatwy dostęp do podstawowych narzędzi i materiałów. Jednoszufladowa konstrukcja będzie odpowiednia tam, gdzie ważna jest kompaktowość, prostota obsługi i wygodna powierzchnia odkładcza.

Powiązane produkty i kategorie

Asystor stomatologiczny z 1 szufladą i polem odkładczym 400 × 400 mm to kompaktowy model do organizacji pracy przy stanowisku dentystycznym. Jeśli szukasz innych wariantów z większą liczbą szuflad lub inną konstrukcją, sprawdź również [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

- [Asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#) – kategoria z mobilnymi asystorami do gabinetów medycznych, stomatologicznych i zabiegowych.
- [Asystor stomatologiczny AS-1310 z 2 szufladami na kółkach](#) – model pośredni dla gabinetów, które potrzebują większej pojemności niż w wersji 1-szufladowej.
- [Pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami na kółkach](#) – wariant z większą liczbą szuflad, przydatny do lepszej segregacji narzędzi, materiałów i akcesoriów.
- [Asystor stomatologiczny z 3 szufladami](#) – dobry wybór do stanowisk, gdzie potrzebna jest większa przestrzeń do przechowywania niż w modelu z 1 szufladą.
- [Asystor stomatologiczny z 4 szufladami](#) – bardziej rozbudowany model do gabinetów wymagających większej pojemności i lepszej organizacji wyposażenia.

FAQ

Czy asystor stomatologiczny ma jedną szufladę?

Tak. Ten model posiada **1 szufladę**, która ułatwia przechowywanie podręcznych narzędzi, materiałów pomocniczych i drobnych akcesoriów używanych podczas pracy w gabinecie stomatologicznym.

Jakie wymiary ma pole odkładcze w tym asystorze?

Asystor stomatologiczny ma pole odkładcze o wymiarach **400 x 400 mm**. To praktyczna powierzchnia do odkładania narzędzi, materiałów, preparatów i akcesoriów potrzebnych przy stanowisku pracy.

Czy ten model jest asystorem stomatologicznym na kółkach?

Tak. Produkt jest wyposażony w podstawę jezdnią na kołach, dlatego może być używany jako **mobilny asystor stomatologiczny na kółkach**. Dzięki temu można go łatwo przestawiać w obrębie gabinetu lub stanowiska zabiegowego.

Czy koła mają blokadę?

Tak. Model posiada **3 koła z blokadą**, co pozwala ustabilizować asystor w wybranym miejscu. To ważne podczas pracy przy pacjencie, gdy stolik powinien pozostać w jednej pozycji.

Czy asystor stomatologiczny z 1 szufladą sprawdzi się w małym gabinecie?

Tak. Kompaktowa konstrukcja, jedna szuflada i pole odkładcze 400 x 400 mm sprawiają, że model dobrze pasuje do mniejszych gabinetów stomatologicznych, w których liczy się mobilność, porządek i oszczędność miejsca.

Czy ten produkt może pełnić funkcję pomocnika stomatologicznego?

Tak. Asystor stomatologiczny z 1 szufladą może być używany jako **pomocnik stomatologiczny** przy stanowisku pracy. Ułatwia dostęp do najpotrzebniejszych materiałów i pozwala uporządkować akcesoria używane podczas zabiegów.

Czym różni się asystor z 1 szufladą od modeli z 2 lub 3 szufladami?

Model z 1 szufladą jest bardziej kompaktowy i sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest podstawowe miejsce do przechowywania oraz powierzchnia odkładcza. Jeśli gabinet potrzebuje większej pojemności, warto porównać go z [asystorem stomatologicznym AS-1310 z 2 szufladami](#) lub z [pomocnikiem stomatologicznym AS-1510 z 3 szufladami](#).

Czy warto wybrać asystor 1-szufladowy zamiast modelu z 4 szufladami?

Asystor 1-szufladowy będzie lepszym wyborem, jeśli potrzebujesz kompaktowego stolika pomocniczego z podstawową szufladą i polem odkładczym. Model z 4 szufladami sprawdzi się natomiast w gabinetach, gdzie potrzebna jest większa pojemność i dokładniejszy podział narzędzi oraz materiałów. Zobacz także [asystor stomatologiczny z 4 szufladami](#).

Czy ten model można określić jako stolik stomatologiczny z szufladą?

Tak. Produkt może pełnić funkcję **stolika stomatologicznego z szufladą**, ponieważ łączy powierzchnię odkładczą 400 x 400 mm z miejscem do przechowywania podręcznych akcesoriów. To praktyczne rozwiązanie do organizacji pracy przy fotelu lub stanowisku zabiegowym.

Do jakich gabinetów pasuje asystor stomatologiczny z 1 szufladą?

Model pasuje do gabinetów stomatologicznych, dentystycznych, zabiegowych oraz medycznych, w których potrzebny jest mobilny stolik pomocniczy z jedną szufladą. Sprawdzi się szczególnie tam, gdzie najważniejsza jest szybka dostępność narzędzi i materiałów.

Czy front asystora można dopasować kolorystycznie?

Tak. Model ma możliwość wyboru koloru frontu z palety RAL, co pozwala dopasować wygląd asystora do aranżacji gabinetu, mebli stomatologicznych lub pozostałego wyposażenia stanowiska pracy.

Gdzie sprawdzić inne asystory stomatologiczne na kółkach?

Inne modele dostępne są w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#). Warto porównać liczbę szuflad, pole odkładcze, mobilność, blokady kół oraz przeznaczenie danego modelu do gabinetu stomatologicznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące